

Présentation d'EduMic

# Restez **actif** **et engagé**



Le partenaire idéal  
pour vos aides  
auditives Oticon

**oticon**  
life-changing technology

# Votre partenaire idéal tout au long de la journée



## Un accessoire pour les aides auditives doté de nombreuses fonctions

EduMic vous aide lorsque vous avez besoin d'entendre clairement et directement un son, une voix, en transmettant ce son et cette voix dans vos aides auditives.

- ✓ **Microphone distant** - Transmet directement la voix de la personne qui parle à vos aides auditives
- ✓ **Récepteur avec bobine d'induction (bobine T)** - Capte les signaux audio des systèmes publics de boucle magnétique et les envoie à vos aides auditives
- ✓ **Diffuseur de média** - Envoie le son de votre ordinateur, tablette, télévision etc., directement à vos aides auditives

## Une qualité sonore exceptionnelle

EduMic vous offre la technologie de pointe reconnue des aides auditives Oticon. L'association d'EduMic et des aides auditives Oticon\* vous offre un signal clair avec une qualité sonore exceptionnelle.

## Très facile à utiliser

Muni d'un simple bouton-poussoir, EduMic est facile à utiliser. Il suffit de l'appairer une seule fois à vos aides auditives Oticon\* via la technologie sans fil Bluetooth® Low Energy 2,4GHz et il n'y a pas de récepteur supplémentaire à fixer à vos aides auditives.

EduMic se clipse facilement aux vêtements. Il peut également être porté sur un tour de cou, tout en restant discret et élégant.



\* EduMic est compatible avec les aides auditives Oticon dotées de la technologie Bluetooth Low Energy 2,4 GHz : Oticon Opn™, Oticon Opn S™, Oticon Xceed, Oticon Opn Play™, Oticon Xceed Play et Oticon Siya.



## Entendre l'interlocuteur avec une incroyable clarté

### **Transmet directement la voix de l'interlocuteur pour surmonter la distance et le bruit**

EduMic vous offre la possibilité de vous rapprocher de ce que vous voulez entendre sans bouger. C'est la solution idéale lorsque la personne qui parle se situe très loin ou si elle peine à se faire entendre dans le bruit ambiant. EduMic se clipse à ses vêtements pour envoyer directement et clairement sa voix à vos aides auditives.

**Pour l'apprentissage,** EduMic vous aide quand les enseignants sont loin et qu'il devient difficile de les suivre. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton pour mieux entendre leur voix et profiter pleinement du cours. Vous pourrez alors vous concentrer sur ce qui compte : apprendre et suivre le cours.

EduMic peut transmettre la parole à plusieurs aides auditives Oticon à la fois. Votre partenaire, vos amis ou vos proches peuvent donc eux-aussi bénéficier d'une qualité sonore exceptionnelle.

**Pour les réunions,** au travail et ailleurs, EduMic peut vous aider dans les environnements bruyants afin de vous permettre de participer de façon active.

**Pour le sport,** sur le terrain de jeu ou au gymnase, EduMic vous permet d'entendre l'entraîneur plus facilement afin de vous permettre de mieux vous concentrer sur ce que vous faites.



# Un son direct et sans fil pour les moments spéciaux



## Bénéficiez d'un son clair à partir des systèmes de boucle magnétique, sans bobine d'induction dans vos aides auditives

EduMic vous permet de vous connecter aux systèmes de boucle magnétique dans les bâtiments publics comme les théâtres, les églises, les musées, les salles de conférence ou de concert, même si vous ne disposez pas d'aides auditives dotées d'une bobine d'induction.

EduMic dispose d'une bobine d'induction intégrée, vous pouvez donc vous connecter aux systèmes de boucle magnétique dès que vous voyez le symbole dans l'image ci-dessus.

Vous pourrez alors profiter du plaisir d'un son clair, même dans les lieux publics bruyants.

EduMic est également compatible avec d'autres systèmes de microphone distant grâce à son interface Européen standard.


## Diffusez un son de qualité directement depuis vos appareils

EduMic se branche aussi aux appareils avec un jack audio standard de 3,5 mm, pour vous permettre de diffuser du son à partir de votre ordinateur, tablette, télévision, lecteur de musique, etc.

Une fois branché, EduMic envoie directement le son à vos aides auditives.

## Contrôlez le son avec notre application mobile

L'application Oticon ON vous permet de régler le son transmis à partir d'EduMic à vos aides auditives.



Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Contactez votre audioprothésiste :

Les aides auditives Oticon sont fabriquées par la société Oticon A/S. Il s'agit de dispositifs médicaux de classe IIa, marqués CE 0543 et remboursés par les organismes d'assurance maladie (consulter la LPPR). Ces dispositifs médicaux sont destinés à la réhabilitation des pertes auditives légères à sévères profondes. Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Mise à jour : 06/2020

Life-changing technology signifie  
Des technologies qui changent la vie.

[www.oticon.fr](http://www.oticon.fr)

**oticon**  
life-changing technology