

Oticon Opn S™**Oticon Opn S 1****Oticon Opn S 2****Oticon Opn S 3****Compréhension de la parole**

OpenSound Navigator™

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

- Effet de balance

100%

50%

50%

- Réd. bruit - environnement complexe

9 dB

5 dB

3 dB

OpenSound Optimizer™

•

•

•

Speech Guard™ LX

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Spatial Sound™ LX

4 bandes

2 bandes

2 bandes

Soft Speech Booster LX

•

•

•

Speech Rescue™ LX

•

•

•

Qualité de son

Clear Dynamics

•

•

-

Gestion spatiale du bruit

•

•

-

Bande passante d'adaptation

10 kHz

8 kHz

8 kHz

Canaux de traitement

64

48

48

Bass Boost (streaming)

•

•

•

Confort d'écoute

Gestion des transitoires

4 configurations

On/Off

On/Off

Feedback shield LX

•

•

•

Wind Noise Management

•

•

•

Personnalisation & Optimisation de programmation

YouMatic™ LX

3 configurations

2 configurations

1 configuration

Canaux d'adaptation

16

14

12

Programmes d'écoute

•

•

•

Multiples options de directivité

•

•

•

Gestionnaire d'adaptation

•

•

•

Méthodologies d'adaptation

DVO+, NAL-NL1+2, DSL v5.0

DVO+, NAL-NL1+2, DSL v5.0

DVO+, NAL-NL1+2, DSL v5.0

Connectivité au monde

Stereo streaming (2.4 GHz)

•

•

•

Made for iPhone®

•

•

•

Application Oticon ON

•

•

•

ConnectClip

•

•

•

Télécommande 3.0

•

•

•

Adaptateur TV 3.0

•

•

•

Besoins spécifiques

Tinnitus SoundSupport™

•

•

•

OTICON | Opn S

**Comparaison
Produits**
oticon
PEOPLE FIRST