

TABLEAU DES RITE COMPATIBLES AVEC LES ÉCOUTEURS miniFit

Familles	Styles	Pare Cérumen Ecouteur	Embouts	Pare Cérumen Embout	Outil	Bague
Opn* Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Sensei	RITE & mini RITE 60 	Pro Wax miniFit 1 tortue de 6 128057 	Micro-Embout  Lite Tip 	Pro Wax 123367 Pour 1 tortue de 6 	129498  129497 	Droit 127235-01 Gauche 127236-01 
	Design RITE 80 	Pro Wax miniFit 1 tortue de 6 128057 	Micro-Embout  Lite Tip 	Pro Wax 123367 Pour 1 tortue de 6 	129497 	Droit 127235-01 Gauche 127236-01 
	RITE & mini RITE 100 105 			Micro-Embout Power 	Pro Wax 123367 Pour 1 tortue de 6 	126187 

*Uniquement disponible en mini RITE

TABLEAU DES BTE COMPATIBLES AVEC LES TUBES FINS CORDA miniFit

Familles	Styles	Tube	Pare Cérumen Tube fin	Embouts	Pare Cérumen Embout	Bague
Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Sensei	BTE 85 & BTE 75 	x 0,9 mm 		Micro-Embout  Lite Tip 	Pro Wax 123367 Pour 1 tortue de 6 	Droit 127235-01 Gauche 127236-01 
	mini BTE 85 	Corda miniFit 				
Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Sensei	BTE 100 & BTE 90 	x 1,3 mm 		Micro-Embout  Lite Tip 	Pro Wax 123367 Pour 1 tortue de 6 	Droit 127235-01 Gauche 127236-01 
		Corda miniFit Power 				

Imprimé selon Tabourau - Tél. : 01 34 75 00 50 - Adhèrent Imprim'Veil - Imprimé sur papier PEFC

Vos interlocuteurs privilégiés du service fabrication/SAV Intra et Micro-Embout - Réception des scan empreintes

Ligne dédiée : 01 70 36 96 34 - Fax : 01 70 36 96 20

Chantal COUDERC : chcd@dgs.com - Joël FRIESS : jlfr@dgs.com - Olivia DEMONCHEAUX : odem@dgs.com

Stéphanie LATAPIE : snla@dgs.com - Jean-Claude GEORGES : jcge@dgs.com