

Oticon RemoteCare - Auswahl der Nutzer

1.	Alter	≥ 18 Jahre	< 18 Jahre	
2.	Besitzt der Kunde eine aktive E-Mail-Adresse?	Ja	Nein	
3.	Besitzt der Kunde Hörsysteme von Oticon?	Ja	Nein	
	Wenn ja, welche Hörsysteme von Oticon besitzt der Kunde?	Oticon Hörsysteme mit Bluetooth® Low Energy-Technologie* * Oticon Opn erfordert Firmware 6.0 oder höher	Oticon Hörsysteme ohne Bluetooth® Low Energy-Technologie	
4.	Ist die Internetverbindung des Kunden in Situationen stabil, in denen er Internetdienste wie Netflix, FaceTime, Skype usw. nutzt? Die erforderliche minimale Bandbreite beträgt 1/1 Mbit/s.	Ja	Nein	Weiß ich nicht
5.	Besitzt der Kunde ein kompatibles Gerät? iPad, iPhone mit iOS 13 oder höher. Aufgeführtes Android™-Gerät mit OS 8.0 oder höher. Um zu prüfen, ob ein Gerät kompatibel ist, besuchen Sie: www.oticon.de/compatibility	Ja	Nein	
6.	Hat der Kunde Zugriff zum Download von Apps?	Ja	Nein	
7.	Nutzt der Kunde auf seinem iPhone, iPad oder Android-Gerät folgende Dienste:			
	a. Anwendungen (Apps)?	Ja	Nein	
	b. den Empfang und Versand von E-Mails?	Ja	Nein	
	c. die Verbindung zum WLAN?	Ja	Nein	