

Nutzung des Streamer Pro ohne Halsgurt

Um die optimale Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, sollten Sie den Streamer Pro mit einem der beigefügten Halsgurte tragen. Wird der Streamer ohne Halsgurt genutzt, wie auf Seite 18 in der Bedienungsanleitung beschrieben, ist es erforderlich, den Streamer Pro zu konfigurieren und mit Ihren Hörsystemen zu koppeln.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

Ihr Streamer wurde gekoppelt und kann ohne Halsgurt verwendet werden.

