

EduMic

Bleiben Sie **aktiv** **und eingebunden**



Die perfekte
Ergänzung zu Ihren
Oticon Hörsystemen

oticon
life-changing technology

Der perfekte Partner für den ganzen Tag



Ein Hörsystem-Zubehör mit vielen Funktionen

Das EduMic unterstützt Sie, wenn Sie direkten und klaren Klang benötigen, indem Audio oder die Stimme eines Sprechers an Ihre Hörsysteme übertragen wird.

- ✓ **Externes Mikrofon** - Überträgt die Stimme eines Sprechers direkt an Ihre Hörsysteme
- ✓ **Telefonspulenempfänger** - Erfasst Audio aus öffentlichen Ringschleifensystemen und überträgt es an Ihre Hörsysteme
- ✓ **Medien-Streamer** - Überträgt Audio von Ihrem Computer, Tablet, TV und mehr direkt an Ihre Hörsysteme

Außergewöhnliche Klangqualität

Mit dem EduMic erhalten Sie die hochmoderne Technologie, für die Oticon Hörsysteme so bekannt sind. Die Kombination aus EduMic und Oticon Hörsystemen* liefert ein klares Signal mit hervorragender Klangqualität.

Einfache Handhabung

Dank des Einzeltasters ist die Bedienung von EduMic ganz einfach. Es muss nur einmal über die kabellose Bluetooth® Technologie mit Ihren Oticon Hörsystemen gekoppelt werden, und es gibt keinen klobigen Empfänger, der an Ihren Hörsystemen befestigt werden muss.

EduMic lässt sich einfach an der Kleidung oder einem Halsband befestigen, wo es elegant und diskret aussieht.

* EduMic ist mit Oticon Hörsystemen kompatibel, die die 2,4-GHz-Bluetooth Low Energy-Technologie nutzen: Oticon Opn™, Oticon Opn S™, Oticon Xceed, Oticon Opn Play™, Oticon Xceed Play, Oticon Ruby und Oticon Siya.



Hören Sie Sprecher **mit unglaublicher Klarheit**

Übertragen Sie direkt die Stimme eines Sprechers, um Distanz und Lärm zu überwinden

EduMic gibt Ihnen ein zusätzliches Ohr, das näher an der Klangquelle ist. Es eignet sich ideal für weiter entfernte Sprecher oder wenn die Umgebungsgeräusche zu laut sind. EduMic wird einfach an der Kleidung des Sprechers angebracht, um die Stimme direkt und deutlich an Ihre Hörsysteme zu übertragen.

Beim Lernen hilft EduMic, wenn Lehrer, Dozenten oder Professoren aus der Ferne nur schwer zu verstehen sind. Mit einer Tasterbetätigung werden Sie die Stimme besser hören und nehmen viel mehr aus dem Unterricht


EduMic kann Sprache an viele Oticon Hörsysteme gleichzeitig senden, damit Ihr Partner, Ihre Freunde oder Ihre Familie ebenfalls von herausragender Klangqualität profitieren können.



oder der Vorlesung mit. So können Sie sich auf das Wichtige konzentrieren: Lernen und im Unterricht mithalten.

Bei Meetings kann EduMic in lärmigen Umgebungen helfen, damit Sie aktiv teilnehmen können.

Beim Sport auf dem Spielfeld oder im Fitnessstudio können Sie mit EduMic den Trainer besser hören und sich so mehr auf Ihren Sport konzentrieren.





Direktes, kabelloses Audio für die besonderen Momente

Deutlicher Klang von Ringschleifensystemen - ohne Telefonspule in Ihren Hörsystemen

Mit EduMic können Sie sich mit Ringschleifensystemen in öffentlichen Gebäuden wie Theatern, Kirchen, Museen, Hörsälen oder Konzerthallen verbinden, selbst wenn Ihre Hörsysteme keine Telefonspule enthalten.

EduMic besitzt eine integrierte Telefonspule, damit Sie sich mit Ringschleifensystemen verbinden können, sobald Sie das Symbol sehen.

Genießen Sie also die Schönheit von klarem Klang auch an lauten öffentlichen Orten.

EduMic ist über seine standardmäßige Europin-Schnittstelle auch mit anderen externen Mikrofonsystemen kompatibel.



Streamen Sie hochwertiges Audio direkt von Ihren Geräten

EduMic lässt sich über einen standardmäßigen 3,5-mm-Audioklinkenstecker mit Geräten verbinden, so dass Sie Audio von Ihrem Computer, Tablet, TV, Musikplayer und mehr streamen können.

Sobald EduMic angesteckt ist, überträgt es den Klang direkt an Ihre Hörsysteme.

Steuern Sie den Klang mit der mobilen App

Mithilfe der Oticon ON App können Sie den vom EduMic an Ihre Hörsysteme übertragenen Klang mit Ihrem Smartphone steuern.



Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Ihr Hörakustiker: