

Ein Durchbruch in der Versorgung hochgradig schwerhöriger Kinder

Oticon Xceed Play eignet sich für Kinder jeden Alters, die eine hochgradige bis an Taubheit grenzende Hörminderung haben.*

Oticon Xceed Play basiert auf einer bahnbrechenden Technologie, die die Welt Ihres Kindes öffnet und ihm Zugang zu mehr Sprache bietet. In einer 360°-Klanglandschaft kann sich Ihr Kind besser entwickeln, sei es in der Schule oder während es beiläufig lernt.

Oticon Xceed Play

- √ 360°-Zugang zu Sprache
- ✓ Klarer und detaillierter Klang
- ✓ Vermeidung von störenden Pfeifgeräuschen
- ✓ 2,4 GHz-Bluetooth®-Verbindung zu vielen Geräten




OTICON | Xceed Play

Eröffnen Sie Ihrem Kind die ganze Welt der Hör-Power

Für Kinder mit hochgradiger Hörminderung




















WUSSTEN SIE SCHON ... _____

Mehr Zugang

für eine bessere

Sprachentwicklung

zu Sprache

Kinder lernen zu mehr als 80 Prozent zufällig und nicht im direkten Unterricht.* Um dieses indirekte Lernen zu unterstützen, müssen Kinder Sprache rund um sie herum klar hören können.

* Knoors, M., & Marschark, M. (2015). Educating deaf learners, 547-572

^{*} In dieser Broschüre benutzen wir die Bezeichnung "hochgradige Hörminderung".



Herkömmliche Richtmikrofon-Technologie konzentriert sich auf den Sprecher vor dem Kind, während andere Stimmen und Klänge abgesenkt werden. Omnidirektionale Hörsysteme ermöglichen den Zugang zu allen Klängen und machen es Kindern daher schwer, Sprache und Lärm zu trennen.

Das Gehirn muss bei beiden Ansätzen viel Energie aufwenden, um einem Gespräch zu folgen.

Oticon Xceed Play ermöglicht hochgradig schwerhörigen Kindern einen 360°-Zugang zu Sprache und filtert diese aus Lärm heraus. Gleichzeitig bewahrt es die Umgebungsgeräusche, was Ihrem Kind hilft, zwischen Sprache und unwichtigen Geräuschen zu unterscheiden. Je besser Ihr Kind hört und versteht, desto mehr kann es seine Sprache entwickeln, lernen und am Leben teilnehmen.

Mehr Sprachdetails dank Feedback-Prävention

Der bahnbrechende OpenSound Optimizer™ verhindert lästiges Rückkopplungspfeifen fast vollständig und bietet optimale Verstärkung.* Ihr Kind hört bis zu 20 %** mehr Sprachdetails, die für seine Sprachentwicklung unerlässlich sind.



BrainHearing™

Oticon entwickelt Hörsysteme, die das Gehirn bei der Versteh-Arbeit optimal unterstützen. Mit den erfolgreichen BrainHearing-Technologien von Oticon Xceed Play hat Ihr Kind die besten Voraussetzungen, zu hören, zu lernen und sich zu entwickeln.



- e gemäß oticon
- ** Ng & Rumley 2019, Oticon Whitepaper

Oticon Xceed Play ist "Made for iPhone®" und lässt sich kabellos mit modernen Smartphones und einer Vielzahl an Zubehör verbinden. Dadurch wird es für Kinder und Jugendliche einfacher in der Schule, beim Musikhören oder bei gemeinsamen Aktivitäten mit Freunden.

Lösungen für das Klassenzimmer

In der Schule kann sich Ihr Kind über Oticon Xceed Play direkt mit den Lehrern sowie mit FM-Systemen oder elektronischen Geräten verbinden, die im Unterricht genutzt werden.

Steuerung mit der Oticon ON App

Mit der Oticon ON App können ältere Kinder, Jugendliche und Eltern die Hörsysteme von einem Smartphone aus steuern, z.B. den Batteriestatus überprüfen sowie die Lautstärke einstellen. Praktisch ist auch die "Finde mein Hörsystem"-Funktion, wenn Ihr Kind dieses verlegt hat.







Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple linc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.





ConnectClip - Streaming in Stereo

Mit dem ConnectClip verwandelt Ihr Kind z. B. beim Musikhören oder YouTube-Schauen seine Hörsysteme in hochwertige Stereo-Kopfhörer.

Das externe Mikrofon des ConnectClip unterstützt z.B. im Auto oder auf dem Sportplatz, also beim Hören in Lärm oder auf Entfernung.



Entwickelt für Kinder

- ✓ IP68-zertifiziert (Wasser- und Staubresistenz)
- ✓ Speziell gesichertes Batteriefach (optional)
- ✓ LED-Anzeige bestätigt die korrekte Funktion
- ✓ Frei von Allergenen
- ✓ Oticon SafeLine™ optional als Sicherheitsschnur

Oticon Xceed Play gibt es als SuperPower- und UltraPower-Hörsystem in 12 Farben. Zusätzlich gibt es bunte Aufkleber, um die Hörsysteme persönlich zu gestalten.

