

OTICON INO



LA QUINTESSENZA
DELL'UDITO



Oticon Ino sposta le soluzioni acustiche entry-level ad un livello superiore. Con Ino gli utenti possono provare i benefici di alcune delle più recenti innovazioni nella tecnologia dell'udito: veloce ed accurata elaborazione del suono, facile connettività con telefoni e dispositivi multimediali ed efficace soppressione del feedback - tutte in una soluzione molto piccola e bella da vedere. Abbiamo evoluto le soluzioni acustiche di base, affinché gli utenti potessero interagire più naturalmente, comunicare spontaneamente ed essere certi di poter partecipare più attivamente qualunque sia il loro stile di vita.

IL PIACERE **DELL'ESSENZIALE**


DETTAGLI ESSENZIALI PER UNA MIGLIORE INTERAZIONE

Oticon Ino avvicina gli utenti ai propri amici e familiari, mettendoli in connessione con il mondo che li circonda. L'esclusiva qualità sonora offerta dalla nostra piattaforma di ultima generazione RISE 2 permette agli utenti di apprezzare i dettagli e

la ricchezza dei suoni intorno a loro. L'accesso ai dettagli è essenziale per la comunicazione ed un'interazione rilassata - l'esperienza di ascolto diventa meno estenuante quando le sfumature della voce risultano più chiare.

Oticon Ino è imperniato sulla potente piattaforma di elaborazione **RISE 2**, che offre:

- Velocità di elaborazione raddoppiata rispetto alla versione RISE
- Eccellente qualità sonora
- Immagine sonora dettagliata
- 8 kHz di ampiezza di banda
- Cancellazione Dinamica del Feedback





FIDUCIA ESSENZIALE ORA E IN FUTURO

Oticon Ino significa investire nel suono ora e in futuro. È disponibile in una gamma di modelli piccoli e leggeri così che l'utente possa scegliere esattamente la forma e lo stile che più si adatta alle sue esigenze - e sentirsi a proprio agio e fiducioso ogni volta che lo indossa.

Ideale per la maggior parte degli utenti, Oticon Ino è molto semplice da adattare e grazie alla funzione di audiometria in-situ le permette di utilizzare la chiocciola e gli apparecchi dell'utente per misurarne direttamente la soglia uditiva. Se i parametri uditivi dell'utente cambiano, si possono sostituire i ricevitori per aumentare l'uscita ed adattarsi alle nuove esigenze.

Oticon Ino è stato realizzato anche in uno dei nostri modelli più piccoli oggi disponibili: il **miniRITE**


- Piccolissimo e leggero
- Pulsante per facilitare il controllo
- Si alloggia confortevolmente dietro l'orecchio
- Evolute capacità wireless
- Per perdite fino a 110dB HL
- Più resistente con il rivestimento Nano-coated

Oticon Ino è facile da adattare e adattarsi:

- Vasta scelta di modelli, incluso l'ultra piccolo miniRITE
- Adattabile ad un ampio range di utenti e di perdite uditive
- Flessibile funzione di audiometria in-situ
- Opzione di adattamento wireless
- Flessibile sistema di ricevitori RITE per 3 livelli di potenza

ACCESSO ESSENZIALE ALLA COMUNICAZIONE E ALL'INTRATTENIMENTO

Oticon ConnectLine è un completo sistema di connettività per agevolare le persone in molte più situazioni di prima. Le barriere alla naturale comunicazione vengono abbattute, poiché l'utente può partecipare intuitivamente premendo semplicemente un tasto sul ConnectLine Streamer.



ConnectLine TV

Con ConnectLine TV, l'utente dispone di una soluzione per l'ascolto TV più completa che con i soli apparecchi acustici. Per l'utente ciò significa più qualità sonora ed un controllo del volume semplice e personalizzato. Per il resto della famiglia significa guardare la TV al volume per loro più confortevole.

ConnectLine Telefono

Ora è possibile conversare senza stress grazie a ConnectLine Telefono. L'Adattatore Telefonico si connette senza fili allo Streamer, così l'utente può accettare le chiamate a distanza premendo semplicemente un pulsante. Lo Streamer ha un microfono incorporato che trasforma effettivamente una coppia di apparecchi acustici in un paio di cuffie senza fili per il telefono di casa.

Cellulare

Lo Streamer Oticon può connettersi direttamente a qualsiasi cellulare abilitato Bluetooth™. Il microfono incorporato nello Streamer permette agli utenti di rispondere alle chiamate a mani libere - senza dover toccare, e neppure trovare, il telefono.

Computer

Sempre più persone utilizzano il PC per: la telefonia internet (Skype, FaceTime, Messenger, etc.), la video conferenza, guardare film e molto altro. Lo Streamer può connettersi al PC in due modi: via Bluetooth od utilizzando il cavetto a jack in dotazione.

Musica

Connette lo Streamer a radio, PC, lettori MP3 ed altri dispositivi audio via Bluetooth™ o con il cavetto in dotazione - e trasforma gli apparecchi acustici in cuffie senza fili.

ConnectLine Microfono

Il ConnectLine microfono è un microfono discreto che si connette senza fili allo Streamer e permette all'utente di intrattenere una conversazione a due anche nelle situazioni d'ascolto più complesse.

RIEPILOGO ESSENZIALE

miniRITE/RITE




miniRITE



RITE

STANDARD / MEDIO



Dome Aperto



Dome Plus



Micro Mould


POWER




Dome Power



Micro Mould Power



Power Mould



STANDARD MEDIO POWER

■ Chiocciola su misura - Dome Power □ Dome Aperto - Dome Plus

INTRAURICOLARI



ITE*



ITC Power (Omni o Dir)**



ITC*




CIC/MIC Power**



CIC/MIC**

* Disponibili anche in versione non wireless
** Non wireless



■ ITC Power □ CIC/MIC


RETROAURICOLARI PILA 13



Tubicino sottile Corda²



Curvetta




■ Chiocciola □ Corda²

RETROAURICOLARI POWER



Curvetta



Caratteristiche Principali

- Coordinamento Binaurale
- Cancellazione Dinamica del Feedback (DFC2)
- AI Essenziale
- Direzionalità Adattiva
- Direzionalità Automatica (Surround e Multipla)
- Gestione del Rumore

Ino Pro

Ino



Opzioni di adattamento (Genie 2011.1)


- Abilitato nEARcom
- Audiometria In-situ
- NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v5.0a m[i/o]
- Identità
- Bande di Adattamento
- Adaptation Manager

Altro

- Ampiezza di banda
- 3 ricevitori RITE (S, M e P)
- Piattaforma RISE 2

Connettività

- Abilitato ConnectLine
- DAI ed FM



People First

La nostra promessa:
permettere alle persone di
comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente

OTICON ITALIA S.r.l.

Via Panciatichi, 94 Int. 10/20 - 50127 Firenze, Italia

Tel.: (+39) 055-3260411 - Fax (+39) 055-3260424

Publicazione riservata esclusivamente
ai Sigg. Medici ed Audioprotesisti.