

OTICON | More

Ancora di più per il tuo udito

Più suono. Più musica.
Più libertà.



oticon
life-changing technology

È tempo di vivere
una vita piena



Il cervello non si accontenta

Hai mai pensato che sarebbe bello poter sentire con chiarezza ciò che ti accade intorno? Con gli apparecchi acustici tradizionali questo non è possibile perché sono progettati per focalizzare solo le voci provenienti da di fronte a te. Ma non è il modo giusto per gestire una perdita uditiva.

Con uno scenario sonoro così limitato, diventa difficile seguire le conversazioni. Ed è anche molto difficile sentire i suoni di sottofondo, che sono molto importanti per sentire bene. Inoltre, cosa importante, uno scenario sonoro limitato, impedisce al cervello di ottenere le informazioni di cui ha bisogno.



Il cervello ha bisogno di più suoni

Lo scenario sonoro che ti circonda varia continuamente e in modo imprevedibile - ovunque tu vada, e contiene tanti altri suoni oltre alle voci. Perciò il cervello si è evoluto in modo da gestire questa complessità e trarne significato.

Noi di Oticon abbiamo voluto capire bene come funziona il cervello per poi sviluppare una tecnologia che lo supporti. Le ultime ricerche ci rivelano che il cervello deve poter accedere all'intero scenario sonoro per dare significato ai suoni.

SAPEVI CHE?

Tu senti con il cervello, non con le orecchie. Le orecchie catturano i suoni così che il cervello possa identificarli, localizzarli, e decidere su quali concentrarsi per capirli.

Oticon More™

Un apparecchio acustico a supporto del cervello



Oticon More supporta l'accesso all'intero scenario sonoro e alle sue sfumature

Oticon More incarna la nostra filosofia BrainHearing™. Ciò significa che supporta il cervello nel fruire dell'intero scenario sonoro.

Il nostro evoluto e intelligente microchip Polaris™ consente a Oticon More di usare una tecnologia innovativa: la Rete Neurale Profonda (DNN - Deep Neural Network). Questa imita il modo in cui lavora il cervello, ha imparato a riconoscere in dettaglio i vari tipi di suono e, idealmente, a riconoscerne le caratteristiche.

In questo modo i suoni vengono riprodotti in modo naturale offrendo uno scenario sonoro chiaro, completo e bilanciato per migliorare le varie situazioni di ascolto.

Alimentato da una Rete Neurale Profonda

La DNN è una tecnologia strutturata su 12 milioni di scenari sonori di vita reale. Questa intelligenza integrata fa sì che i suoni trasmessi risultino chiari e dettagliati.





Ha dimostrato di poter offrire
un suono superiore

8
persone su
10
preferiscono
Oticon More

Test dopo test, Oticon More trionfa*

Sorprendenti risultati di test comparativi con prodotti competitori dimostrano che con gli apparecchi acustici Oticon More tu puoi:

- Sentire bene le persone che hai di fronte, e seguire meglio le conversazioni
- Sentire più agevolmente le altre persone che parlano intorno a te senza dover girare la testa, e riuscire a spaziare con naturalezza tra le varie conversazioni
- Essere più facilmente consapevole di ciò che accade intorno a te, come le persone che richiamano la tua attenzione, o il canto degli uccelli
- Ottenere un suono più chiaro molto più rapidamente ad ogni variazione dell'ambiente sonoro; mentre alcuni dei prodotti competitivi talvolta impiegano oltre 20 secondi per riadattarsi*

Otto persone su 10 hanno preferito la qualità sonora di Oticon More in situazioni diverse tra cui un bar affollato, una conversazione attraverso una mascherina facciale, o ascoltare della musica - che sia un coro, un'orchestra o un gruppo rock.**

“

Trovo che **la qualità sonora di questi apparecchi acustici** sia sorprendente.

È più facile partecipare a una conversazione a tavola, senza perdere il senso dei suoni di sottofondo.”

_____ Berit, Utilizzatore di Oticon More

Queste testimonianze rappresentano l'opinione dei soli soggetti interessati e non possono essere riferite a esperienze di terzi. Le persone non hanno ricevuto alcun compenso e non sono riferibili a risultati di prestazioni future o al successo di altri soggetti.

*Santurette et al 2021
**Man et al 2021

Ridare musica alla vita



Ravviva il tuo udito con una sorprendente qualità sonora

La sbalorditiva qualità sonora di Oticon More ti permette di immergerti di nuovo appieno nei suoni della tua vita.

Per gli esigenti appassionati di musica, È disponibile un innovativo programma per la musica: Oticon MyMusic. Creato in collaborazione con gli amanti della musica che hanno diversi tipi di perdita uditiva, offre proprio la limpidezza sonora che desideri. Così, che tu stia ascoltando musica dal vivo o in streaming da un dispositivo, un'impostazione dedicata ottimizzata garantisce la migliore riproduzione sonora possibile.



Oticon MyMusic

È facile attivare il programma musica con l'Oticon ON app sul tuo telefono, una volta impostato dal tuo professionista dell'udito.

Connettiti ai tuoi dispositivi preferiti

Con Oticon More puoi gustare uno streaming audio di qualità dai tuoi dispositivi preferiti.



Streaming diretto da iPhone® e Android™

Goditi uno streaming di qualità direttamente da dispositivi iPhone, iPad® e Android.*



Telefona a mani libere dagli smartphone

Usa ConnectClip per telefonare dai moderni smartphone a mani libere.



Trasmetti l'audio dalla tua TV

Con l'Adattatore TV Oticon puoi trasmettere direttamente l'audio dalla TV.



Connettiti a un microfono a distanza

Trasmetti in wireless la voce di qualcuno nei tuoi apparecchi acustici con ConnectClip.



Made for

iPhone | iPad | iPod

Works with

android



Scarica su
App Store



DISPONIBILE SU
Google Play

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio della Apple Inc. Android, Google Play, e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.



Oticon ON app - Controllo in punta di dita

L'Oticon ON App consente di personalizzare l'esperienza di ascolto tramite il nuovo equalizzatore di streaming che affina i suoni durante lo streaming. Puoi anche regolare il volume, cambiare i programmi, controllare il livello della batteria e gestire altri dispositivi Oticon. Dispone anche della funzione "Trova i miei apparecchi acustici".

Per saperne di più, visita il sito
oticon.global/connectivity

*I dispositivi Android devono supportare ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids: Streaming Audio per Apparecchi Acustici) per consentire lo streaming diretto su Oticon More. Per maggiori informazioni visita il sito oticon.global/compatibility

**Tanta energia racchiusa
nell'eleganza**



Scopri la libertà di un caricabatterie SmartCharger

Questo elegante dispositivo possiede un power bank integrato che ti consente di ricaricare i tuoi apparecchi acustici anche quando sei fuori. La custodia resistente e facile da usare protegge i tuoi apparecchi acustici da urti e cadute quando non li indossi. Non solo, ne preserva il buon funzionamento asciugando automaticamente l'eventuale accumulo di umidità al loro interno.

- Una ricarica completa dei tuoi apparecchi acustici di tre ore ti offre un giorno intero di autonomia per l'ascolto e lo streaming da altri dispositivi*
- Una ricarica veloce di 30 minuti ti offre altre sei ore di energia
- Il power bank ricarica i tuoi apparecchi acustici senza bisogno di collegarti a una presa di corrente per almeno tre cariche complete

Lo SmartCharger ricarica i tuoi apparecchi acustici anche quando è collegato alla presa di corrente.

Un caricabatterie da tavolo estremamente pratico

Offriamo inoltre un elegante caricabatterie da tavolo pratico, robusto e facile da usare. Devi solo inserirvi gli apparecchi acustici la sera, e al risveglio hai il pieno di energia per tutto il giorno.*



*Le prestazioni delle batterie agli ioni di litio dipendono dalla perdita uditiva, dallo stile di vita e dalle abitudini di streaming.

Scegli uno stile
che ti si addice



Scegli batterie ricaricabili o usa e getta

Oticon More è disponibile sia con batterie ricaricabili che usa e getta. Molti preferiscono la praticità delle batterie ricaricabili che non hanno bisogno di essere tolte e possono essere ricaricate durante la notte. Tuttavia, se preferisci, il tuo professionista per l'udito può fornirti Oticon More con batterie usa e getta.

Trova il colore giusto per te

Oticon More si può avere in otto accattivanti colori per uniformarsi al colore della pelle o dei capelli, oppure per risaltare come qualsiasi altro moderno dispositivo tecnologico da indossare.

Per trovare il colore di Oticon More che più ti piace, confrontati con il professionista dell'udito o vai su [oticon.global/more](https://www.oticon.global/more)



reddot winner 2021



C044
Grigio Chiaro



C091
Argento



C092
Titanio



C063
Nero Brillante



C093
Marrone



C094
Terracotta



C090
Beige



C079
Rosa Chiaro

life-changing
technology



235119IT / 2021.06.23 / v1

Leggere attentamente
le istruzioni per l'uso.
È un dispositivo medico CE 0123

www.oticon.it

oticon
life-changing **technology**