

Punteggio di idoneità all'utilizzo di Oticon RemoteCare

1.	Età	Almeno 18 anni	Meno di 18 anni	
2.	Il paziente dispone di un indirizzo e-mail attivo?	Sì	No	
3.	Il paziente possiede uno o più apparecchi acustici Oticon?	Sì	No	
	In caso affermativo, quale tipo di apparecchi acustici Oticon possiede il paziente?	Apparecchi acustici Oticon con tecnologia Bluetooth® a Bassa Energia* *Oticon Opn richiede un firmware di versione 6.0 o successive	Apparecchi acustici Oticon senza tecnologia Bluetooth a Bassa Energia*	
4.	La connessione Internet del paziente è stabile durante l'uso di servizi come ad esempio Netflix, FaceTime, Skype ecc.? La larghezza di banda minima richiesta è 1/1 Mbit/sec.	Sì	No	Non saprei
5.	Il paziente dispone di un dispositivo compatibile? iPad® e iPhone® con iOS 13 o versione successiva. Uno dei dispositivi Android™ elencati con sistema operativo 8.0 o versione successiva Per verificare se uno specifico dispositivo è compatibile, visitare: www.oticon.global/compatibility	Sì	No	
6.	Il paziente dispone dell'accesso per scaricare le app?	Sì	No	
7.	Sul proprio dispositivo iPhone, iPad o Android, il paziente:			
	a. usa le applicazioni (app)?	Sì	No	
	b. riceve e invia le e-mail?	Sì	No	
	c. è in grado di connettersi al Wi-Fi?	Sì	No	