

Het gebruik van Streamer Pro zonder halskoord

Deze Streamer Pro werkt uitsluitend met het bijgeleverde halskoord.

Voor gebruik zonder dit halskoord, zoals beschreven op pagina 18 van de gebruiksaanwijzing, dient de audicien uw Streamer hiervoor te configureren en te koppelen aan uw hoortoestellen.

Uw audicien kan u hierover nader informeren.

- Uw streamer is geschikt voor gebruik zonder het halskoord en gekoppeld aan uw hoortoestellen.

