

## Power voor uw hersenen



POWER LINE



**Geniet van meer details in spraak**  
- meer Power om deel te nemen aan het leven



**People First**

People First is our promise to empower people to communicate freely, interact naturally and participate actively


**Power  
voor uw hersenen**



POWER LINE

 [youtube.com/OticonPeopleFirst](https://www.youtube.com/OticonPeopleFirst)

 [facebook.com/OticonNL](https://www.facebook.com/OticonNL)

 [facebook.com/OticonPeopleFirst](https://www.facebook.com/OticonPeopleFirst)

163189NL / 09.15 Afgedrukt op 100% gerecycled papier



**Geniet van meer details in spraak**  
- meer Power om deel te nemen aan het leven





# Uw beste dagelijkse metgezel

De meeste mensen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies gebruiken jarenlang dezelfde hoortoestellen. Aangezien uw hoortoestellen een dagelijkse metgezel worden, is dit goed te begrijpen. Technologie ontwikkelt zich echter snel en het is de moeite waard gelijke tred te houden met deze ontwikkelingen: ze kunnen nieuwe voordelen en grote verbeteringen voor uw gehoor bieden.

Dus waarom waagt u de sprong niet? En ervaar de nieuwe Oticon Dynamo. Met **Oticons BrainHearing™-technologie** kunnen wij u helpen de overstap naar een nieuwe en rijkere geluidservaring te vergemakkelijken.

## Enkele voordelen die Oticon Dynamo biedt:

- ✓ Actiever aan het leven deelnemen door het beter begrijpen van spraak
- ✓ Hoor hoogfrequente geluiden zoals "s" en "t"
- ✓ Doordat u meer details in spraak dan ooit tevoren hoort, kunt u gemakkelijker gesprekken voeren
- ✓ Een luisterervaring die is aangepast aan uw persoonlijke geluidsvoorkeuren
- ✓ Omhelzen en telefoneren zonder vervelend gefluit
- ✓ Een metgezel waar u 24/7 op kunt vertrouwen, ongeacht de weersomstandigheden of activiteiten

### BrainHearing™-technologie - het begrijpen van geluid

We horen met onze hersenen, niet met onze oren. De oren vangen geluiden op en sturen deze naar de hersenen, waar ze in betekenis worden omgezet.

Als u een gehoorverlies heeft, hebben uw oren moeite met het opvangen van geluiden en proberen uw hersenen de lacunes op te vullen. Dit geldt nog veel sterker voor ernstig tot zeer ernstig slechthorenden. Het kan dus heel erg moeilijk en zelfs vermoeiend zijn om te volgen wat er rondom u gebeurt.

De unieke en innovatieve **BrainHearing™-technologie** van Oticon focust op het leveren van een zo helder mogelijk signaal aan de hersenen zodat deze het geluid kunnen begrijpen. U kunt profiteren van een natuurlijkere luisterervaring en beter spraakverstaan met minder inspanning.






## Meer details in spraak dan ooit tevoren

Het opvangen van zoveel mogelijk details in spraak en het vermogen om variaties in stemmen, spraakintensiteit en afstand te ervaren is essentieel bij het verstaan van spraak. Het stelt u in staat actiever deel te nemen aan sociale situaties en gesprekken en vrijer te communiceren.

Oticon Dynamo biedt een unieke benadering van geluidsverwerking. Oticons innovatieve frequentieverlagingsstechnologie, **Speech Rescue™**, werkt in combinatie met Oticons geavanceerde compressiesysteem, **Speech Guard E**, om het verstaan van spraak te verbeteren door u meer details in spraak dan ooit tevoren te geven.

Speech Rescue zorgt dat u volledige toegang tot hoogfrequente geluiden heeft, zoals de zachtere medeklinkers "s" en "t", terwijl Speech Guard E zorgt voor het behoud van de belangrijke details in spraak. Samen helpen zij u om spraak duidelijker waar te nemen en maken zij het eenvoudiger voor uw hersenen om te decoderen wat er wordt gezegd, zelfs in luidruchtige omgevingen.

### Hoe het werkt



**Step 1 "Rescue"**: Speech Rescue verplaatst hoogfrequente geluiden naar uw gehoorbereik zodat ze hoorbaar voor u worden.

**Step 2 "Guard"**: Vervolgens worden de hoogfrequente geluiden versterkt met Speech Guard E en de dynamische details in spraak beschermd om de behouden klanken duidelijker te laten klinken.



# Hoor geluid naar uw voorkeur

## Neem een berekende sprong

Alle mogelijkheden om uw gehoor te verbeteren zijn het verkennen waard. De overstap naar nieuwe technologie vergt altijd enige gewenning, maar geduld hebben kan lonen. U zult uiteindelijk kunnen genieten van alle voordelen van een betere geluidskwaliteit en beter spraakverstaan.

Als u nieuwe hoortoestellen uitprobeert moeten uw hersenen harder werken om zich aan de nieuwe technologie en het geluid aan te passen. In het begin kan dit allemaal heel anders klinken. Oticons unieke **BrainHearing™-technologie** is ontworpen om het wennen aan nieuwe hoortoestellen gemakkelijker te maken door u te helpen geluid beter te begrijpen.

## Geluid dat is afgestemd op uw behoeften


Gewone hoortoestellen gaan ervan uit dat dezelfde instellingen voor iedereen werken. Maar geen enkele persoon wil geluid op dezelfde

manier horen. Dit ligt met name aan het feit dat onze hersenen geluiden op verschillende manieren interpreteren.

Met **YouMatic**, de personalisatietool die bij Oticon Dynamo wordt gebruikt, kan het geluid worden afgestemd op uw persoonlijke luistervoorkeuren en -behoeften. Dit maakt het uiteindelijk eenvoudiger voor u om te wennen aan een nieuw, verrijkt geluid en geeft u een natuurlijkere luisterervaring.

## Het veranderingstraject naar Dynamo hoortoestellen

### Tevredenheid



De grafiek toont voorbeelden van drie verschillende mensen en hoe hun tevredenheid in de loop van de tijd toeneemt bij het wennen aan nieuwe hoortoestellen.





## Omhelzen en kussen zonder feedback

Oticon Dynamo is een krachtig hoortoestel dat u voorziet van maximale power zonder afbreuk te doen aan een hoogwaardige geluidskwaliteit.

Een van de redenen hiervoor is **Inium Sense feedback shield<sup>SP</sup>**. Met deze nieuwe en effectieve feedbackregeling kunt u genieten van het dagelijks leven zonder u zorgen te hoeven maken over vervelend en soms gênant gefluit. U kunt dus met een gerust hart comfortabel telefoneren, vrienden omhelzen of eten en volop van het leven genieten.



## Een **betrouwbare metgezel** om het dagelijks leven eenvoudiger te maken

Als u uw hoortoestellen de hele dag draagt moeten ze robuust, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn, ongeacht uw levensstijl.

**Oticon Dynamo is een betrouwbare metgezel waar u altijd op kunt rekenen:**

- met **nano-coating** en **IP58-classificatie** - garandeert dat de hoortoestellen bestand zijn tegen blootstelling aan stof en water.
- volledig **huidvriendelijk** en **hypoallergeen** - bevat geen schadelijke stoffen zoals ftalaat en nikkel.
- zeer **ergonomisch**, snel en eenvoudig te bedienen - met een gebruiksvriendelijke volumeregelaar om het volume snel en gemakkelijk op uw gewenste niveau in te stellen. Oticon Dynamo is tevens voorzien van een ietwat verhoogde programmaknop, zodat u de knop makkelijk kunt vinden en bedienen.







# In contact blijven met de wereld om u heen

Met **Oticon ConnectLine**, merkt u al snel hoe luister- en communicatie-ervaringen op het werk, thuis en in sociale situaties verbeteren.

## Wat is ConnectLine?

ConnectLine is een reeks apparaten die u helpen te verbinden met een groot aantal communicatie- en entertainment-toepassingen, zodat uw Dynamo via Streamer Pro als een persoonlijke draadloze headset functioneert.

Telefoongesprekken, één-op-één gesprekken in rumoerige omgevingen, televisiekijken, naar muziek luisteren, videochatten enzovoorts worden gemakkelijker en minder vermoeiend.

Met behulp van uw iPhone®, iPad®, iPod touch®, Android™ smartphone of tablet kunnen uw Dynamo hoortoestellen en ConnectLine-apparaten discreet bediend worden met Streamer Pro en de gratis ConnectLine App.



## Discreet ontwerp voor een comfortabel te dragen toestel

De NIEUWE Oticon Dynamo is een klein en krachtig hoortoestel. Het is het kleinste hoortoestel met batterijtype 13, dat zorgt voor een discreet en comfortabel te dragen toestel.

## Geef uw leven kleur

Dynamo is verkrijgbaar in **zeven kleuren**. U kunt dus de kleur kiezen die het beste bij uw huid- en haarkleur en persoonlijke stijl past.

