

Oticon ♦ Go Pro

Digitale prestaties  
bereikbaar voor  
iedereen...



oticon  
PEOPLE FIRST

# Luister en geniet...



Go Pro werkt volledig digitaal en is gebaseerd op de beste technologie in de moderne hoorzorg. Net als de andere Oticon-hoortoestellen is Go Pro ontworpen om altijd de meest aangename luisterervaring te bieden. Go Pro maakt zachte geluiden hoorbaar en voorkomt dat harde geluiden onaangenaam luid worden.

## Betrouwbaarheid en prestaties...



Go Pro is de meest geavanceerde hooroplossing in zijn prijsklasse en biedt de belangrijkste voordelen van geavanceerde hoortoesteltechnologie tegen een redelijke prijs. Go Pro zorgt voor versterkt digitaal geluid dat uw gehoor zowel in dagelijkse luistersituaties, als bij sociale gelegenheden met familie en vrienden verbetert.

Ervaar zelf de voordelen van Go Pro en bel ons voor een afspraak.

## De gewenste combinatie

### Go Pro:

- Biedt heldere digitale geluidskwaliteit
- Is uiterst betrouwbaar
- Zorgt voor optimaal luister- en draagcomfort
- Kent een groot aantal uitvoeringen en opties voor elke individuele luisterbehoefte
- Is cosmetisch aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk
- Heeft een vrijwel onzichtbare geluidsslang
- Is het meest geavanceerde hoortoestel in zijn prijsklasse
- Is een digitale hooroplossing van Oticon - één van de belangrijkste hoortoestelfabrikanten ter wereld

Go Pro bestaat uit kleine In-Het-Oor-toestellen (IHO's) en aantrekkelijke Achter-Het-Oor-oplossingen (AHO's). AHO's zijn verkrijgbaar in een aantal huid- en haarkleuren en kennen opties als een volumeregelaar en luisterspoel.



## Individueel ingesteld...



Uw audicien stelt de Go Pro hoortoestellen nauwkeurig in op uw specifieke gehoor en uw individuele luisterbehoeften. Hierdoor benut u uw gehoor optimaal en kunt u uw leven blijven leiden op de manier die u wenst.

People first



Wij denken dat er meer dan technologie en audiologie nodig is om de beste hoortoestellen te maken. Daarom stellen we de individuele behoeften en wensen van slechthorenden voorop bij de ontwikkeling van nieuwe hooroplossingen.