


Wat is de meest logische keuze in basishoorzorg?



## Hit is het antwoord voor uw basisoplossing!

Of u nu op zoek bent naar een betere geluidskwaliteit, meer geavanceerde automatische regelaars, aantrekkelijke en betrouwbare AHO's of een efficiënte aanpassing: Hit is het antwoord. Met tien productvarianten, tien fraaie kleuren, twee prijsklassen en een totaal nieuwe ultraslanke Power voor gehoorverliezen tot 110 dB HL, beloven we een Hit voor prijsbewuste cliënten die op zoek zijn naar het beste voor de laagste prijs.





Kan ik mijn prijsbewuste cliënten een

# uitstekende geluidskwaliteit bieden?

- ! Meer belangrijke spraakinformatie en comfort door een bandbreedte van 8kHz en LIHO-uitvoering
- ! Kwalitatief hoogwaardige geluidsbewerking met het RISE platform
- ! Constante geoptimaliseerde geluidskwaliteit, dankzij adaptieve richtinggevoeligheid en lawaai-reductie
- ! Oticon's bewezen zeer effectieve feedbackbescherming dankzij de nieuwe Dynamic Feedback Cancellation 2

J A

# Krijg ik voor deze prijs een kwalitatief hoogwaardige, **degelijke aanpassing** en een snelle **acceptatie door de cliënt?**


- ! Een snellere gewenning en betere acceptatie van de cliënt met de Automatische Adaptatie Manager die de versterking geleidelijk verhoogt tot het voorgeschreven niveau
- ! Verbeterde counselling en fijnafstelling door informatie van de luisteromgevingen in Hit's geheugen
- ! Snelle en intuïtieve aanpassing met de nieuwe en snellere Genie aanpasssoftware
- ! Stevige maar discrete behuizing die is getest op druk, vallen, trilling, extreme temperaturen, vocht, chemicaliën en oplosmiddelen



Zijn er  
**discrete uitvoeringen**  
en valt er  
**te kiezen?**

- ! Twee volledige families, inclusief LIHO, AHO's, speciale oorstukjes en een nieuwe Power uitvoering
- ! Een groot aanpasbereik tot 110 dB HL
- ! Levensduur van de batterij maximaal 220 uur met een 13-batterij in een discreet ontwerp
- ! Tien fraaie kleuren





## UITVOERINGEN?

### AHO 312/ LIHO



Toonbocht



Corda² dunne slang



LIHO\*

### AHO 13



Toonbocht



Corda² dunne slang

### AHO Power



Toonbocht

### IHO's



CIC/MiniKanaal




Kanaal



(Half)concha

## AANPASBEREIK?



**nEARcom**  
Supported by leaders in the industry

\* Alleen Hit Pro

## KENMERKEN & VOORDELEN?

Audiologische kenmerken:	Hit Pro	Hit
Bandbreedte	8 kHz	8 kHz
RISE technologie	✓	✓
AutoPhone programma	✓	✓
Front Focus	✓	✓
Open Ear Acoustics	✓	✓
Windruisbescherming	✓	✓
<b>Automatische regelaars:</b>		
Automatische richtinggevoeligheid (Rondom & Split Focus)	✓	✓
Adaptive Directionality	Eenbands	
Lawaaimanagement (modulatie)	✓	✓
Automatische adaptatiemanager	✓	
DFC2	✓	✓
<b>Aanpassing:</b>		
nEARcom voorbereid	✓	✓
Geheugen/Gegevensopslag	✓	✓
NAL-NL1 & DSL v5.0a m[i/o]	✓	✓
Identiteiten	1	1
Aanpasbanden	6	4
Live	✓	✓
Aantal gebruikersprogramma's	4	4
<b>Indicaties &amp; accessoires</b>		
Waarschuwing lage batterijspanning	✓	✓
Geluidsindicatie voor programmaveranderingen	✓	✓
Opstartvertraging en -melodie	✓	✓
DAI & FM	✓	✓
Luisterspoel	✓	✓
Demp-/Standby functie	✓	✓
Corda <sup>2</sup> dunne slang oplossing	✓	✓



Chroma Beige (90)



Steel Grey (92)



Silver Grey (91)



Chestnut Brown (93)



Purple (45)



Blue (47)



Baby Blue (42)



Red (46)



Baby Pink (43)



Silver (44)

## Is Hit beter dan andere producten in zijn klasse?

Alleen Hit biedt een totaalpakket:

- ! Beste in zijn klasse in geluidskwaliteit met een bandbreedte van 8 KHz en LIHO
- ! Adaptieve richtinggevoeligheid en geavanceerde automatische kenmerken op het snelste platform
- ! Aantrekkelijke en betrouwbare uitvoeringen voor elke pasvorm en elk licht tot zwaar gehoorverlies
- ! Twee prijsklassen
- ! ...en zoveel meer!

J A

**Wat stond voorop bij de  
ontwikkeling  
van Hit?**

## **PEOPLE FIRST**

Wij denken dat er meer dan techniek en audiologie nodig is om de beste hooroplossingen te maken. Daarom stellen we de individuele wensen en behoeften van onze cliënten voorop bij de ontwikkeling van nieuwe hooroplossingen.

