

Elk kind
heeft recht op het beste



KINDERHOOROPLOSSINGEN



Spraakverstaan van een hoog niveau
voor elke fase in de kindertijd



Een betere toekomst voor elk kind met gehoorverlies

Wij zien het als onze verplichting om kinderen tijdens elke fase van de kindertijd kansen te bieden

Als ouder betekent de diagnose van gehoorverlies bij een kind onvoorziene uitdagingen. Uw hoorzorg professional kan u hierbij helpen.

Oticon vindt dat uw kind recht heeft op de best mogelijke toekomst. We helpen mensen met gehoorverlies al ruim honderd jaar lang en zouden ook uw kind graag helpen. De toewijding van Oticon komt tot uiting in de gebruiksvriendelijke hooroplossingen voor kinderen die gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten op het gebied van hoorzorg voor kinderen.






Oticon Sensei biedt u gemoedsrust

Uw kind heeft recht op het beste

Oticon Sensei is veruit onze meest geavanceerde kinderooroplossing tot nog toe ontwikkeld. Sensei werd ontworpen om te voldoen aan de individuele behoeften van uw kind tijdens de ontwikkeling. Het bevat nieuwe audiologische concepten die kinderoorzorg naar een hoger niveau brengen.

Via een goede spraakverstaanbaarheid en het vermogen tot aanpassing aan de verschillende omgevingen waarin uw kind zich dagelijks bevindt, kan Sensei de uitdagingen voor uw kind vergemakkelijken.

Sensei is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen tijdens de kindertijd en biedt u op deze manier gemoedsrust bij elk stadium van de groei en ontwikkeling van uw kind.



Weergave van natuurlijke
geluids informatie, nodig om het
verstaan van spraak te verbeteren
- Speech Guard E

Zorgt ervoor dat oorstukjes
correct zijn geplaatst
- SmartFit™ Trainer

Om beter het onderscheid te maken
tussen sprekers en lawaai
- VoicePriority i™

Elimineer fluiten en feedback
- Inium feedback shield

FM-zender en
FM-ontvanger in de klas
- FM compatibiliteitsfilter

Weergave van belangrijke
spraak informatie en betere
ruimtelijke beleving
- 10 KHz bandbreedte

Speciaal ontworpen voor de
kindertijd
- Robuust

Hoor de stem van de leerkracht in
rumoerige omgevingen
- FM Super Silencer

Comfortabel in rumoerige situaties
- Tristate Noise Management

Draadloze toegang tot
tv en entertainment
- ConnectLine

Ontworpen om water te weerstaan
- Waterbestendig

Uw kind is uniek

En Oticon Sensei is ontworpen om aangepast te worden aan de behoeften van het individu ongeacht het stadium van de kindertijd

Ontdek hoe Oticon Sensei wordt gemaakt om aan de eisen van de kindertijd te voldoen.

Neem contact op met uw plaatselijke hoorzorg professional om meer te leren over de robuustheid en veiligheid van Oticon Sensei of bezoek www.oticon.nl/paediatrics voor meer informatie.



Verbonden zijn

- FM compatibiliteitsfilter & ConnectLine

ConnectLine is ons volledig geïntegreerd systeem dat uw kind eenvoudige draadloze verbinding tussen hoortoestellen, FM in de klas, smartphones, gaming systemen, mp3-spelers en nog veel meer geeft. Het maakt ook toegang tot draadloze FM in het klaslokaal mogelijk zonder de hoortoestellen in omvang te vergroten.

De aandacht van uw kind op de juiste plaats

- Voice Priority 7™ & FM Super Silencer

Voice Priority 7™ zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht hoorbaar is wanneer het klaslokaal lawaaierig is en garandeert de hoorbaarheid van medeleerlingen wanneer de leraar niet aan het praten is.



Het verstaan van spraak - overal

- Speech Guard E

Kinderen ervaren elke dag een enorm brede variatie van geluids-omgevingen, en hun vermogen om overal spraak te verstaan is essentieel voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Uniek van Oticon: Speech Guard E van Sensei waarborgt nauwkeurig de details van het geluid zodanig dat het uw kind spraak duidelijk en natuurlijk helpt waarnemen.



Prestaties noodzakelijk voor kinderen

- 10 kHz bandbreedte

De bandbreedte van 10 kHz helpt het kind bij het waarnemen van belangrijke aanwijzingen in de spraak en ruimtelijke beleving.



Comfortabel horen

- TriState Noise Management

TriState Noise Management zorgt ervoor dat lawaaionderdrukking zal worden toegepast voor comfort in lawaaierige situaties, zonder afbreuk te doen aan belangrijke spraakinformatie.



Gemaakt voor de kindertijd

- RObuustheid, veilig en waterbestendigheid

Al onze producten ondergaan uitgebreide tests om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen de actieve kindertijd. We hebben ruim 200 veel voorkomende materialen met een potentieel gezondheidsrisico bij de constructie gemeden. We streven er namelijk voortdurend naar om uw kind de best mogelijke geluidservaring te geven. Sensei heeft een IP57-classificatie, is ontworpen om water en stof te weerstaan, kan extreme temperaturen aan en is getest op vallen.

Lees meer over Sensei's robuustheid en veiligheid op www.oticon.nl/paediatrics



Nooit meer gefluit

- Inium feedback shield

Fluiten of feedback is een uitdaging bij alle hoortoestellen. Het kan ook gênant zijn voor kinderen en hun hoorervaring beïnvloeden. Inium feedback shield in Oticon Sensei is een meervoudige feedback beschermingsregeling die drie technologieën gebruikt om fluiten te voorkomen, zodat het gehoor en het comfort van uw kind onaangestast blijft.



Elke dag perfecte plaatsing van het oorstukje

- SmartFit™ Trainer

Uniek! SmartFit™ Trainer ondersteunt bij het juist plaatsen van het hoortoestel van uw kind. Een hele zorg minder! Zodra u het oorstukje plaatst, wordt er een controle uitgevoerd. Als alles in orde is, zal de LED-statusindicator uit gaan. Indien de plaatsing niet correct is, zal de LED-statusindicator snel knipperen. Dit kan ook betekenen dat de gehoorgang van uw kind voldoende is gegroeid om een groter oorstukje te laten maken.



De kleur van Sensei

- Kleurmogelijkheden & stickers

We hebben ervoor gezorgd dat de Oticon Sensei-reeks beschikbaar is in een breed scala aan kleuren, die kinderen van alle leeftijden zullen aanspreken. Uw kind kan Sensei ook personaliseren met een leuke verzameling stickers.

People First

People First is our promise to empower people to communicate freely, interact naturally and participate actively

child
friendly
hearing
care

Onze audiologische missie voor kinderen is om een betere toekomst voor elk kind met gehoorverlies te verzekeren. Wij dragen oplossingen, hulpmiddelen en technieken aan die de auditieve en cognitieve ontwikkeling bevorderen. Daarnaast houden we rekening met de complexiteit van het opgroeien met een gehoorverlies. Wij bieden u de mogelijkheid om de oplossing in elk stadium van de ontwikkeling van uw kind aan te passen.