

People first



Wij denken dat er meer dan technologie en audiologie nodig is om de beste hoortoestellen te maken. Daarom stellen we de individuele behoeften en wensen van slechthorenden voorop bij de ontwikkeling van nieuwe hooroplossingen.



- ◆ **Meer hoorbaarheid en spraak**
- ◆ **Geen last van feedback**
- ◆ **Kindvriendelijk ontwerp**
- ◆ **Superkrachtig en betrouwbaar**
- ◆ **De juiste accessoires**



Digitale Super Power!

- de sleutel van uw kind tot betere mogelijkheden!



Als ouder wilt u dat uw kinderen alle mogelijkheden krijgen om te kunnen slagen. U wilt dat ze kunnen leren en communiceren, zodat ze gelukkig opgroeien om uiteindelijk hun eigen weg in het leven te vinden.

Deze weg eist de best mogelijke hoorzorg - een hoortoestel dat elke dag van de week zorgt voor een heldere en constante spraaktoegankelijkheid. Wanneer u op een dergelijk hoortoestel wachtte, zult u blij zijn om te horen dat de nieuwe Sumo DM is gearriveerd!

Sumo DM voldoet aan de meest fundamentele behoeften van ernstig-tot-zwaar slechthorende kinderen. Het is het kleinste en meest geavanceerde Super Power hoortoestel ter wereld - en het schrijft een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van uw kind.

5 belangrijke voordelen!

Sumo DM biedt een groot aantal voordelen om de taal/spraak en auditieve vaardigheden van uw kind te vergroten en ondersteunt een jonge en dynamische levensstijl!

1. Meer hoorbaarheid en spraak

- Geavanceerde digitale geluidsbewerking verbetert het spraakverstaan en houdt ongewenst lawaai onder controle
- Intelligente technologie komt uiterst nauwkeurig overeen met het gehoorverlies van uw kind.

2. Geen last van feedback

- Een dynamisch anti-feedbacksysteem elimineert hinderlijke fluitgeluiden
- Haren kammen, een pet opzetten, of iemand omhelzen, monden niet meer uit in een plotselinge fluitaanval.
- Minder feedback maakt het leven van uw kind, de familie, vrienden en leerkrachten eenvoudiger.

3. Kindvriendelijk ontwerp

- Sumo DM is het kleinste digitale Super Power hoortoestel ter wereld
- De lichtgewicht behuizing is praktisch en aangenaam in het gebruik
- Het statuslampje laat zien dat uw kind de benodigde versterking ontvangt.

4. Superkrachtig en betrouwbaar

- Sumo DM is robuust en betrouwbaar - zodat het uw kind nooit in de steek zal laten
- Kwalitatief hoogwaardige onderdelen maken het bestand tegen de dagelijkse slijtageslagen
- Een Batterijmanagementsysteem zorgt voor constante power gedurende langere perioden.

5. De juiste accessoires

- Compatibiliteit met alle belangrijke FM-systemen zorgt thuis en op school voor een eenvoudig gebruik van Sumo DM.
- Innovatieve aanklik-adaptorschoenen voorkomen vallen of verlies van de ontvanger
- Sumo DM werkt naadloos met Oticon's geavanceerde digitale Lexis FM-systeem

Open hier



Sumo DM

Op kinderen gerichte technologie



Meer hoorbaarheid en spraak

Voor een goede luister- en taalontwikkeling heeft uw kind voortdurend toegang tot het spraaksignaal nodig. Sumo DM gebruikt geavanceerde spraakopsporing en lawaaimanagementsystemen om ongewenst lawaai onder controle te houden en de cruciale dialoog tussen ouder en kind te behouden. Door de grote digitale Power-reserves vergroot Sumo DM de hoorbaarheid, waardoor een betere totale luidheid ontstaat.

Een op-maat-gemaakt signaal

Sumo DM's digitale geluidsbewerkingssysteem stelt het geluid net zo op maat in als een technicus in een geluidsstudio.

Door de nauwkeurige instelling op het gehoorverlies van uw kind biedt Sumo DM extra ondersteuning in de gebieden waar versterking werkelijke voordelen biedt.

Geen last van feedback

Feedback kan erg hinderlijk zijn, niet alleen voor uw kind, maar ook voor de omgeving. Sumo DM's Dynamic Feedbackverwijderingssysteem (DFC) is voortdurend waakzaam om dit hinderlijke verschijnsel onder controle te houden, zonder vermindering van het totale volume.

Omhelzen mag!

Kinderen hebben vaak last van feedback bij het kammen van hun haren, kauwen, of omhelzen van hun ouders. Door gebruik van DFC houdt Sumo de input- en outputsignalen voortdurend in de gaten en wordt dreigende feedback geneutraliseerd zonder gainvermindering.

Prettig voor de hele familie

Niet alleen uw kind, ook familie en vrienden kunnen last van feedback hebben. Het leven is prettiger wanneer niemand wordt verrast door plotseling fluiten bij een spontane omhelzing!

Kindvriendelijk ontwerp

Sumo DM's kindvriendelijke ontwerp combineert duurzaamheid en functionaliteit in een slanke, lichtgewicht behuizing. De batterijlade is kinderveilig, evenals de volumeregelaar (VC), die, om onopzettelijke veranderingen te voorkomen, gedeactiveerd kan worden.

Slimme regelaars

Sumo DM is uiterst praktisch, van het volumewiel dat eveneens een aan/uit functie heeft - tot de 3-standsprogramma-regelaar. De duidelijke markeringen op de VC- en programmaschakelaar zijn zowel handig voor het kind als voor de familie.

Statuslampje

Sumo DM's statuslampje is uniek bij Super Power hoortoestellen. Het tonen van de "AAN-stand" en het "gewenste VC niveau" maakt het eenvoudig om te controleren of uw kind de benodigde versterking ontvangt.

Superkrachtig en betrouwbaar

Bij Sumo DM is speciale aandacht besteed aan de bescherming van de interne onderdelen om door vocht- en temperatuur veroorzaakte defecten te voorkomen. Sumo DM zorgt zowel binnen als buiten voor een goed contact met de omgeving.

Gebouwd op duurzaamheid

Sumo DM is zowel aan de binnen- als buitenkant één van de meest robuuste oplossingen. Uw kind kan spelen en sporten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat het hoortoestel kapot zal gaan.

Meer power gedurende langere tijd

Sumo DM is het resultaat van een op kinderen gericht ontwerp, dat niet alleen de afmetingen, maar ook de prestaties wist te verbeteren. De unieke ontvangertechnologie zorgt voor een constante poweroutput en weinig stroomverbruik.

De juiste accessoires

Omdat ernstig-tot-zwaar slechthorende kinderen vaak gebruik maken van FM-systemen en DAI-apparatuur werd Sumo's accessoires-programma ontwikkeld, dat zorgt voor een eenvoudige en veilige integratie met alle standaardsystemen en accessoires.

Vast en zeker

De unieke stevig aanklikbare adaptorschoeven geven uw kind de vrijheid om op school en in de vrije tijd deel te nemen aan allerlei activiteiten, zonder angst voor verlies.

Het Lexis FM-systeem

Het Oticon draadloze FM-systeem is uiterst effectief en zeer gebruiksvriendelijk. In lawaaiige situaties stuurt het de stem van de leerkracht rechtstreeks naar het hoortoestel en door een directe koppeling op de televisie kan de hele familie op normale volumeniveaus luisteren.

Ontwikkeld met het oog op kinderen

Statuslampje

Sumo DM is het enige digitale Super Power hoortoestel met een statuslampje dat flitst bij opstarten en bij het bereiken van het gewenste volumeniveau. Daarnaast kan de aanpasser het lampje activeren om aan te geven dat het hoortoestel AAN staat en dat de batterij goed werkt.



Kinderveilige kenmerken

Sumo DM is voorzien van een kinderveilige batterijlade en de mogelijkheid om de volumeregelaar (door de aanpasser) te deactiveren.



Koppelbare FM & DAI

Sumo DM is compatibel met alle draadloze FM- en DAI-systemen. Door koppeling aan de batterijlade worden ze stevig bevestigd.



Intelligente volumeregelaar met markering

De unieke digitale VC bevat duidelijke 'start- en eind'-posities. Intelligente achtkanaals technologie maakt volledige gaininstelling mogelijk, zonder risico op feedback. Dankzij de visuele VC-markering en signalen is de VC eenvoudig op het gewenste niveau in te stellen.

3-standsschakelaar

De volledig programmeerbare 3-standsschakelaar is ontwikkeld om maximaal drie individuele luisterprogramma's te ondersteunen. Elke stand kan als volgt worden geprogrammeerd:

- M:** Luisterprogramma
- MT:** Microfoon + Luisterspoelprogramma
- T:** Luisterspoelprogramma*
- OFF:** Optioneel UIT programma*

* FM met auto-detectie mogelijk