



DecisionMaker2™

Richtinggevoeligheid
 Lawaaimanagement
 Dynamic Feedback Cancellation 2 (DFC 2)
 Automatische adaptatiemanager
 VC-Leren

VIGO PRO CONNECT

Multi-Band Adaptief
 TriState / Voicefinder

-
-
-

VIGO CONNECT

Adaptief
 Modulatie-basis

-
-
-

Aanpasopties (Genie 2009.2)

Streamer en ConnectLine
 nEARcom draadloos programmeerbaar
 NAL-NL1 en DSL v 5.0a m[i/o]
 Aanpasbanden
 Identiteiten
 Geheugen

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

MEER

Bandbreedte
 Open Ear Acoustics
 Front Focus
 Windruisbescherming
 DAI en FM

- 8 kHz
-
-
-
-

- 8 kHz
-
-
-
-



ConnectLine Phone



ConnectLine TV



Streamer



www.oticon.nl

People First

Wij denken dat er meer dan techniek en audiologie nodig is om de beste hooroplossingen te maken. Daarom stellen we de individuele wensen en behoeften van onze cliënten voorop bij de ontwikkeling van nieuwe hooroplossingen.



Oticon • Vigo Connect

9 00 140 00 00 08.09

Meer Vigo

MEER interactie

De ultieme draadloze oplossing in het middensegment



MEER Vigo

MEER goede redenen

De combinatie van sensationeel geluid, uitstekende prestaties, groot aantal uitvoeringen en de goede prijs/kwaliteit verhouding maken Vigo tot de favoriet bij aanpassers en gebruikers over de hele wereld. Met de toegevoegde draadloze functionaliteit en superieure gebruiksvoordelen biedt Vigo Connect u en uw cliënten nog meer goede redenen om Oticon als uw partner in het middensegment te kiezen.

MEER moderne hoorzorg

Dankzij de draadloze interactie van Vigo Connect kunnen uw cliënten meer van hun leven genieten. Vigo Connect gaat verder dan conventionele hoorzorg en biedt uw cliënten een nieuwe wereld van draadloze vrijheid en persoonlijke communicatie. Hierdoor kunnen ze weer midden in het leven staan.

Vigo Connect, de ultieme draadloze hooroplossing in het middensegment.

Interactie

MEER sensationeel geluid

Het geavanceerde RISE platform, de 8 kHz bandbreedte en de ultrasnelle geluidsbewerking van Vigo Connect zorgen voor een natuurlijke geluidskwaliteit en uitstekend spraakverstaan in veel geluidssituaties.

MEER verbinding


Dankzij de draadloze verbinding van Vigo Connect met ConnectLine kunnen uw cliënten net zo telefoneren, televisiekijken en naar muziek luisteren als ieder ander.

MEER gemak

Vigo Connect is voorzien van verschillende automatische regelaars en via Streamer kan uw cliënt met één druk op de knop overschakelen van het ene naar het andere apparaat.

MEER mogelijkheden

Vigo Connect biedt meer keuze. Draadloze verbinding, en een volledige productlijn met IHO, LIHO, AHO 312 en 13, discrete power LIHO en AHO en 10 elegante kleuren. Er is een Vigo voor iedereen.



Oticon • Vigo Connect

* Ook mogelijk met Streamer
** Geen Streamer mogelijk

MEEER

interactie 



Na koppeling is er automatisch verbinding tussen Vigo Connect en ConnectLine TV, vaste en mobiele telefoons wanneer ze binnen elkaars bereik zijn.

MEER
interactie

MEER Vigo

MEER Amusement,

informatie & communicatie

De nieuwe Vigo Connect productlijn zal het leven en luisteren van uw cliënten danig veranderen. Maar zelfs de beste hoortoestellen kunnen de uitdagingen van een actieve en dynamische levensstijl niet oplossen. Dankzij de combinatie met ConnectLine hebben Vigo Connect gebruikers rechtstreeks en eenvoudig toegang tot de dagelijkse communicatie-, informatie- en amusementsapparatuur, zonder anderen daarmee te storen.

Met de elegante en kleine Oticon Streamer in combinatie met Oticon ConnectLine zijn de geluiden van de vaste en mobiele telefoon, televisie, stereo, PC en mp3-speler onmiddellijk toegankelijk. Door het indrukken van één toets kunnen uw cliënten eenvoudig verbinding maken met gekoppelde apparatuur en overschakelen van het ene naar het andere apparaat. Ze kunnen, op een 'gezinsvriendelijk volume', genieten van een film en luisteren naar de subtiele nuances van muziek. Tijdens het televisiekijken horen ze dat de telefoon gaat en kunnen vervolgens handsfree en ontspannen een telefoongesprek voeren.

De combinatie van ConnectLine en Vigo Connect geeft een extra dimensie aan de moderne hoorzorg in het middensegment.



ConnectLine TV



ConnectLine Phone



Oticon Streamer

MEER Vigo

MEER Leven

Het leven om ons heen gaat snel. Geef uw cliënten daarom de mogelijkheid om aan elk aspect ervan te kunnen deelnemen. Het snelle en dynamische, maar ook de speciale en intense momenten die nooit meer terugkomen. Interactie met de wereld is waar het om gaat.

MEER
interactie

Via Bluetooth maakt Oticon Streamer een draadloze verbinding met vrijwel elke mobiele telefoon. Streamer geeft uw cliënten de vrijheid om overal en altijd te kunnen communiceren.

Bij een klinische test waarbij televisiekijken met alleen hoortoestellen werd vergeleken met de combinatie van hoortoestellen en ConnectLine werd een verbetering van het spraakverstaan van 36% tot 81% geconstateerd.

Improving TV Listening for Hearing Aid Users (2009)

By Lisa Maria Sjolander, AuD.

MEER
interactie

MEER

Sensationeel geluid

MEER prestaties

De superieure geluidskwaliteit van Vigo Connect is gebaseerd op superieure technologie. De combinatie van het geavanceerde RISE platform, een bandbreedte van 8 kHz en ultrasnelle signaalbewerking zorgt voor een volle en natuurlijke geluidservaring met meer hoogfrequente spraakinformatie die Vigo Connect tot de beste in zijn klasse maakt. Door de toevoeging van een rechtstreekse verbinding met de meeste communicatie- en amusementsapparatuur kunt u uw cliënten zonder beperkingen laten meedoen aan het dagelijkse leven.

MEER intelligentie

Krachtige prestaties zonder besturing stellen niets voor en dat is precies waar de Vigo Connect Decision Maker² (DM2) voor zorgt. DM2 past de instellingen van de geavanceerde technieken voortdurend automatisch aan, zodat er zeer goede prestaties ontstaan in rumoer. Hierdoor heeft uw cliënt meer zelfvertrouwen in moeilijke luistersituaties.

MEER ontspannen

Uw cliënten wensen controle, zelfvertrouwen en een natuurlijk geluid en dat is precies wat Vigo Connect kan bieden. De moderne en uiterst discrete LIHO en LIHO Power uitvoeringen zorgen voor een prettige en natuurlijke luisterervaring met meer comfort en spraakverstaan en minder luistervermoeidheid. Met ConnectLine kunnen ze weer eenvoudig meedoen en net zo natuurlijk genieten van televisiekijken en telefoneren als goedgehoorden. Mede daardoor voelen Vigo Connect gebruikers zich meer ontspannen en zelfverzekerd.



Het geavanceerde en ultrasnelle RISE platform vormt de kern van Vigo Connect en zorgt door een onvergelijkbare geluidskwaliteit en draadloze interactie voor een nieuw niveau van hoorzorg in zijn prijssegment.



MEER

Gemak

Oticon Streamer werkt voor Vigo Connect ook als afstandsbediening om het volume en programma te veranderen.

MEER
interactie

MEER aanpasgemak

De Genie software begeleidt u bij de aanpasprocedure en bevat simulaties en visuele uitleg van de eigenschappen. De automatische adaptatiemanager en volumeregelaar van Vigo Connect zorgen voor een snelle en eenvoudige gewenningsperiode en minder fijnafstellingen. Zo heeft u minder tijd nodig voor de aanpassing en vervolgbezoeken en heeft u meer tijd voor counselling en begeleiding van uw cliënt.

MEER gebruiksgemak

Vigo Connect en ConnectLine passen uitstekend bij elkaar en zijn ontworpen om intuïtief en makkelijk te gebruiken. ConnectLine is snel en eenvoudig te installeren en schakelt met één druk op de Streamertoets over van het ene naar het andere gekoppelde apparaat.

Uw cliënten hoeven de instelling van hun hoortoestel niet steeds meer zelf te veranderen; ze kunnen van hun leven genieten en Vigo Connect het werk laten doen.

MEER persoonlijke keuze

Vigo Connect is gebaseerd op de luisterbehoeften en -wensen van slechthorenden en heeft een groot aantal keuzemogelijkheden. Meer geavanceerde eigenschappen, meer sensationeel geluid, meer automatische regelaars, meer power, meer discrete uitvoeringen en een heel nieuwe manier van interactie met de wereld van vandaag de dag.

- aanpasbereik tot 110dB HL
- de slanke en elegante LIHO uitvoering is comfortabel, discreet en geeft een uitzonderlijke geluidskwaliteit
- de LIHO Power uitvoering geeft extra power, is discreet en comfortabel
- 's werelds kleinste Power AHO met een 13-batterij
- alle IHO uitvoeringen
- uiterst slanke traditionele AHO's met toonbocht in 312 en 13 uitvoering met een gebruiksduur van de batterij van maximaal 220 uur

De keuzemogelijkheden zijn groot en daardoor individueel af te stemmen; een bijzondere combinatie van zeer compacte vormgeving, prestatie, gebruiksgemak, prijs, kwaliteit en 10 verschillende kleuren. Hierdoor is er een Vigo Connect te vinden voor iedereen.

MEER
interactie

De combinatie van Vigo Connect met ConnectLine verandert de hoortoestellen in een draadloze mini-headset voor televisie, vaste en mobiele telefoon, PC, mp3-speler en andere geluidsbronnen.

MEER Vigo
MEER

Mogelijkheden 



MEER Vigo

MEEER



**Nu kunt u nog meer cliënten laten
genieten van nog meer mogelijkheden.**