

Oticon RemoteCare: lista de verificación de candidato

1.	Edad	≥ 18 años	< 18 años	
2.	¿Tiene el paciente una dirección de correo electrónico activa?	Sí	No	
3.	¿Tiene el paciente audífonos Oticon?	Sí	No	
	Si es así, ¿qué tipo de audífonos Oticon tiene el paciente?	Audífonos Oticon con tecnología Bluetooth de baja energía* *Oticon Opn requiere el firmware 6.0 o posterior.	Audífonos Oticon sin tecnología Bluetooth de baja energía	
4.	¿Es la conexión a Internet del paciente estable en situaciones en las que está usando servicios como Netflix, FaceTime, Skype, etc.? El ancho de banda es de mínimo de 1/1 Mbit/sg.	Sí	No	No lo sabe
5.	¿Tiene el paciente un dispositivo compatible? iPad®, iPhone® con iOS 13 o posterior. Dispositivo Android™ compatible con SO 8.0 o posterior. Para comprobar si un dispositivo es compatible, visite: www.oticon.es/compatibility	Sí	No	
6.	¿Tiene el paciente posibilidad para descargar aplicaciones?	Sí	No	
7.	En su iPhone, iPad o dispositivo Android, el cliente:			
	a. ¿utiliza aplicaciones?	Sí	No	
	b. ¿recibe y envía correos electrónicos?	Sí	No	
	c. ¿sabe cómo conectarse a la WiFi?	Sí	No	