

Tekniskt datablad

TV-adapter 3.0

Ett komplett integrerat system

TV-adapter 3.0 ansluts direkt till användarens hörapparater, för problemfri daglig användning.

Användarvänlig

TV-adapter 3.0 har utvecklats och testats av hörapparatsanvändare för att säkerställa optimal användarvänlighet

Digitala ljudkällor

TV-adapter 3.0 stöder digitalt ljud i två mycket vanliga format: Digital stereo (PCM) eller Dolby® Digital * Detta ökar chansen för användare att dra fördel av trådlöst överfört ljud från hemteatersystem och TV.

MultiConnect

TV-adapter 3.0 kan anslutas till ett obegränsat antal hörapparater samtidigt, vilket möjliggör flera användare samtidigt.

Lätt att parkoppla

När hörapparaterna är i parkopplingsläget och inom 30 cm räckvidd ansluter TV-adapter automatiskt till dem.

Mer information

Besök www.oticon.se/connectivity för att veta mer om TV-adapter 3.0.



TV-adapter 3.0 möjliggör för användare av Oticon-hörapparater att njuta av stereoljudet från en TV, hemunderhållningssystem, radio eller annan ljudkälla, till föredragen ljudnivå, direkt i sina hörapparater.

TV-adapter 3.0 stöder en rad anslutningar, inklusive digital stereo och Dolby® Digital via optisk TOSLINK.

Förpackningen innehåller följande:

- Bruksanvisning
- Strömkabel
- TV-adapter - svart
- TOSLINK optisk kabel 2.0 m
- RCA till RCA stereokabel
- 3,5 mm kabel till RCA-omvandlare



Tekniska data

Modell	TVA3
FCC ID IC	2ACAHTVA3 11936A-TVA3
Driftsförhållanden	Temperatur: +5° C till +40° C Luftfuktighet: 15% till 93 %, icke-kondens Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
Förvaring och transport	Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring: Temperatur: -25 °C till +70 °C Luftfuktighet: 15-93 %, utan kondens (% RH) Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
Mått	124 x 80 x 21 mm; vikt 107 g
Systemfunktioner	TV-adapter 3.0 parkopplar automatiskt med hörapparater i parkopplingsläget AutoStream: TV-adaptern börjar automatiskt överföra ljud när den känner av en giltig ljudsignal. MultiConnect: TV-adapter kan anslutas till ett obegränsat antal hörapparater
Kompatibilitet	TV-adapter fungerar med alla versioner av Oticons hörapparater med 2,4 GHz radioteknologi
Ingångskontakter / format	3,5 mm kabel (L + R) (med medföljande kabel och omvandlare) SCART (L + R) (SCART erbjuds av Oticon som separat tillbehör, RCA-kabel ingår) RCA (V+H) TOSLINK digital stereo (PCM) eller Dolby® Digital *
Utgång	TOSLINK (buffrad utmatning av TOSLINK-ingång)
Räckvidd	Upp till 15 meter (utan hinder i vägen)
Ljudingång (format)	Stereo analog inmatning (RCA) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby® Digital (TOSLINK)
Latens (TV-adapters inmatning till hörapparaten)	Analog: 25 ms Digital: 28 ms Dolby® Digital: 45 ms
Känslighet vid linjeinmatning	6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ
Ljudbandbredd	10 KHz/stereo från inmatning till hörapparater
Dynamisk självjustering	AGC (analog inmatning) (linje i närheten av 0 dB 5 sek)
Statusindikatorer	Ström- och status-LED på framsidan
Färger	Svart
Frekvens	Licensfri 2.4 GHz (ISM-band)
Strålning	Max 17 dBm EIRP. I överensstämmelse med alla relevanta standarder
Strömförbrukning	Inaktiv, överför ej ljud 0,8 W Aktiv, överför ljud 1,5 W

