

# Beställning Opn och Siya allt-i-örat

**OBS:** Funktionerna för direktstreaming med 2,4 GHz är mycket platskrävande och går inte att kombinera med telespole.

Information om hörselkliniken:		Fakturaadress:	
Hörselklinik: _____	_____	Post.nr: _____	Ort: _____
Leveransadress: _____	_____	<b>Information om användaren:</b>	
Post.nr: _____	Ort: _____	Namn: _____	_____
Audionom: _____	_____	Födelsedatum (åå/mm/dd): _____	_____
Telefon: _____	_____	Beställningsdatum: _____	_____
E-mail: _____	_____	Datum för återbesök: _____	_____

➔ Välj modell: Opn 1  Opn 2  Opn 3  Siya 1  Siya 2

	Batteri	NFMI (Binaural sync.)	Trådlös 2,4 GHz	Tryckknapp	Volymhjul	Telespole	Autotelefon
	VÄ/HÖ			VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ
IIC ➔	10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar
CIC ➔	10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ej valbar	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar
ITC ➔	312 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> **	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ITE HS ➔	312 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> **	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ITE FS ➔	312 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> **	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

\* Vid platsbrist 2,4 GHz

- Jag godkänner att Oticon tillverkar större modell (ITE, ITE HS/FS)
- Kontakta mig

\*\* 2,4 GHz och telespole går inte att kombinera

Audiogram										Ventilation	
Hz	250	500	750	1K	1,5K	2K	3K	4K	6K	Hz	1K
Luft höger										Ben höger	
Luft vänster										Ben vänster	

Anpassningsnivå	75	85	90	100	Anpassningsnivå	Lackering
	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	Oticon väljer från audiogram <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Blank (Standard)
IIC/CIC	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ej valbar	Ej valbar		<input type="checkbox"/> Mjuk <input type="checkbox"/> Nano
ITC/ITE HS FS	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Ingen (matt)

Färger	IIC	CIC/ITC/ITE	Beige	Ljusbrun	Mellanbrun	Mörkbrun	Blå/Röd	Transp.
Faceplate	Svart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ej valbar	Ej valbar
Skal	Blå/Röd <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tillval		
Övriga tillval	Utdragstråd	Volymhjul
<input type="checkbox"/> Nagelgrepp	<input type="checkbox"/> Anpassad längd (Förvalt på IIC)	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Förhöjd
<input type="checkbox"/> Säkerhetsögla	<input type="checkbox"/> 5 mm <input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Förhöjd, stor
<input type="checkbox"/> Förhöjd tryckknapp	<input type="checkbox"/> 8 mm (Förvalt på CIC)	

**Passformsgaranti:** 6 mån från angivet återbesöksdatum. Hörapparat och nytt avtryck skickas till Oticon.

Övriga kommentarer och önskemål:

---



---

Oticon AB - Box 1262 - 172 25 Sundbyberg - Tel: 08-506 981 07 - E-mail: iteorder@oticon.se