

Beställning Oticon Own allt-i-örat-modeller

Information om hörselkliniken:	
Hörselklinik:	Fakturaadress:
Leveransadress:	Postnr: Ort:
Postnr: Ort:	Information om användaren:
Audionom:	Namn/Kod:
Telefon:	Födelsedatum (åå/mm/dd):
E-mail:	Beställningsdatum:
	Datum för återbesök:

➔ Välj modell: **Own 1** **Own 2** **Own 3** **Own 4** **Own 5**

	Batteri	NFMI (Binaural sync.)	Trådlös 2,4 GHz	Trycknapp	Volymhjul	Telespole
	VÄ/HÖ			VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ
IIC ➔	10	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar	Ej valbar
CIC ➔	10		Ej valbar		Ej valbar	Ej valbar
ITC ➔	312	Ja	*			*
ITE HS ➔	312	Ja	*			*
ITE FS ➔	312	Ja	*			*

Vid platsbrist 2,4 GHz

Jag godkänner att Oticon tillverkar större modell (ITE, ITE HS/FS)
Kontakta mig

* 2,4 GHz och telespole går inte att kombinera

Audiogram												Ventilation		
Hz	125	250	500	750	1K	1,5K	2K	3K	4K	6K	8K	Hz	1K	Oticon väljer
Luft höger												Ben höger		Höger, mm
Luft vänster												Ben vänster		Vänster, mm

Anpassningsnivå	75	90	100	Anpassningsnivå	Lackering
	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	VÄ/HÖ	Oticon väljer från audiogram	Blank (Standard)
IIC/CIC			Ej valbar		Mjuk Nano
ITC/ITE HS FS					Ingen (matt)

Färger IIC/CIC/ITC/ITE HS FS	Beige	Ljusbrun	Mellanbrun	Mörkbrun	Blå/Röd	Svart	Transp.
Faceplate					Ej valbar		Ej valbar
Skal							

Tillval		
Övriga Tillval	Utdragstråd	Volymhjul
Nagelgrepp (ej IIC)	5 mm 10 mm	Standard Förhöjd
Säkerhetsögla (ej IIC)	8 mm (Standard på CIC)	Stor Förhöjd, stor
Förhöjd trycknapp	IIC anpassad längd (endast IIC)	

Passformsgaranti: 6 mån från angivet återbesöksdatum. Hörapparat och nytt avtryck skickas till Demant Sweden AB.

Övriga kommentarer och önskemål:

