

## Boyun ipi olmadan Streamer Pro nasıl kullanılır

**Streamer Pro sadece kendisi için sağlanan boyun ipi ile çalışır.**

Boyun ipi olmadan kullanmak için, kullanım kılavuzunun 18. sayfasında tarif edildiği gibi, Streamer'ın buna göre yapılandırılması ve işitme cihazlarınızla bu şekilde eşleştirilmesine ihtiyaç vardır.

**Daha ayrıntılı bilgi için lütfen işitme uzmanınıza danışınız.**

Streamer'ınız işitme cihaz(lar)ınız ile eşleştirildi ve boyun ipi olmadan kullanılabilir.

