

Oticon RemoteCare Adaylık Değerlendirmesi

1.	Yaş	≥ 18	< 18	
2.	Hastanın aktif olarak kullandığı bir e-posta adresi var mı?	Evet	Hayır	
3.	Hastanın Oticon işitme cihazı var mı?	Evet	Hayır	
	Evet ise, hastanın Oticon işitme cihazı hangi model?	Bluetooth® Low Energy teknolojisine sahip Oticon işitme cihazı* *Oticon Opn, 6.0 veya üzeri ürün yazılımı gerektirir	Bluetooth® Low Energy teknolojisi bulunmayan Oticon işitme cihazı	
4.	Hastanın internet bağlantısı Netflix, FaceTime, Skype gibi hizmetleri kullanırken stabil mi? Gerekli minimum bant genişliği 1/1 Mbit/sn'dir.	Evet	Hayır	Bilinmiyor
5.	Hastanın uyumlu bir cihazı var mı? iOS 13 veya üzeri işletim sistemine sahip iPad®, iPhone®. Listede belirtilen veya OS 8.0 üzeri işletim sistemine sahip Android™ cihazlar Belirli bir cihazın uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için, şu adresi ziyaret edin: www.oticon.global/compatibility	Evet	Hayır	
6.	Hastanın uygulamaları indirmek için erişimi var mı?	Evet	Hayır	
7.	Hasta iPhone, iPad veya Android cihazında:			
	a. uygulamalar kullanıyor mu?	Evet	Hayır	
	b. e-posta alıyor ve gönderiyor mu?	Evet	Hayır	
	c. WiFi'ye bağlanmayı biliyor mu?	Evet	Hayır	