



## Trådløs Bluetooth<sup>®</sup> mobilhals-slynge

CM-BT2 er en håndfri hals-slynge-løsning til forstærkning af samtaler i mobiltelefoner med Bluetooth<sup>®</sup>. Den er specielt designet til mennesker med nedsat hørelse og kan anvendes med alle høreapparater og cochlearimplantater (CI) med telespole. Personer, som har høreapparat uden telespole, eller som ikke bruger høreapparat, kan bruge CM-BT2 med en hovedtelefon.

Brugeren kan besvare opkald, afslutte opkald og tale i mobiltelefon gennem CM-BT2.

CM-BT2 har tre timers brugstid og 120 timers standbytid, og hals-slyngen har en mikrofon og volumenkontrol.

### Pakkens indhold

CM-BT2 med hals-slynge

Batteri

Ladesæt til stikkontakt, usb og bil

### Specifikationer

Mål (hxbxd)	79 x 48 x 19 mm
Farve	Sort og blå
Vægt	Ca. 49 g
Lydniveau for hovedtelefon	Max 118 dB
Batteri	3,7 V litium-polymer genopladeligt batteri, standbytid op til 120 timer
Output	3,5 mm jackstik til hovedtelefon
Varenummer	200-50-605-00