

Forstærkning af lyd fra Bluetooth mobiltelefoner

Phonic Ear er et danskejet selskab i William Demant Holding A/S. Koncernen har over 100 års erfaring inden for høre- og lydområdet.

Produceret af:

Phonic Ear[®]
Connected to life

Din lokale forhandler:

**Mobiltelefoni**

Håndfri samtale
Forstærket lyd
Brugervenlig



Phonic Ear[®]
Connected to life

921-35-501-00 Rev. B 0509

mail@phonicear.dk • www.phonicear.dk

**HearIt Mobile**

HearIt Mobile er en håndfri halsslyngeløsning til forstærkning af lyd fra Bluetooth mobiltelefoner. HearIt Mobile er special-designet til dig, med nedsat hørelse, som gerne vil kunne tale håndfrit i mobiltelefon uden at gå på kompromis med lyd kvaliteten.

Alsidig løsning

HearIt Mobile kan med fordel anvendes i mange forskellige situationer, hvor du har brug for forstærkning ved samtale i mobiltelefon; Når du er hjemme, ude, på arbejde, sidder i bilen, osv.

Flere anvendelsesmuligheder

Du kan bruge HearIt Mobile sammen med dit høreapparat med indbygget telespole eller med en hovedtelefon.

Heart Mobile



Forstærkning af lyd fra Bluetooth mobiltelefon

Hør samtaler i mobiltelefonen klart og tydeligt. Heart Mobile forstærker lyden fra din Bluetooth mobiltelefon, så du kan tale i mobiltelefon også i situationer med høj baggrundsstøj. Lyden fra din mobiltelefon overføres trådløst til Heart Mobile, og du hører den klart og tydeligt direkte i dit høreapparat eller i en hovedtelefon.

Eksklusiv og håndfri

Brug trygt din mobiltelefon håndfrit. Heart Mobile er en trådløs og transportabel halsslynge. Den kan let tages med, når du er på farten og har behov for at tale i din mobiltelefon. Heart Mobile bæres om halsen og har et pænt, eksklusivt og særdeles brugervenligt design.

Mange nyttige funktioner

Blandt Heart Mobiles mange funktioner kan nævnes:

- Opkald besvares og afsluttes let ved et enkelt tryk
- Volumenknop til indstilling af lydstyrken
- Volumenindikator, der viser lydniveauet
- Bluetooth indikator viser, om der er forbindelse til mobiltelefonen
- Batteriindikator, der lyser, når det er tid til opladning
- Sikkerhedsåbning på halsslyngen, der aktiveres, hvis der trækkes i den
- Personlig kode til Bluetooth forbindelsen, så der ikke kan lyttes med på dine samtaler

Genopladeligt batteri

Heart Mobile har et indbygget genopladeligt batteri med lang levetid.

Heart Mobile pakken

Heart Mobile leveres sammen med ladekabel.



-Så enkelt er det!