



Trådløs pudevibrator

SmartShaker 3 er en trådløs pudevibrator, der er ideel for personer, der ønsker at bruge deres smartphone som vækkeur, men hvor vibrationerne i telefonen ikke er kraftige nok.

SmartShaker 3 har Bluetooth[®] og fungerer med appen "SmartShaker3", der gratis kan hentes til iOS og Android smartphones i de respektive app stores.

Pudevibratorens kraftige vibrationer kan indstilles til fem forskellige styrkeniveauer. Den lægges under hovedpuden og vibrerer, når alarmer aktiveres. Når Bluetooth[®] er slået til, reagerer SmartShaker 3 også, når telefonen ringer, en sms modtages mv. Disse notifikationer kan aktiveres og deaktiveres via appen alt efter behov.

Via appen kan der oprettes flere forskellige alarmer på forskellige ugedage. Pudevibratorens alarm fungerer, selvom telefonen ikke er tilsluttet, da alarminstillingerne gemmes i SmartShaker 3.

Specifikationer

Vibrationer	Fem forskellige styrkeniveauer
Alarm	Betjenes via app. Alarminstillinger gemmes i pudevibratoren
Notifikationer	Kan aktiveres til at reagere, når telefonen ringer, en sms modtages mv., når Bluetooth [®] er slået til
Snoozefunktion	Ja
Strømforsyning	Indbygget genopladeligt batteri, der lades via usb-stik
Batteritid	Ca. 14 dage
Opladningstid	1 time og 45 min ved 5V 1000 mA
Mål (øxh)	10 x 3,4 cm
Vægt	170 g
Farve	Sort
Kompatibilitet	iOS 10 eller nyere Android 5.0 eller nyere
Varenummer	890-52-145-00

Pakkens indhold

SmartShaker 3
Usb-ladekabel
Brugervejledning