



Tinnitus masker

Sound Oasis S-680-02 tinnitus masker er et lydterapiapparat velegnet til mennesker med tinnitus, søvnproblemer eller stress eller som har brug for afslapning eller maskering af støj.

Sound Oasis S-680-02 giver avanceret lydterapi med professionel lyd kvalitet. Apparatet er udstyret med patenteret søvnforbedringsteknologi, der hjælper en med at falde i søvn og maskerer fremmede lyde, der kan forstyrre nattesøvnen eller behovet for afslapning.

Søvnforbedringsteknologien foregår på den måde, at lyden efter et stykke tid gradvist gøres langsommere og mere søvndyssende. Det får hjernen til at gå ned i aktivitet, og det giver mulighed for lettere at falde i søvn.

Timeren sørger for, at apparatet selv slukker efter det ønskede antal minutter, idet lyden stille og roligt fades ud. Hvis det ønskes kan apparatet give lyd nonstop uden generende udfald. Efter en god nats søvn kan S-680-02 vække en med ønsket lyd eller buzzer.

Lydene ligger på det isatte micro SD-kort med 23 lyde. Der er bl.a. tale om naturlyde med regn, bølger, bæk, fuglesang mv. samt 13 lyde i forskellige frekvenser, der er specielt egnet til mennesker med tinnitus.

Pakkens indhold

Sound Oasis S-680-02

Micro SD-kort med 23 lyde

Strømforsyning


Tilbehør



2 stk.
stereo-højtalere
890-52-102-00



SleepPhones
pandebånd med
indbyggede højttalere
890-52-103-00



AA Alkaline batteri
(4 stk. nødvendige)
370-40-071-03

Specifikationer

Mål (bxdxh)	12,5 x 9 x 14,5 cm
Farve	Sort
Vægt	622 g
Strømforsyning	AC adapter
Batteribackup	4 stk. Alkaline AA 1,5 V batterier
Varenummer	098-14-001-00