



## Vækkeur med pudevibrator

Star er et vibrationsvækkeur, der er ideelt for mennesker med nedsat hørelse og døve. Vækkeuret vækker brugeren via vibrationer og/eller lyd og lys.

Vækkeuret har et tydeligt display, der kan indstilles i lysstyrke. Ringetonen og vibrationerne i den kraftfulde pudevibratoren kan indstilles til forskellige styrker. Derudover kan lyden indstilles i tre forskellige frekvensområder.

Vækkeuret har snooze-funktion og en usb-indgang, så fx en mobiltelefon eller tablet kan oplades direkte i vækkeuret.

Vækkeuret tilsluttes strøm via den medfølgende strømforsyning, men det er også muligt at isætte batterier (tilbehør) som backup i tilfælde af strømsvigt.

### Pakkens indhold

Star vækkeur  
 Pudevibrator  
 Strømforsyning

### Tilbehør

374-30-210-08 CR2032 batteri (til batteribackup)

### Specifikationer

Alarm	Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vibration</li> <li>▪ vibration og lyd</li> <li>▪ vibration og lys</li> <li>▪ vibration, lyd og lys</li> </ul>
Ringetone	Op til 95dB (kan justeres i to niveauer)
Frekvens	Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lav tone, 800 Hz</li> <li>▪ middelhøj tone, 1 KHz</li> <li>▪ høj tone, 1,5 KHz</li> </ul>
Vibrationer	Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lav</li> <li>▪ høj</li> </ul>
Farve	Hvid og sort
Strømforsyning	100-240 V output 5,0 V, 0,3 ampere
Batteribackup	CR2032 batteri (bestilles separat)
Snoozefunktion	Ja fra 5 til 60 minutter
Varenummer	890-52-141-00