



## Vækkeur med vibrator

TimeShaker® Wow er et vækkeur med et stort display, ekstra høj ringetone og pudevibrator.

TimeShaker® Wow kan vække enten via lyd eller vibrationer eller begge dele samtidigt. Tre røde lys på vækkeuret blinker også.

Derudover har vækkeuret en USB-indgang, så en mobiltelefon, tablet eller lignende kan oplades direkte i vækkeuret.

Vækkeuret kan indstilles til 12- eller 24-timers visning efter ønske. Det store display har justerbart lys og en ni minutters snooze-funktion. Ringetonen og vibrationerne i pudevibratoren kan reguleres i styrke.

Vækkeuret tilsluttes elnettet. Der kan også sættes 2 stk. AAA 1,5V batterier i vækkeuret, som fungerer som backup i tilfælde af strømsvigt.

### Specifikationer

Alarm:	Vælg mellem lyd, vibration eller begge dele
Ringetone:	Op til 120 dB (kan justeres)
Vibrationer:	Kraftige vibrationer med tre forskellige intensiteter
Batteribackup:	Ja. Kræver 2 stk. AAA batterier (købes separat)
Strømforsyning:	220V AC / 5V DC
Mål (bxhxd):	87 x 205 x 55 mm
Vægt:	410 g
Farve:	Sort
Varenummer:	890-88-121-00

### Tilbehør

370-40-072-00	AAA 1,5V batteri
---------------	------------------