



Bordmikrofon

Voice Selector er en bordmikrofon, der er specielt udviklet til at give personer med nedsat hørelse mulighed for at høre og deltage i samtaler. Bordmikrofonen kan med fordel anvendes af personer både med og uden høreapparater og er velegnet til fx møder, fest, restaurantbesøg og undervisning.

Bordmikrofonen har otte digitalt sammenkoblede MEMS-mikrofoner, der forstærker tale fra én til flere retninger og dæmper baggrundsstøjen fra de øvrige retninger. Der kan vælges mellem fire forskellige mikrofonindstillinger.

Bordmikrofonen er meget intuitiv og enkel at betjene. Med en enkelt berøring på berøringspanelet indstilles mikrofonerne, og de aktive mikrofoner indikeres.

Bordmikrofonen kan anvendes sammen med enten høretelefoner, en halsteleslynge eller en høreapparatspecifik partermikrofon med en jackstik-indgang. Bruges Voice Selector sammen med halsteleslyngen eller en høreapparatspecifik partermikrofon, sendes lyden direkte til brugerens høreapparater.



Voice Selector



Specifikationer

Mikrofonindstillinger	Retningsbestemt (135°) Omni-indstilling med automatisk retningsbestemmelse (mikrofonen vælger) Enkelt fokus (selvvalgt retning på 45°) Dobbelt fokus (to selvvalgte retninger, 2 x 45°)
Strømforsyning	5 V mikro-usb-ladekabel
Batteri	Genopladeligt litium-ion-batteri
Batterikapacitet	Op til 12 timers brug
Opladningstid	Ca. 2 timer
Audioudgang	3,5 mm jackstik
Mikrofoner	8 stk.
Audio	Sample rate: 16 kHz Dynamic range: 98 dB
Akustisk	ABF: Automatic Beamforming DGC: Directional Gain Control
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Dimensioner (øxh)	7 x 2,2 cm
Vægt	68 g

Pakkens indhold (890-52-547-00)

Voice Selector bordmikrofon

Sort silikonecover

Mikro-usb-ladekabel

Opbevaringspose

Halsteleslynge

Forlængerledning til halsteleslyngen

3,5 mm jack til 3,5 mm jack-kabel

I-øret høretelefoner

Dansk brugervejledning

Engelsk quick start guide

Tilbehør (købes separat)



098-14-043-00
Sort silikonecover



890-52-121-00
Halsteleslynge



098-14-023-00
Forlængerledning
til halsteleslyngen
Længde 1,5 meter



098-14-024-00
3,5 mm jack til
3,5 mm jack-kabel
Længde 25 cm



168558
Strømforsyning