



## Vækkeur med pudevibrator

Wake'n'Shake Vintage er et analogt vækkeur, der er ideelt for mennesker med nedsat hørelse og døve. Vækkeuret vækker brugeren via vibrationer, lys og/eller lyd. Tid og alarm indstilles meget enkelt og intuitivt via drejeknapper bag på uret.

Vækkeuret har et tydeligt display, der kan indstilles i lysstyrke. Ringetonen kan indstilles i forskellige frekvensområder og i lydstyrken. Vibrationerne i pudevibratoren kan også indstilles i forskellige styrker.

Vækkeuret har snoozefunktion og en usb-indgang, så fx en mobiltelefon eller tablet kan oplades direkte i vækkeuret. Uret tilsluttes strøm via den medfølgende strømforsyning. Der kan også sættes et batteri (tilbehør) som backup i tilfælde af strømsvigt.

### Pakkens indhold

Wake'n'Shake Vintage vækkeur

Pudevibrator

Strømforsyning

Brugervejledning

### Tilbehør

Alkaline AA 1,5 V batteri

### Specifikationer

Mål	11,5 x 12,5 x 9 cm
Alarm	Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lys</li><li>▪ Vibration og lys</li><li>▪ Lys og lyd</li><li>▪ Vibration, lyd og lys</li></ul>
Ringetone	Op til 80 dB (justerbar i fire niveauer)
Frekvens	Vælg mellem: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lav tone 800 Hz</li><li>▪ Middelhøj tone 1 kHz</li><li>▪ Høj tone 1,5 kHz</li></ul>
Vibrationer	Vælg mellem lav og høj
Lys i display	Vælg mellem slukket, mellem lysstyrke og kraftig lysstyrke
Lys i lysramme	Vælg mellem slukket, mellem lysstyrke og kraftig lysstyrke
Snoozefunktion	Ja. Varighed 5 minutter
Farve	Sort og hvid
Vægt	230 g
Strømforsyning	5 V DC 1,2 A
Batteribackup	Alkaline AA 1,5 V batteri (tilbehør)
Varenummer	890-52-551-00