

TEILIMPLANTIERTES UND IM KNOCHEN VERANKERTES HÖRSYSTEM

Frühzeitiger Zugang zu Sprache und Klängen – mit dem neuen Ponto Softband



oticon
MEDICAL

Klang – die Ausgangsbasis für künftige Entwicklung

Damit Kinder mit schalleitungsbedingtem Hörverlust ihre Sprachkenntnisse erfolgreich entwickeln können, ist eine frühe Stimulation des Innenohrs (der Cochlea) wichtig. Das Ponto Softband bietet Kindern einen frühzeitigen Zugang zu einer hervorragenden Klangqualität, für die Ponto Hörprozessoren bekannt sind. Ponto hat bereits vielfach bewiesen, dass es über die erforderliche Leistungskraft verfügt, um Sprache und Klänge ausreichend zu verstärken. Dies liefert Kindern die nötigen Bausteine für deren sprachliche Entwicklung und ermöglicht ihnen dadurch, das Geschehen in ihrer Umwelt aktiv mitzugestalten.



Fördern Sie die Selbstständigkeit Ihres Kindes

Das Ponto Softband ist eine ideale Lösung für Kinder, die entweder noch zu klein für ein Implantat sind oder deren Hörprobleme vorübergehender Natur sind. Das Tragen des Hörprozessors an einem Softband ist außerdem eine gute Möglichkeit, um festzustellen, wie sehr der Hörprozessor Ihrem Kind helfen kann, bevor Sie sich für ein Implantat entscheiden.

Alle Ponto Hörprozessoren eignen sich für die Verwendung mit dem Ponto Softband. Um ein möglichst optimales Ergebnis zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung eines Power Hörprozessors.



Funktionsweise

Der Ponto Hörprozessor wird einfach und bequem am Ponto Softband befestigt. Anschließend kann der Hörprozessor den Schall aufnehmen und in Schwingungen umwandeln. Diese Schwingungen werden dann über den SoundConnector™ an das Softband und schließlich über den Knochen an das Innenohr übertragen und dort als Klang wahrgenommen.



Das Ponto Softband fördert die Entwicklung Ihres Kindes



14 verschiedene Farben – wählen Sie aus
14 attraktiven Farben aus



Neue komfortable Trageoptionen – für
Baseball-Caps oder andere Kopfbedeckungen



Flexibel – für ein oder zwei Prozessoren und auf
praktisch jede Kopfgröße einstellbar



Angenehm – bietet ganztägigen Tragekomfort



Sicher – hautfreundlich und mit integrierter
Sicherheitsfunktion



Geprüfte Leistung – erstklassige Klangqualität
und Zuverlässigkeit in umfassenden Tests nachgewiesen



Für den Alltag bereit

Kinder sind am liebsten in Bewegung. Deshalb haben wir das Ponto Softband an den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern angepasst und zusätzlich zu einem hohen Tragekomfort vor allem auf ein hohes Maß an Sicherheit geachtet.

Eng anliegender Sitz

Das Ponto Softband wird täglich von früh bis spät getragen werden. Dafür sind optimaler Sitz und hoher Tragekomfort unerlässlich. Dank seines integrierten und weich umhüllten Verstellmechanismus passt sich das Band perfekt an die Form des Kopfes an und sorgt dafür, dass der Hörprozessor optimal platziert ist, um ein bequemes Tragen und Hören zu gewährleisten.

Angenehm

Mit seiner besonders glatten und geschmeidigen Rückseite hat der SoundConnector™ bewiesen, dass er akustische Schwingungen wirksam überträgt, ohne das dabei der Tragekomfort beeinträchtigt wird.

Sicher

Durch die integrierte Sicherheitsfunktion öffnet sich das Ponto Softband sofort, wenn es nötig ist.


Weich, hautfreundlich und antiallergisch

Alle Materialien zur Herstellung des Softbands und des SoundConnectors™ wurden sorgfältig ausgewählt. Diese Produkte sind ohne natürliches Kautschuklatex hergestellt.



Die Abbildung zeigt das Softband für die einseitige Verwendung.

Weiches Material



SoundConnector™



Verstellmechanismus



Sicherheitsfunktion



Individualität

Das Ponto Softband lässt sich auf einfache Weise nach persönlichen Wünschen und Vorlieben anpassen. Das Softband ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, und dank des innovativen SoundConnectors™ kann der Ponto Hörprozessor auch an der Lieblings-Cap oder einer anderen Kopfbedeckung getragen werden.

Sitzt perfekt auf der coolsten Cap

Den SoundConnector™ einfach an der Kopfbedeckung befestigen – und gutes Hören und Verstehen sind immer mit dabei!

Ponto SoundConnector™



Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe

Das Ponto Softband gibt es in 14 verschiedenen Farben.



Einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen

Die Länge des Softbands kann leicht auf verschiedene Kopfgrößen eingestellt werden. Das Softband ist als einseitige Variante, für die Nutzung eines Ponto Hörprozessors oder als zweiseitige Variante, für die Nutzung von zwei Ponto Hörprozessoren erhältlich.



Wählen Sie Ihren eigenen Look



Mit den farnefrohen Hüllen und Stickern schaffen Sie einen eigenen, unverwechselbaren Look.



Because sound matters

Oticon Medical ist ein globales Unternehmen, das implantierbare Hörlösungen entwickelt, die Personen in jeder Lebenslage die Welt der Klänge eröffnen. Als Mitglied eines des weltweit größten Hörgerätehersteller-Verbundes arbeiten wir eng mit Oticon zusammen und haben direkten Zugriff auf die neuesten Entwicklungen in der Hörforschung und Hörtechnologie. Wir blicken zurück auf mehr als ein Jahrhundert an Innovationen im Bereich der Klang- und Signalverarbeitung und leisten seit Jahrzehnten Pionierarbeit im Bereich der Hörimplantat-Technologie.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Patienten, Ärzten und Hörgeräteakustikern stellen wir sicher, dass jede unserer Lösungen den Bedürfnissen des Trägers entspricht. Unser fortwährendes Engagement bei der Bereitstellung innovativer Lösungen und eines hervorragenden Supports verbessert die Lebensqualität von Menschen in jeder Lebenslage. Because sound matters.

173200DE / 2017.12

Hersteller:
Oticon Medical
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Schweden
Tel.: +46 31 748 61 00
E-Mail: info@oticonmedical.com



oticon
MEDICAL

Because
sound matters

www.oticonmedical.com