

Opgraderingen, du har ventet på

Ponto 5 SuperPower er fyldt med de seneste fordele ved åben lyd. For en oplevelse uden sammenligning.

Produktinformation	Ponto 3 SuperPower	Ponto 5 SuperPower	Hvorfor opgradere til Ponto 5 SuperPower?
Tilpasningsområde	Op til 65 dB HL BC	Op til 65 dB HL BC	
Størrelse (L x B x H)	34 x 21 x 14 mm	31 x 21 x 15 mm <i>Verdens mindste SuperPower-processor</i>	
Vægt (uden batteri)	17 g	20 g	
Hardware-certificering (inkl. batteriskuffe)	IP57	IP57	
Batteritype	675P	675P	
Frekvensområde	260 Hz – 9,5 kHz	200 Hz – 9,5 kHz	
LED-indikator	–	✓	
Trykknop	Volumenkontrol (hjul) og trykknop	Dobbelt trykknop	
Ydeevne			
BrainHearing™-teknologi	✓	✓	Alle Ponto-modeller hjælper hjernen med at finde mening i lyd for signifikant bedre taleforståelse.* ¹
Åben lydoplevelse	–	OpenSound Navigator™ <i>giver mulighed for et 360° lydbillede</i>	Leverer en reelt åben og balanceret lydoplevelse, som giver brugeren adgang til 360° lyd – dokumenteret signifikant forbedret taleforståelse.* ¹
	–	OpenSound Optimizer™ <i>Detekterer og forebygger hørbar feedback**²</i>	5 dB mere stabil forstærkning – mere lyd, ikke mindre, hele dagen.** ²
Støjreduktion	TriState Noise reduction	OpenSound Navigator <i>Præcis analyse af lyd miljøet for superhurtig fjernelse af støj</i>	Giver brugeren mulighed for problemfrit at gå fra et lyd miljø til et andet, hvilket giver signifikant bedre taleforståelse.* ¹
Tilbagekoblingsannullering	Inium Sense feedback shield	Feedback shield LX	Feedback shield LX fjerner feedback med traditionelle feedback management-teknologier.
	–	OpenSound Optimizer <i>Sporer og forebygger hørbar feedback**²</i>	Forebygger hørbar feedback uden at reducere forstærkning – op til 5 dB mere stabil forstærkning uden risiko for feedback.** ²
Direktionalitet	FreeFocus <i>Traditionel direktionalitet</i>	–	Ponto 5 SuperPower bruger OpenSound Navigator i stedet for traditionel direktionalitet.
Teknologiplatform	Inium Sense <i>15 frekvenskanaler</i>	Velox S™ <i>50 gange hurtigere databehandling end Inium Sense. Enestående opløsning med 64 frekvenskanaler. Nye akustiske målinger 56.000 pr. sek. aktiverer OpenSound Optimizer</i>	Velox S er Oticon Medicals hurtigste og mest avancerede teknologiplatform med hastighed og præcision til at følge hurtigt skiftende samtaler med flere samtalepartnere selv i støjfyldte omgivelser.
Programmer til særlige formål	–	3 programmer til specielle formål <i>Tale i støj / Komfort / Musik</i>	Forskellige programmer til forskellige lyttesituationer.
Tilslutningsmuligheder og streaming			
Stereo-streaming	Via Oticon Medical Streamer	2,4 GHz Bluetooth® Low Energy	Kan forbindes til appen Oticon ON og ConnectClip og lader brugeren betjene lydprocessoren, modtage håndfrie opkald, streame musik og meget mere.
Made for iPhone®	–	✓	Direkte forbindelse til iPhone, så man kan streame telefonsamtaler, musik og videolyd direkte til lydprocessoren.
ConnectClip	–	✓	Muliggør direkte streaming fra alle moderne smartphones, opretter forbindelse til bærbare computere via usb-dongle og kan bruges som partnern mikrofon.
EduMic	–	✓	Streamer samtaler op til 20 meter og giver adgang til FM-system, teleslynge eller jack-indgang.
Remote Control app	✓ <i>Oticon Medical Streamer og ConnectLine app</i>	✓ <i>Via Oticon ON appen eller Remote Control 3.0</i>	Diskret justering af lydstyrke og trådløst tilbehør samt programskift.
TV Adapter	✓ <i>Via Oticon Medical Streamer og TV Adapter 2.0</i>	✓ <i>TV Adapter 3.0</i>	Streamer stereolyd direkte fra et tv.
Apps			
Oticon RemoteCare app	–	✓	Giver mulighed for online-konsultationer, justeringer og opgraderinger i brugerens eget hjem - eller andre lyd miljøer, som ønskes optimeret.
App til betjening	ConnectLine app via Oticon Medical Streamer	Oticon ON app	Funktioner udelukkende i appen Oticon ON : Diskret justering af lydstyrke og programskift. Omfatter funktionen "Find mine høreapparater" samt adgang til HearingFitness™ og Hørevejledning.
Support og rådgivningsapp	Ponto Care app	Ponto Care app	Hjælper brugeren lige fra afprøvning til efterbehandling for en god oplevelse.
Tilbehør			
Softband og SoundConnector	✓	✓	Giver adgang til Ponto for dem, der er for unge eller ikke kan klare indgrebet. Giver brugeren mulighed for at afprøve Ponto før beslutning om at få implantatet.
Sikkerhedssnor	✓	✓	Forebygger tab af lydprocessor og beskytter mod skade.
Børnesikret batteriskuffe	✓	✓	Forebygger utilsigtet åbning af batteriskuffen.
Covers og klistermærker	✓	✓	Muliggør individualisering.
Tilpasning			
Trådløs tilpasning	–	✓	Tilpas Ponto med Noahlink Wireless.
Online-tilpasning	–	✓ <i>Oticon RemoteCare app</i>	Brugeren kan deltage i konsultationer, få programmering og justeringer udført online.
NAL-NL 1 BC	✓	✓	Vælg det mest relevante tilpasningsrationale til brugeren.
DSL BC	✓	✓	

¹ Dokumenterede data hos Oticon Medical– Clinical study BC109.

² Dokumenterede data hos Oticon Medical.

* Forbedret taleforståelse, når ydelsen sammenlignes med OpenSound Navigator slået til i forhold til OpenSound Navigator slået fra.

** For ordinerede tilpasninger, i henhold til "best practice" og ved normal brug.

Apple, Apple logoet, iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.