

Cochlearimplantatsystem

Neuro 2

Hold forbindelsen



oticon
MEDICAL

Hold forbindelsen

Tilslutning til nutidens digitale verden er en vigtig del af den daglige kommunikation og af at nyde livet, det være sig alt lige fra at besvare opkald på din mobil og til at videochatte eller se tv.

Tilslutningsmuligheder til Neuro 2

Få glæde af fordelene ved digital streaming til din lydprocessor, og omdan din Neuro 2 til et trådløst headset ved at bruge streamingløsningerne til Neuro 2. Disse løsninger udvider dine digitale kommunikationsmuligheder, så de omfatter telefonsamtaler, kommunikation på tomandshånd i støjende omgivelser, at se tv, at lytte til musik, at videochatte og meget mere.

Start med den løsning, du har mest brug for at tilslutte, og tilføj så flere efter behov. Tal med din hørespecialist eller Oticon Medical for at finde ud af mere.



Fjern-
betjening



Mobiltelefon



Tv



Mikrofon



Computer



Telefon



Musik



FM



Minijack



Teleslynge



App

Én enhed, der forbinder dem alle

Med Oticon Medical Streamer XM kan du tilgå en bred vifte af elektroniske enheder og trådløst sende lyd til din Neuro 2.

Streameren bæres omkring halsen og har tre knapper til de vigtigste funktioner: telefon, tv og mikrofon. Når du bruger 2,4 GHz Bluetooth-teknologi, er den kompatibel med stort set alle Bluetooth®-enheder – inklusive iPhone®, iPad® og iPod touch® og Android™ mobiltelefoner og tablets.



Personlig fjernbetjening

Streameren fungerer også som en fjernbetjening for din Neuro 2-processor, hvilket giver dig en alternativ måde at skifte program, justere lydstyrken eller slå lyden omkring dig fra (mute) på.

Made for


iPhone | iPad | iPod





Smart betjening via din smartphone





Brug ConnectLine App til at justere lyden, der streames til din Neuro 2

Med blot nogle få swipes og tryk lader denne app dig justere lydstyrken, skifte program på din lydprocessor, skifte mellem lyd-kilder som tv og musik, samt slå lydene omkring dig fra (mute). ConnectLine App kan downloades gratis fra App Store® og på Google Play™.



Apple, Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.



Stream opkald trådløst

Brug Neuro 2 som dit personlige headset

Mobiltelefon

Hvis du bruger Bluetooth-teknologi og Streameren, kan du streame opkald fra din mobiltelefon til din Neuro 2 lydprocessor. Du kan blot foretage eller besvare et opkald på din telefon eller direkte på Streameren, og høre samtalen gennem din Neuro 2. Når Streameren opfanger og sender lyden af din stemme, behøver du ikke holde mobilen tæt på munden, hvilket giver en helt håndfri oplevelse.

Videopkald

Via din mobiltelefon, tablet eller computer kan du foretage videopkald og få lyden sendt direkte til din lydprocessor via Streameren.





Fastnettelefon


ConnectLine Phone Adapter fungerer med din fastnettelefon og omdanner din lydprocessor til et trådløst headset. Du kan besvare et opkald ved blot at trykke på knappen på Streameren eller ConnectLine App. Dette betyder, at det hører fortiden til, at man besvarer et opkald ved at løfte røret.

Ét system

Alle løsninger, der kan tilsluttes Neuro 2 er designet til at fungere sammen. Hvis fx telefonen ringer, mens du ser tv, kan du høre og besvare opkaldet. Når du afslutter samtalen, genoptager systemet automatisk streaming af lyd fra tv'et.



Phone Adapter 2.0

A photograph showing a man and a woman driving in a car. The man is in the driver's seat, wearing a light blue shirt, and the woman is in the passenger seat, wearing a grey jacket and glasses. They are both smiling and appear to be in conversation. The car's interior is visible, including the leather seats and the dashboard. The background shows a bright, sunny day outside the car.

Tale og køre bil – ikke noget problem

Håndfri kommunikation mens du kører

Telefonsamtale

Med Streameren sendes mobiltelefonsamtaler trådløst til din Neuro 2 lydprocessor, så du kan føre en telefonsamtale i bilen – uden at tage hænderne af rattet.



Samtale i bilen

Hvis du har lyst til at tale med en passager, mens du kører, kan du bruge ConnectLine Microphone. Denne bæres af personen, som du taler med, og den sender stemmen til din lydprocessor. Når I bruger mikrofonen, behøver du ikke være ansigt til ansigt, mens I taler, så du kan holde øjnene på vejen.

Lyt til iPad, mobil og tv på din måde



Åbn en verden af underholdning ved at tilslutte tv, radio, musikafspiller m.m.


Lyt fx til musik

Streameren opretter en stabil forbindelse til mange forskellige, populære underholdningsapps på din smartphone og tablet, og den lader dig streame lyd fra din computer, så du kan lytte til musik, lydbøger og andre lydkilder direkte igennem processoren.



Når du ser tv

Brug ConnectLine TV Adapter til at streame lyden fra dit tv via Streameren til din lydprocessor. Dette gør din lydprocessor til et personligt headset og gør Streameren, eller ConnectLine App, til en personlig volumenkontrol. Tv-adapteren kan sende lyd fra et tv til Streameren i afstande på op til 30 m, så du kan følge et tv-show i stuen fra et andet værelse.



TV Adapter 2.0

Vær sammen med vennerne



Hør det vigtige, når du er ude

Det kan være en udfordring, at høre de stemmer, du gerne vil høre, på offentlige steder. Når du befinder dig på gaden, i en restaurant eller er til gudstjeneste eller forelæsning, kan du muligvis høre mange konkurrerende lyd-kilder i omgivelserne.

ConnectLine Microphone

I situationer hvor din ledsager er et stykke fra dig, eller hvis du befinder dig i støjende omgivelser, kan den lille, diskrete og trådløse ConnectLine Microphone bæres af din samtalepartner. Den sender dennes stemme til din Neuro 2 lydprocessor, så du kan følge med i samtalen og stadig fokusere på dine omgivelser. Mikrofonen kan betjenes fra din Streamer og ConnectLine App.



ConnectLine Microphone



Teleslyngesystemer

Få glæde af teleslyngesystemer på steder som biografer, teatre og forelæsningslokaler.

Med Streamerens indbyggede telespole tilslutter et enkelt tryk på en knap på Streameren eller ConnectLine App dig til teleslyngesystemet, hvor du befinder dig. Hvis du går med Neuro 2 lydprocessorer på begge ører, eller bruger en kombination af et kompatibelt høreapparat og Neuro 2-processor, sendes lyden til begge ører.



Lyt i klassen



Neuro 2 - som trådløst headset i klasseværelset

Hvis du er studerende eller bruger FM af en anden grund, kan du bruge denne funktion i klasseværelset, forelæsningslokalet eller andre steder med FM-systemer via Streameren. Streameren har et indbygget Eurostik, der gør det muligt at tilslutte en Roger™* eller FM-modtager. Når denne er tilsluttet, fungerer lydprocessoren som et trådløst headset, og du behøver ikke nogen særlig FM-løsning for at kunne bruge systemet.

En anden måde at streame lærerens stemme til din lydprocessor på er via ConnectLine Microphone. Denne er velegnet til forelæsninger eller længere præsentationer.



Streamer med FM-modtager

Muligheder for brugere af bimodale løsninger



Send lyd trådløst til begge ører

Hvis du bruger et almindeligt høreapparat med din Neuro 2, som fx Oticon Dynamo eller Oticon Sensei SP, kan du bruge enheder, der tilsluttes Neuro 2 med begge. Du kan fx bruge Streameren og ConnectLine App til at justere lyden fra alle dine elektroniske enheder og streame lyden til både dit Oticon høreapparat og din Neuro 2 lydprocessor. Justering af lydstyrken eller programsift foretages så på begge enheder.






Sensei SP og
Neuro 2



Dynamo og
Neuro 2



Because sound matters

Oticon Medical er en global virksomhed inden for implantérbare høreøsninger. Vi gør en stor indsats for at bringe den magiske verden af lyd ud til alle mennesker, uanset hvor i livet de befinder sig. Som en del af Demant koncernen, der er en global leder inden for høreomsorg og har 14.500 medarbejdere i mere end 130 lande, har vi adgang til en af verdens stærkeste forsknings- og udviklingsteams, de seneste teknologiske fremskridt og indsigt i høreomsorg.

Vores kompetencer bygger på over 100 års nyskabelser inden for lydprocessering og årtiers erfaring med implantérbare høreøsninger. Vi samarbejder med brugere, kirurger og audiologer for, at alle vores løsninger er designede med brugernes behov i fokus. Vores ubetingede engagement er med til at skabe innovative løsninger og support, der fremmer livskvaliteten for mennesker, uanset hvorhen livet fører dem. Fordi vi ved, hvor meget lyd betyder.



Oticon Medical

 NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com

214218DK - version A / 2020.02