






Guía de configuración del procedimiento MONO

Componentes del implante e instrumental desechable

		
<p>220701 Kit quirúrgico MONO A: Cánula B: Fresa MONO C: Tapón de cicatrización suave D: Indicador de inserción</p>	<p>Punzón para biopsia de Ø 4 mm o Ø 5 mm No suministrado por Oticon Medical</p>	<p>M52169 Implante Ponto BHX, 4 mm, con pilar de 9 mm</p>

Instrumental no desechable

				
<p>M50428 Indicador del procesador de sonido</p>	<p>M52143 Regla</p>	<p>M52196 Disecador de dos extremos</p>	<p>M51695 Herramienta para micromotor para insertar el pilar</p>	<p>M51690 Llave de carraca</p>

Componentes de emergencia

	
<p>M52170 Implante Ponto BHX, 4 mm con pilar de 12 mm</p>	<p>M52171 Implante Ponto BHX, 4 mm con pilar de 14 mm</p>

La preparación debe incluir siempre la planificación de componentes de implantes de reserva con diferentes longitudes de pilares que se correspondan con el grosor de los tejidos blandos. Considere si es necesario contar con componentes e instrumentos de reserva para una técnica alternativa.*



Precaución

La fresa MONO debe utilizarse siempre junto con la cánula. La cánula proporciona un tope para evitar que la fresa perfora más de lo necesario.

La guía de configuración no sustituye al Manual Quirúrgico del sistema Ponto ni al Apéndice que incluye el procedimiento MONO. Es importante que lea el Manual Quirúrgico y el Apéndice para obtener una descripción de las indicaciones y contraindicaciones para los pacientes, así como de los procedimientos recomendados, incluidas las advertencias y precauciones.

*Para conocer la gama completa de productos, consulte el catálogo de productos del sistema Ponto™. La disponibilidad del producto puede variar según los mercados.