

Neuro 2

# Catalogue Accessoires



Neuro 2 –  
Là où le son  
rejoint le design





---

## Neuro 2

---

Accessoires essentiels pour Neuro 2 4

Autres accessoires pour Neuro 2 9

---

## Notes

---

13



Les images présentes dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

## Accessoires essentiels pour Neuro 2

---

### Cordon d'antenne



**171291**  
Cordon d'antenne  
Transparent – 60 mm

**171292**  
Cordon d'antenne  
Transparent – 100 mm

**171293**  
Cordon d'antenne  
Transparent – 280 mm

---



**171294**  
Cordon d'antenne  
Marron – 60 mm

**171295**  
Cordon d'antenne  
Marron – 100 mm

**171296**  
Cordon d'antenne  
Marron – 280 mm

---



**171297**  
Cordon d'antenne  
Noir – 60 mm

**171298**  
Cordon d'antenne  
Noir – 100 mm

**171299**  
Cordon d'antenne  
Noir – 280 mm

---

Accessoires essentiels pour Neuro 2

Antenne

L'antenne est disponible en deux versions, pour optimiser la consommation énergétique selon l'épaisseur de peau des utilisateurs.

L'antenne SD (Short Distance) est principalement destinée aux enfants et l'antenne LD (Longue Distance) aux adultes. Les aimants ne sont pas inclus avec l'antenne et doivent être commandés séparément.




**163904**  
Antenne SD Zti  
Silver – C044

**163897**  
Antenne LD Zti  
Silver – C044



**163906**  
Antenne SD Zti  
Power Pink – C057

**163899**  
Antenne LD Zti  
Power Pink – C057



**163907**  
Antenne SD Zti  
Aquamarine – C058

**163900**  
Antenne LD Zti  
Aquamarine – C058



**156721**  
Antenne SD Zti  
Diamond Black – C063

**160549**  
Antenne LD Zti  
Diamond Black – C063



**163902**  
Antenne SD Zti  
Chroma Beige – C090

**163895**  
Antenne LD Zti  
Chroma Beige – C090



**163908**  
Antenne SD Zti  
Silver Grey – C091

**163901**  
Antenne LD Zti  
Silver Grey – C091



**163905**  
Antenne SD Zti  
Steel Grey – C092

**163898**  
Antenne LD Zti  
Steel Grey – C092



**163903**  
Antenne SD Zti  
Chestnut Brown – C093

**163896**  
Antenne LD Zti  
Chestnut Brown – C093



**164881**  
Antenne SD Zti  
Terracotta – C094

**164935**  
Antenne LD Zti  
Terracotta – C094



**164933**  
Antenne SD Zti  
Pure White – C098

**164940**  
Antenne LD Zti  
Pure White – C098

## Accessoires essentiels pour Neuro 2

### Aimant

L'aimant permet de maintenir l'antenne sur la peau, au regard de l'implant.



#### AIMANT SILVER – C044

**170273**

Aimant Silver – C044 – Force 0,5

**170274**

Aimant Silver – C044 – Force 1

**170275**

Aimant Silver – C044 – Force 2

**170276**

Aimant Silver – C044 – Force 3

**170280**

Aimant Silver – C044 – Force 4

**170277**

Aimant Silver – C044 – Force 5

**170278**

Aimant Silver – C044 – Force 6

**170279**

Aimant Silver – C044 – Force 8



#### AIMANT POWER PINK – C057

**170305**

Aimant Power Pink – C057 – Force 0,5

**170306**

Aimant Power Pink – C057 – Force 1

**170307**

Aimant Power Pink – C057 – Force 2

**170308**

Aimant Power Pink – C057 – Force 3

**170312**

Aimant Power Pink – C057 – Force 4

**170309**

Aimant Power Pink – C057 – Force 5

**170310**

Aimant Power Pink – C057 – Force 6

**170311**

Aimant Power Pink – C057 – Force 8



#### AIMANT AQUAMARINE – C058

**170297**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 0,5

**170298**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 1

**170299**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 2

**170300**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 3

**170304**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 4

**170301**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 5

**170302**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 6

**170303**

Aimant Aquamarine – C058 – Force 8



#### AIMANT DIAMOND BLACK – C063

**167767**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 0,5

**167768**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 1

**167769**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 2

**167770**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 3

**167771**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 4

**167772**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 5

**167773**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 6

**167774**

Aimant Diamond Black – C063 – Force 8

**161397\***

Aimant Diamond Black – C063 – Force 10

\* La Force 10 n'est disponible qu'en Diamond Black

**AIMANT CHROMA BEIGE – C090****161337**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 0,5

**161344**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 1

**161345**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 2

**161346**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 3

**161406**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 4

**161394**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 5

**161395**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 6

**161396**

Aimant Chroma Beige – C090 – Force 8

**AIMANT SILVER GREY – C091****170281**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 0,5

**170282**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 1

**170283**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 2

**170284**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 3

**170288**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 4

**170285**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 5

**170286**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 6

**170287**

Aimant Silver Grey – C091 – Force 8

**AIMANT STEEL GREY – C092****170289**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 0,5

**170290**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 1

**170291**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 2

**170292**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 3

**170296**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 4

**170293**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 5

**170294**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 6

**170295**

Aimant Steel Grey – C092 – Force 8

**AIMANT CHESTNUT BROWN – C093****170257**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 0,5

**170258**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 1

**170259**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 2

**170260**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 3

**170264**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 4

**170261**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 5

**170262**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 6

**170263**

Aimant Chestnut Brown – C093 – Force 8



### AIMANT TERRACOTTA - C094

**170265**

Aimant Terracotta – C094 – Force 0,5

**170266**

Aimant Terracotta – C094 – Force 1

**170267**

Aimant Terracotta – C094 – Force 2

**170268**

Aimant Terracotta – C094 – Force 3

**170272**

Aimant Terracotta – C094 – Force 4

**170269**

Aimant Terracotta – C094 – Force 5

**170270**

Aimant Terracotta – C094 – Force 6

**170271**

Aimant Terracotta – C094 – Force 8



### AIMANT PURE WHITE – C098

**170313**

Aimant Pure White – C098 – Force 0,5

**170314**

Aimant Pure White – C098 – Force 1

**170315**

Aimant Pure White – C098 – Force 2

**170316**

Aimant Pure White – C098 – Force 3

**170320**

Aimant Pure White – C098 – Force 4

**170317**

Aimant Pure White – C098 – Force 5

**170318**

Aimant Pure White – C098 – Force 6

**170319**

Aimant Pure White – C098 – Force 8

## Autres accessoires pour Neuro 2

## Connectivité



**M80379**  
Silhouette Monaural 4



**M81113**  
Silhouette Bilatéral 4

Le dispositif Silhouette est un crochet inductif / kit mains libres, utilisé pour les téléphones portables et les lecteurs MP3. Cet accessoire est disponible en version monaurale (pour une oreille) et bilatérale (pour les deux oreilles).

## Entretien et maintenance



**178020**  
Système de dessiccation

La transpiration, l'humidité, les changements de température et d'autres facteurs externes peuvent provoquer la corrosion des composants électroniques du processeur de son et altérer son fonctionnement et ses performances.

L'utilisation quotidienne du système de séchage par dessiccation est conseillée.



**188069**  
Pastilles de séchage

À certains moments de l'année, ou dans un environnement humide, vous pouvez optimiser la dessiccation de votre processeur de son en ajoutant une pastille dans le système de séchage par dessiccation.



**178055**  
Étui de transport

Cet étui compact est utilisé pour ranger votre processeur de son en toute sécurité, avec son antenne et son cordon d'antenne. Idéal pour le transport dans un sac à main, pour une utilisation au quotidien.



**173124**  
Kit d'entretien

Ce kit contient plusieurs outils, pour l'utilisation et l'entretien du processeur de son :

- Pochette de transport : Élégante et discrète, pour ranger un module de batterie rechargeable.
- Lingette : Lingette lavable, pour éviter la poussière et l'humidité sur le processeur de son.
- Goupille : Petite goupille qui permet de fixer le coude au processeur de son.
- Chasse-goupille : Cet outil permet de changer le coude, et de fixer / retirer le coude du processeur de son.



**185326**  
Outil de verrouillage

Cet outil est utilisé pour verrouiller ou déverrouiller le compartiment piles, le module de batterie rechargeable et le cordon d'antenne.

## Maintien



**165232**  
Coude Neuro 2  
– Taille Small



**182630**  
Coude Neuro 2  
– Taille Large

Le coude permet de maintenir le processeur de son sur l'oreille. Il est disponible en deux tailles, pour s'adapter aux différentes formes d'oreille.



**173869**  
Cordon de maintien

Le cordon de maintien est utilisé pour éviter de perdre le processeur de son s'il tombe de votre oreille. Il permet le maintien d'un ou deux processeurs de son, en cas d'implantation bilatérale. Les fils du cordon de maintien se retirent facilement du clip, ce qui permet aux enfants de l'utiliser sans danger.

## Alimentation



**181544**  
Chargeur

Le chargeur est utilisé pour recharger les modules de batteries rechargeables. Vous pouvez recharger jusqu'à trois batteries simultanément.



**182242**  
Alimentation électrique  
Union Européenne

**182245**  
Alimentation électrique  
Royaume-Uni

**182246**  
Alimentation électrique  
États-Unis



**182247**  
Alimentation électrique  
Australie

**182249**  
Alimentation électrique  
Canada

**182250**  
Alimentation électrique  
Corée

**182251**  
Alimentation électrique  
Brésil

L'alimentation électrique est une prise murale reliée au chargeur, pour permettre la recharge. Sept adaptateurs de prise sont proposés pour répondre aux besoins de tous les pays.

### Petite batterie rechargeable

La petite batterie rechargeable a une capacité de 120 mAh. Pour s'adapter à toutes les couleurs de processeurs de son, les batteries rechargeables sont disponibles dans les 10 mêmes couleurs.

	<b>158066</b> Petite batterie rechargeable Silver – C044		<b>158068</b> Petite batterie rechargeable Power Pink – C057
	<b>158069</b> Petite batterie rechargeable Aquamarine – C058		<b>153347</b> Petite batterie rechargeable Diamond Black – C063
	<b>153179</b> Petite batterie rechargeable Chroma Beige – C090		<b>158070</b> Petite batterie rechargeable Silver Grey – C091
	<b>158067</b> Petite batterie rechargeable Steel Grey – C092		<b>158065</b> Petite batterie rechargeable Chestnut Brown – C093
	<b>165441</b> Petite batterie rechargeable Terracotta – C094		<b>165443</b> Petite batterie rechargeable Pure White – C098

### Grande batterie rechargeable

La grande batterie rechargeable a une capacité de 200 mAh. Pour s'adapter à toutes les couleurs de processeurs de son, les batteries rechargeables sont disponibles dans les 10 mêmes couleurs.

	<b>158073</b> Grande batterie rechargeable Silver – C044		<b>158075</b> Grande batterie rechargeable Power Pink – C057
	<b>158076</b> Grande batterie rechargeable Aquamarine – C058		<b>153349</b> Grande batterie rechargeable Diamond Black – C063
	<b>153298</b> Grande batterie rechargeable Chroma Beige – C090		<b>158077</b> Grande batterie rechargeable Silver Grey – C091
	<b>158074</b> Grande batterie rechargeable Steel Grey – C092		<b>158072</b> Grande batterie rechargeable Chestnut Brown – C093
	<b>165444</b> Grande batterie rechargeable Terracotta – C094		<b>165445</b> Grande batterie rechargeable Pure White – C098

## Compartiment à piles Zinc-Air

Le compartiment à piles peut accueillir 2 piles Zinc-Air. Pour s'adapter à toutes les couleurs de processeurs de son, les compartiments à piles sont disponibles dans les 10 mêmes couleurs.



**170647**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Silver – C044



**170648**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Power Pink – C057



**170649**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Aquamarine – C058



**170646**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Diamond Black – C063



**170645**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Chroma Beige – C090



**170650**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Silver Grey – C091



**170651**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Steel Grey – C092



**170652**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Chestnut Brown – C093



**170653**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Terracotta – C094



**170654**  
Compartiment à piles Zinc-Air  
Pure White – C098

## Piles zinc-air



x20

**182398**  
Piles Oticon Medical

120 piles Oticon Medical 675P  
– Fabricant Varta







## Because sound matters\*

Oticon Medical est une société internationale spécialisée dans les systèmes auditifs implantables. Notre objectif est de permettre à tous les utilisateurs d'accéder au monde merveilleux du son, à chaque étape de leur vie. Grâce à notre appartenance à l'un des plus grands groupes spécialisés dans les solutions auditives, et aux liens qui nous unissent à Oticon, nous bénéficions des dernières avancées technologiques issues de la recherche dans l'audition. Nos compétences résultent de plus d'un siècle d'innovations dans le domaine de l'audiologie et de décennies d'expérience pionnière en matière d'implant auditif.

Notre proximité des patients, et notre étroite collaboration avec les professionnels de l'audition, nous permettent de garantir que chaque produit créé intègre les besoins et les attentes des utilisateurs. Nous nous engageons à offrir des solutions auditives innovantes et le service associé, contribuant à améliorer la qualité de vie des patients, quel que soit leur mode ou style de vie. Parce que nous considérons la valeur que représente chaque son.



*\* Parce que chaque son a de la valeur*

### Oticon Medical

 NEURELEC  
2720 Chemin Saint-Bernard  
06220 Vallauris  
France  
TÉL. : +33 (0) 4 93 95 18 18 – FAX : + 33 (0) 4 93 95 38 01  
info-ic@oticonmedical.fr