

Grille de lecture des résultats de candidature Oticon RemoteCare

1.	Âge	Plus de 18 ans	Moins de 18 ans	
2.	Le client a-t-il une adresse e-mail active ?	Oui	Non	
3.	Le client a-t-il des aides auditives Oticon ?	Oui	Non	
	Si oui, quel type d'aides auditives Oticon possède-t-il ?	Aides auditives Oticon avec technologie Bluetooth® Low Energy* * Oticon Opn nécessite le firmware 6.0 ou ultérieur	Aides auditives Oticon sans technologie Bluetooth Low Energy	
4.	La connexion internet du client est-elle stable lorsqu'il utilise les services tels que Netflix, FaceTime, Skype, etc. ? La bande passante minimale requise est de 1/1 Mbit/sec.	Oui	Non	Il ne sait pas
5.	Le client a-t-il un appareil compatible ? iPad, iPhone sous iOS 13 ou version ultérieure. Android sous OS 8.0 ou version ultérieure. Retrouvez les appareils compatibles sur : www.oticon.fr/compatibility	Oui	Non	
6.	Le client a-t-il accès au téléchargement d'applications ?	Oui	Non	
7.	Sur son iPhone, iPad ou appareil Android, est-ce que le client :			
	a. utilise des applications ?	Oui	Non	
	b. reçoit et envoie des e-mails ?	Oui	Non	
	c. sait se connecter au Wifi ?	Oui	Non	