


**People First**

People First est notre promesse pour rendre à chacun : la liberté de communiquer sans contrainte, d'interagir naturellement et de participer activement

La **puissance**  
au **service**  
de votre **cerveau**



LIGNE POWER

 [youtube.com/OticonPeopleFirst](https://www.youtube.com/OticonPeopleFirst)

 [facebook.com/OticonFrance](https://www.facebook.com/OticonFrance)

163187FR / 09.15 Papier 100% recyclé



**Les détails de la parole,**  
comme jamais !



# Votre **meilleur atout** au quotidien

Lorsque vous souffrez d'une perte auditive sévère à profonde, vous êtes attaché(e) à la qualité sonore et aux réglages auxquels vous êtes habitué. Naturellement, vous gardez vos appareils auditifs pendant de nombreuses années pour profiter des avantages que ceux-ci vous procurent dans vos rapports avec vos proches et dans votre vie quotidienne. Or, les technologies évoluent tous les jours, et peuvent vous apporter une aisance d'écoute inégalée. Elles sauront ainsi vous satisfaire et vous conforter dans votre démarche de changement d'appareils.

Avec la **technologie unique BrainHearing™** qui équipe le nouvel Oticon Dynamo, nous pouvons vous aider à passer en douceur - et en puissance ! - vers une expérience sonore plus riche.

**Voici quelques-uns des avantages significatifs que vous découvrirez avec Oticon Dynamo :**

- ✓ Mener une vie plus active en interprétant mieux les sons
- ✓ Percevoir les sons à hautes fréquences tels que les « s » et « f »
- ✓ Participer plus librement aux conversations en percevant plus de détails de la parole
- ✓ Entendre des sons personnalisés en fonction de vos préférences individuelles
- ✓ Faire des câlins et passer des appels sans sifflements agaçants
- ✓ Bénéficier d'un appareil fiable, disponible 24 h/24 et 7 j/7, quel que soit le temps ou l'activité : c'est votre atout au quotidien !

## La technologie BrainHearing™ - donnez du sens aux sons

Contrairement à ce que l'on pourrait croire : nous entendons avec notre cerveau, et non pas avec nos oreilles... Les oreilles reçoivent les sons et les envoient au cerveau, où ils sont traités et traduits en sens.

A cause de votre perte auditive, vos oreilles éprouvent des difficultés à capter les sons et votre cerveau essaie de combler les trous. Ce problème est encore plus prononcé lorsque la perte auditive est importante.

Unique et innovante, la nouvelle **technologie BrainHearing™** a pour but d'envoyer à votre cerveau le signal le plus clair possible pour vous aider à interpréter les sons. Elle vous permet de bénéficier d'une expérience d'écoute plus naturelle et d'une meilleure compréhension, sans effort.







## Toujours plus de détails de la parole

La capacité à capter autant de détails de la parole que possible, à en apprécier les variations, l'intensité et la distance, est essentielle à la compréhension. Bien comprendre les conversations qui vous entourent, sans effort, vous apporte de bien meilleures interactions sociales, vous permet de reprendre votre place dans vos échanges avec vos proches et surtout, de communiquer sans contrainte.

Oticon Dynamo propose une approche unique en matière de traitement du son. La technologie innovante d'abaissement des fréquences, **Speech Rescue™**, fonctionne avec le système de compression avancé d'Oticon, **Speech Guard E**, afin d'accroître la compréhension de la parole en vous fournissant encore plus de détails qu'auparavant.

Speech Rescue vous garantit un accès complet aux sons à hautes fréquences, tels que des consonnes comme le « s » et le « f », tandis que Speech Guard E préserve les détails importants de la parole. Ensemble, ils vous aident à la percevoir plus clairement tout au long de la journée et facilite le décodage de la voix par le cerveau, même dans des environnements bruyants.

### Comment cela fonctionne



**Étape 1 « Récupérer » :** Speech Rescue déplace les sons à hautes fréquences dans une zone fréquentielle utilisable afin que vous puissiez les entendre.

**Étape 2 « Préserver » :** Speech Guard E amplifie alors les sons à hautes fréquences et préserve les détails dynamiques de la parole pour rendre les sons récupérés plus clairs.





# Choisissez comment vous souhaitez entendre

Pendant l'essai de nouvelles aides auditives, votre cerveau va devoir travailler plus dur pour s'adapter aux nouvelles technologies proposées, et au son qui sera différent de votre appareillage précédent : toute nouvelle technologie requière une période d'adaptation... Au bout du compte, soyez assuré que vous bénéficierez de tous les avantages d'une meilleure qualité sonore et d'une compréhension accrue de la parole.

La **technologie BrainHearing** unique d'Oticon est particulièrement conçue pour vous aider à vous adapter plus facilement à vos nouvelles aides auditives en vous aidant à mieux interpréter les sons.

## Votre atout supplémentaire ? Un son personnalisé en fonction de vos besoins !


Là où les aides auditives classiques supposent que des réglages similaires peuvent convenir à tous les individus,

Oticon considère que la perception des sons varie d'une personne à une autre, principalement parce que nos cerveaux interprètent les sons différemment.

Avec **YouMatic**, l'outil de personnalisation inclus dans Oticon Dynamo, vous pourrez personnaliser le son en fonction de vos besoins et de vos préférences d'écoute personnelles. Au bout du compte, cela vous permet de vous adapter plus facilement à un nouveau son plus riche et de bénéficier d'une expérience d'écoute plus naturelle.

### Le parcours de transition vers les aides auditives Dynamo

#### Satisfaction



Le graphique prend pour exemple trois personnes différentes et l'augmentation de leur niveau de satisfaction au fur et à mesure qu'elles s'adaptent à leurs nouvelles aides auditives.





## Câlins et bises sans Larsen

Oticon Dynamo est une aide auditive Power qui vous offre une puissance auditive maximale, sans aucun compromis en termes d'excellente qualité sonore.

L'un de ses atouts majeurs est le **feedback shield<sup>SP</sup>** d'Inium Sense. Ce nouveau système de contrôle du Larsen très efficace vous permet de profiter de la vie au quotidien, sans vous inquiéter des sifflements agaçants et parfois embarrassants émis par vos anciennes aides auditives. Ainsi, vous pouvez passer des appels téléphoniques, embrasser vos amis, câliner vos enfants ou encore manger en toute confiance et en tout confort, et ainsi, vivre pleinement ces petits instants qui font les plaisirs de tous les jours !

## Un **compagnon fiable** au quotidien

Lorsque l'on a besoin de porter ses aides auditives en permanence, celles-ci doivent être fiables, robustes et faciles à utiliser, quel que soit votre mode de vie.

**Oticon Dynamo est le compagnon fiable sur lequel vous pouvez compter :**

- **il est doté d'un nano-revêtement** et il est certifié **IP58** pour garantir des aides auditives capables de résister à une exposition à la poussière et à l'eau.
- complètement **biocompatible** et **hypoallergénique** - il ne contient aucune substance nocive telle que les phtalates ou le nickel.
- extrêmement **ergonomique** et facile à utiliser : avec sa molette pratique de contrôle du volume pour régler le niveau désiré rapidement et en toute simplicité, ainsi qu'un bouton Programmes surélevé et donc plus facile à trouver et à manipuler.





# Pour rester **connecté** **au monde** qui vous entoure

Avec la gamme **Oticon ConnectLine**, vous bénéficierez rapidement et en toute simplicité, d'améliorations de votre confort d'écoute pour l'ensemble de vos appareils multimédias, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos sorties.

## Qu'est-ce que ConnectLine ?

ConnectLine est une gamme d'accessoires qui vous permet de vous connecter par exemple à votre télévision, votre téléphone (mobile ou fixe), votre ordinateur, un microphone d'appoint...

Le son transitant par ces accessoires est envoyé au Streamer Pro qui est le cœur du système. Celui-ci le retransmet, sans fils, à vos aides auditives, qui se comportent alors comme des écouteurs mains libres ! Le tout avec une qualité sonore inégalée et une écoute sans effort.

L'un des atouts supplémentaires du Streamer Pro est notre application gratuite ConnectLine, que vous pourrez utiliser sur votre iPhone®, iPad®, iPod touch®, ou encore sur votre smartphone ou tablette Android™ : vous pourrez piloter en toute discrétion vos aides auditives Dynamo et vos accessoires ConnectLine.



## Un design discret pour un confort de port incomparable

Oticon Dynamo est une NOUVELLE aide auditive Power. Pour vous garantir un appareil discret et confortable à porter, elle est optimisée de façon à être la plus petite aide auditive Power équipée d'une pile 13.

### Donnez des couleurs à votre vie

Dynamo est disponible en **sept coloris**. Vous êtes ainsi libre de choisir celui qui correspond le mieux à votre peau, à vos cheveux et à votre style personnel.

