


Guide d'utilisation du matériel pour la procédure MONO

Composants chirurgicaux et instruments à usage unique

		
<p>220701 Kit chirurgical MONO, comprend A : Canule B : Fraise MONO C : Capuchon de cicatrisation D : Indicateur d'insertion</p>	<p>Punch à biopsie Ø 4 mm ou Ø 5 mm Non fourni par Oticon Medical</p>	<p>M52169 Implant Ponto BHX, 4 mm, avec pilier, 9 mm</p>

Instruments réutilisables après stérilisation

				
<p>M50428 Modèle d'aide auditive</p>	<p>M52143 Règle</p>	<p>M52196 Rugine à double usage</p>	<p>M51695 Instrument pour mise en place du pilier</p>	<p>M51690 Clé à contre-couple</p>

Composants de secours

	
<p>M52170 Implant Ponto BHX, 4 mm, avec pilier, 12 mm</p>	<p>M52171 Implant Ponto BHX, 4 mm, avec pilier, 14 mm</p>

La procédure devrait toujours inclure la préparation de composants d'implantation de secours, avec des piliers de différentes longueurs pour correspondre à l'épaisseur des tissus mous. Évaluez s'il est nécessaire de prévoir des composants chirurgicaux de secours adaptés à une technique chirurgicale alternative.*



Mise en garde

La fraise MONO doit toujours être utilisée avec la canule. La canule sert de butée et empêche un fraisage plus profond que prévu.

Cette fiche ne remplace pas le manuel chirurgical du système Ponto ni l'addendum de la procédure MONO. Il est important de lire le manuel chirurgical et l'addendum, qui décrivent les critères de sélection des patients, les contre-indications, les procédures pré- et post-opératoires recommandées, les avertissements et les mises en garde. *Pour connaître la gamme complète de produits, reportez-vous au catalogue produits du système Ponto™. La disponibilité des produits peut varier selon les marchés.