

Sessions

Lassen Sie Ihre Daten Klartext sprechen

Schnell & intuitiv: Datenmanagement und Visualisierung für Screening-Tests

Daten im Blick, Patient im Fokus

Die schnelle und intuitive Benutzerführung ist das Markenzeichen von Sessions. Die einfache Navigation und das moderne grafische Design machen das Wesentliche auf einen Blick ersichtlich und Erklärungen einfach. Endlich können Sie die volle Aufmerksamkeit auf Ihren Patienten richten.

Modernste Datenübertragung

Die Daten werden auf Ihrem Rechner und dem Gerät identisch angezeigt, so dass eine einheitliche Darstellung garantiert wird. Beim MA 42 und touchTypm erfolgt ein nahtloser Transfer Ihrer Testergebnisse, da Sessions automatisch die Messungen synchronisiert.

Geschaffen für perfektes Screening

Eine leichtverständliche Benutzeroberfläche mit selbsterklärenden Icons verspricht einen effizienten Workflow und übersichtliches Datenmanagement. Das kinderleichte Anpassen und Ausdrucken der Testergebnisse ermöglicht zudem die professionelle Berichterstellung.

Fit für die Zukunft

Sessions ist eine langfristige Lösung: Es dient als Hub für künftige MAICO Produkte. Ihr Unternehmen profitiert von technischen und sich ständig erweiternden Lösungen für die kommenden Jahre.

Ein System für alle Szenarien

Immer eine ideale Lösung – Nutzen Sie Sessions komplett autark. Durch Eingabe weniger Daten wie z.B. Name, Vorname und Geburtsdatum können die Messergebnisse als definierbare pdf-Datei abgelegt werden.


Wenn Sie die Patientendaten und Messergebnisse bei Standalone-Betrieb speichern möchten oder die Historie der Messungen in Ihrer Praxis-EDV mittels GDT vergleichen möchten, können Sie die Sessions komfortabel in Verbindung mit der OtoAccess®- oder Noah-Datenbank nutzen. Sollen lediglich pdf-Ausdrucke per GDT in Ihrer Praxis-Software abgelegt werden, so verbinden Sie Sessions ganz einfach mit Hilfe weniger Einstellungen mit Ihrer Praxis-Software.

Optimieren Sie Ihren Arbeitsprozess

Sparen Sie Zeit – Nutzen Sie im Standalone-Betrieb für das MA 28, easyTypm oder ERO•SCAN die Sessions Software mit der OtoAccess®- oder Noah-Datenbank, um vorbereitete Patientenlisten hochzuladen. Nach erfolgter Messung übertragen Sie die Ergebnisse einfach vom Gerät zurück in die Datenbank.

Sessions auf einen Blick

- Volle Unterstützung: OtoAccess® oder Noah Datenbank und GDT
- Einbindung in die Praxis-EDV via XML oder GDT, PDF und HL7
- Moderne Benutzeroberfläche
- Intuitive Benutzerführung
- Automatische Geräteerkennung
- Konfigurierbare Patientenberichte
- Mit nur 1 Klick: Export als PDF oder XML



Technische Daten Sessions

UNTERSTÜTZTE GERÄTE

MA 25e
 MA 27e
 MA 28 (mit Patiententransfer)
 MA 42 (Modell 2021)
 PILOT TEST
 touchTymp und touchTymp RaceCar Modul
 easyTymp (mit Patiententransfer)
 ERO•SCAN (mit Patiententransfer)

UNTERSTÜTZTE MESSUNGEN

Tonaudiometrie
 Hochfrequenz Audiometrie
 Erweiterte Spezielle Tests
 Sprachaudiometrie
 Tympanometrie und akkustische Reflexe (Tymp & Reflex)
 Eustachische Tubenfunktionsprüfung (ETF) intakt & perforiert
 Reflex Decay
 DPOAE
 TEOAE

VARIANTEN DES EXPORTS

Report als PDF
 Testergebnisse als XML

UNTERSTÜTZTE DATENBANKEN

OtoAccess® 2.0 Datenbank
 Noah 4

PC-ANFORDERUNGEN

2 GHz Intel Core 2 Duo CPU
 2 GB RAM
 1 GB freier Speicherplatz
 USB Anschluss

BILDSCHIRM ANFORDERUNGEN

1024 x 768 Auflösung
 Hardware beschleunigte DirectX/Direct3D Grafikkarte

SYSTEM ANFORDERUNGEN

Windows® 11
 Windows® 10
 Windows® 8 / 8.1

EMR/EHR INTEGRATION

GDT
 XML (Patienten Import / Messungen Export)
 OtoAccess® Worklist HL7 kompatibel

SPRACHEN

Deutsch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch,
 Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin · Deutschland
 Tel.: +49 30/70 71 46-50 · Fax: +49 30/70 71 46-99
 sales@maico.biz · www.maico.biz



Finden Sie den für Sie zuständigen Händler.

