

SISTEMA ACUSTICO ANCORATO ALL'OSSO

Accedere subito ai suoni con la nuova Softband di Ponto



oticon
MEDICAL

Il suono: il punto di partenza dello sviluppo

Per sviluppare con successo le abilità linguistiche nei bambini con perdite dell'udito, la stimolazione sollecita dell'orecchio interno (coclea) è essenziale. La Softband (fascia elastica) per Ponto offre ai bambini un accesso tempestivo alla rinomata qualità del suono dei processori del suono Ponto. La potenza di Ponto nell'offrire l'amplificazione necessaria per sentire il parlato e i suoni è stata ampiamente dimostrata. Ciò fornisce ai bambini le basi per lo sviluppo del linguaggio e consente loro di partecipare attivamente al mondo che li circonda.



Potenzia il tuo bambino

La Softband per Ponto è ideale per i bambini troppo piccoli per sottoporsi a un impianto o nel caso in cui il problema all'udito sia temporaneo. Inoltre, indossare il processore del suono con una Softband è utile per valutare in che misura il processore del suono stia aiutando il bambino, prima di decidere a favore dell'impianto.

Tutti i processori del suono Ponto possono essere utilizzati con la Softband per Ponto. Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare un processore del suono di potenza (Power).



Come funziona?

Il processore del suono Ponto si collega in modo facile e comodo alla Softband per Ponto. Una volta collegato, il processore del suono acquisisce il suono e lo converte in vibrazioni. Queste vibrazioni vengono poi trasmesse attraverso il SoundConnector™ alla Softband e quindi all'osso e all'orecchio interno, dove vengono percepite come suono.



La Softband per Ponto aiuta il bambino



14 colori diversi – scelta tra ben 14 colori



Nuova possibilità per indossarla – con cappellino o berretto



Flessibile – per uno o due processori del suono e regolabile per la maggior parte delle teste



Confortevole – per usarla tutto il giorno



Sicura – delicata sulla pelle e dotata di rilascio di sicurezza



Prestazioni dimostrate – ampiamente testata per garantire eccellente qualità del suono e affidabilità



Pronti per l'azione

I bambini non stanno mai fermi e non vogliono indossare ciò che trovano scomodo. Ecco perché la Softband per Ponto è stata progettata per resistere alla loro vivacità e per essere comoda da indossare, pur soddisfacendo un elevato standard di sicurezza.

Ottima vestibilità

Tutto il giorno, tutti i giorni, gli utilizzatori della Softband per Ponto hanno bisogno di poter contare sulla comodità della loro fascia. Con la sua morbida funzione di regolazione integrata, si adatta perfettamente alle dimensioni della testa e alle posizioni del processore del suono per un ascolto e un comfort ottimali.

Superficie liscia

Con la sua superficie liscia, il SoundConnector™ trasmette le vibrazioni sonore in modo efficiente, pur rimanendo comodo da indossare.

Sicura


Lo sganciamento di sicurezza significa che la Softband per Ponto si apre se rimane agganciata a qualcosa.

Morbida, delicata sulla pelle e anallergica

Tutti i materiali utilizzati per creare la Softband e il SoundConnector™ sono stati accuratamente selezionati. Sono prodotti senza lattice.



Materiale morbido



SoundConnector™

Funzione di regolazione

Sganciamento di sicurezza



Il tuo stile, la tua scelta

La Softband per Ponto può essere facilmente personalizzata in base ai gusti personali. È disponibile in un'ampia gamma di colori e, grazie all'innovativo SoundConnector™, il processore del suono Ponto può anche essere indossato sul cappellino preferito o su altri berretti.

Indossala sul cappello più alla moda

Collega semplicemente il SoundConnector™ al berretto e porta il suono sempre con te, ovunque tu vada!

SoundConnector™ Ponto



Scegli il colore che preferisci

La Softband per Ponto è disponibile in 14 colori diversi.



Adattala alle tue esigenze

La Softband può essere facilmente regolata in lunghezza per adattarsi a diverse dimensioni della testa. Per gli utilizzatori che portano due processori del suono, è possibile collegare un altro SoundConnector™ alla fascia senza fibbie aggiuntive.



Seleziona il tuo stile

Utilizza gli adesivi e le mascherine colorate per creare il tuo stile unico.



Because sound matters

Oticon Medical è un'azienda multinazionale specializzata in soluzioni uditive impiantabili per aprire le porte del meraviglioso mondo dei suoni alle persone in ogni fase della vita. Quale membro di uno dei maggiori gruppi al mondo nel settore delle soluzioni acustiche, la nostra azienda collabora a stretto contatto con Oticon accedendo direttamente agli ultimi sviluppi in materia di ricerca e tecnologie acustiche. Le nostre competenze derivano da oltre 100 anni di innovazioni nell'elaborazione del suono e da decenni di esperienza in tecnologie all'avanguardia per gli impianti uditivi.

Grazie alla collaborazione con pazienti, medici e audioprotesisti, ogni soluzione da noi sviluppata è stata ideata tenendo in considerazione le esigenze degli utenti. Condividiamo l'impegno costante di fornire assistenza e soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità di vita delle persone, indipendentemente da ciò che la vita ha in serbo per loro. Perché noi sappiamo quanto i suoni siano importanti.

173204IT / 2017.01

Prodotto da:
Oticon Medical
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Svezia
Tel: +46 31 748 61 00
E-mail: info@oticonmedical.com



oticon
MEDICAL

Because
sound matters

www.oticonmedical.com