

Sistema con impianto cocleare

Neuro 2

Resta connesso



oticon
MEDICAL

Resta connesso

Connettersi al mondo digitale di oggi è una parte importante della comunicazione quotidiana e dei piaceri della vita – da rispondere a una chiamata sul cellulare, alle videochat o a guardare la TV.

Connettività Neuro 2

Goditi i vantaggi dello streaming digitale nel tuo audioprocessore e trasforma il tuo Neuro 2 in un auricolare wireless personale utilizzando le soluzioni di connettività Neuro 2. Queste soluzioni ampliano le tue opzioni di comunicazione digitale per includere conversazioni telefoniche, comunicazioni a tu per tu in ambienti rumorosi, guardare la TV, ascoltare la musica, conversare in chiamate video, e molto altro.

Inizia con la soluzione di connettività che ritieni più utile, e poi aggiungi altro quando necessario. Parla con il tuo audiologo o rappresentante Oticon Medical per saperne di più.



Telecomando



Telefono
cellulare



TV



Microfono



Computer



Telefono



Musica



FM



Mini jack



Telebobina



App

Un solo dispositivo per collegarli tutti


Attraverso lo Streamer XM Oticon Medical, puoi accedere ad un'ampia gamma di dispositivi elettronici e trasmettere il suono in modalità wireless al tuo Neuro 2.

Lo Streamer si indossa intorno al collo e ha tre pulsanti per le funzioni più importanti: Telefono, TV e Microfono. La tecnologia 2.4 GHz Bluetooth è compatibile virtualmente con tutti i dispositivi Bluetooth® – compresi iPhone®, iPad® e iPod touch® e cellulari e tablet Android™.


Telecomando personale

Lo Streamer funziona anche come telecomando per il tuo audioprocessore Neuro 2 offrendoti un modo alternativo per cambiare i programmi, regolare il volume o silenziare i suoni intorno a te.

Made for
 iPhone | iPad | iPod



Controllo intelligente dal tuo smartphone




Usa l'app ConnectLine per controllare il suono trasmesso al tuo Neuro 2

Con solo alcuni scorrimenti e tocchi, questa app ti permette di regolare il volume, cambiare i programmi sul tuo audio-processore, passare da una fonte audio all'altra come TV e musica, e silenziare i rumori intorno a te. La app ConnectLine può essere scaricata gratuitamente dall'App Store® e da Google Play™.



Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.



Trasmettere le telefonate in modalità wireless

Neuro 2 come tuo auricolare personale

Telefono cellulare

Utilizzando la tecnologia Bluetooth e lo Streamer, puoi trasmettere le chiamate dal tuo telefono cellulare al tuo audioprocessore Neuro 2. Basta chiamare o rispondere alla chiamata sul telefono, o direttamente sullo Streamer, e ascoltare la conversazione tramite Neuro 2. Poiché lo Streamer raccoglie e trasmette le tue parole, non è necessario tenere il cellulare vicino alla bocca, permettendoti di avere le mani completamente libere.

Videochiamate

Tramite il tuo cellulare, il tablet o il computer, puoi effettuare videochiamate e far sì che lo Streamer invii l'audio direttamente all'audioprocessore.




Telefono fisso

L'Adattatore Telefonico ConnectLine funziona con il tuo telefono fisso e trasforma il tuo audioprocessore in un auricolare wireless. Per rispondere a una chiamata, basta premere un pulsante sullo Streamer o sull'app ConnectLine. In questo modo, sollevare fisicamente la cornetta del telefono diventa un ricordo del passato.

Un unico sistema

Tutte le soluzioni di connettività Neuro 2 sono progettate per funzionare insieme. Ad esempio, se il telefono squilla mentre guardi la TV, puoi ascoltare e rispondere alla chiamata. Una volta terminata la chiamata, il sistema riprende automaticamente la trasmissione dell'audio dalla TV.



Adattatore Telefonico 2.0

Parla e guida – nessun problema



Comunicazione a mani libere mentre guidi

Parlare al telefono

Con lo Streamer, le conversazioni al cellulare vengono trasmesse in modalità wireless all'audioprocessore Neuro 2 in modo da poter effettuare una telefonata in macchina, senza togliere le mani dal volante.

Parlare in macchina

Se desideri trascorrere il viaggio in auto parlando con un passeggero, utilizza il Microfono ConnectLine. Il microfono viene indossato dalla persona con cui stai parlando e invia la voce al tuo audioprocessore. Usando il microfono, non dovete guardarvi mentre parlate, e così puoi tenere gli occhi sulla strada.

Goditi il divertimento, a modo tuo



Apri ti ad un mondo di divertimento connettendoti alla TV, alla radio, alla musica e quant'altro

Ascolto di musica e audio

Lo Streamer crea una connessione stabile a una varietà di app di intrattenimento popolari sul tuo smartphone e tablet e ti consente di trasmettere dal tuo computer, in modo da poter ascoltare musica, audiolibri e altre fonti audio direttamente attraverso il tuo audioprocessore.

Guardare la TV

Usa l'Adattatore TV ConnectLine per trasmettere l'audio dalla tua TV all'audioprocessore attraverso lo Streamer. Questo trasforma il tuo audioprocessore in un auricolare personale e permette allo Streamer – o all'app ConnectLine – un controllo personale del volume. L'Adattatore TV può trasmettere l'audio dalla TV allo Streamer fino alla distanza di 30 metri in modo da poter seguire un programma TV nel soggiorno da un'altra stanza.



Adattatore TV 2.0

Sii parte della folla



Ascolta ciò che è importante quando sei in pubblico

Sentire le voci che vuoi ascoltare mentre sei in luoghi pubblici può essere un problema. Quando sei in strada, al ristorante o partecipi a un servizio o una lezione, potresti essere esposto/a a molte fonti sonore concomitanti nell'ambiente.

Microfono ConnectLine

Nelle situazioni in cui il tuo interlocutore è a una certa distanza o se ti trovi in un ambiente rumoroso, il piccolo, discreto e wireless Microfono ConnectLine può essere indossato dal tuo compagno per trasmettere la sua voce al tuo audioprocessore Neuro 2. Ciò ti consente di seguire la conversazione e concentrarti anche sull'ambiente circostante.

Il microfono può essere controllato dal tuo Streamer e dall'app ConnectLine.



ConnectLine e Microfono

Sistemi a induzione

Goditi l'accesso a sistemi a induzione in luoghi come cinema, teatri e sale conferenze.

Con la telebobina integrata dello Streamer, una semplice pressione di un pulsante sullo Streamer o sull'app ConnectLine ti connette ad ambienti con sistemi a induzione. Se indossi un audioprocessore Neuro 2 su entrambe le orecchie o utilizzi una combinazione di un apparecchio acustico compatibile e un audioprocessore Neuro 2, puoi godere del suono trasmesso a entrambe le orecchie.



Ascoltare in classe



Neuro 2 come auricolare wireless in classe

Se sei uno studente o hai bisogno di un FM per altri motivi, puoi utilizzare questa funzionalità in classe, in sala conferenze o in altri luoghi con sistemi FM tramite lo Streamer. Lo Streamer dispone di uno spinotto Euro integrato che consente il collegamento con un ricevitore Roger™* o FM. Una volta collegato, l'audioprocessore diventa un auricolare personale e non è necessaria una soluzione FM speciale per poter utilizzare il sistema.

Un altro modo di trasmettere la voce dell'insegnante al tuo audioprocessore è attraverso il Microfono ConnectLine. Questo è utile per lezioni o presentazioni più lunghe.



Streamer con ricevitore FM

Opzioni per utenti bimodali




Inviare in modalità wireless i suoni a entrambe le orecchie

Se utilizzi un apparecchio acustico convenzionale con il tuo Neuro 2, come un Dynamo o un Sensei SP di Oticon, puoi utilizzare le soluzioni di connettività Neuro 2 con entrambi. Ad esempio, potrai utilizzare lo Streamer e l'app ConnectLine per controllare l'audio proveniente dai tuoi dispositivi elettronici e trasmetterlo in modalità wireless sia all'apparecchio acustico Oticon sia all'audioprocessore Neuro 2. Eventuali regolazioni del volume o modifiche al programma vengono poi eseguite su entrambi i dispositivi.

Sensei SP
e Neuro 2



Dynamo
e Neuro 2



Because sound matters

Oticon Medical è un'azienda multinazionale specializzata in soluzioni acustiche impiantabili per aprire le porte del meraviglioso mondo dei suoni alle persone in ogni fase della vita. Noi del gruppo Demant, leader globale nel settore dell'udito con 14.500 collaboratori in oltre 130 Paesi, abbiamo accesso a uno dei team di ricerca e sviluppo più forti del mondo, ai più recenti progressi tecnologici e ad approfondimenti sull'udito.

Le nostre competenze derivano da oltre 100 anni di innovazioni nell'elaborazione del suono e da decenni di esperienza nelle tecnologie all'avanguardia per gli impianti acustici. Grazie alla collaborazione con pazienti, medici e audioprotesisti, ogni soluzione da noi sviluppata è stata ideata tenendo in considerazione le esigenze degli utenti. Condividiamo l'impegno costante di fornire assistenza e soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità di vita delle persone, indipendentemente da ciò che la vita ha in serbo per loro. Perché noi sappiamo quanto i suoni siano importanti.



Oticon Medical

 NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com