

ConnectLine App

Oticon Medical Streamer



ConnectLine App

Oticon Medical Streamer

Met onze gratis ConnectLine App kunt u uw Ponto Plus en het ConnectLine-systeem bedienen met uw iPhone®, iPad®, iPod touch® en Android™-apparaten.

Mogelijkheden en functies binnen handbereik:

- Intuïtieve en discrete afstandsbediening voor uw geluidsprocessor
- Duidelijk overzicht van het ConnectLine-systeem
- Eenvoudige selectie van inputbronnen
- ConnectLine-systeem en kenmerken zijn eenvoudig aan te passen

Gratis verkrijgbaar bij de App Store en Google Play™. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.oticonmedical.nl/connectlineapp



De ConnectLine App draait op iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini met Retina-display, iPad mini, iPad (3e en 4e generatie), iPad 2, iPod touch (5e generatie) en Android smartphones en tablets. Om de ConnectLine App met de Ponto Plus te gebruiken, heeft u een Oticon Medical Streamer van Oticon Medical nodig. Zoek bij het installeren van de ConnectLine App op iPad naar iPhone apps in de App Store. De Oticon Medical Streamer is een nieuw product dat het vorige product, de Ponto Streamer, vervangt.

Voor meer informatie over compatibiliteit kunt u terecht bij www.oticonmedical.nl/connectlineapp.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.