


Vergelijkingstabel Ponto

Een overzicht van de verschillende Ponto-modellen en de voordelen van een upgrade naar de nieuwe Ponto 5 Mini

Productinformatie	Ponto 3	Ponto 4	Ponto 5 Mini	Waarom zou u voor Ponto 5 Mini kiezen?
Aanpasbereik	Tot 45 dB HL	Tot 45 dB HL	Tot 45 dB HL	
Afmetingen L x B x H	34 x 21 x 11 mm	26 x 19 x 11 mm <i>'s werelds kleinste</i>	26 x 19 x 11 mm <i>Nog steeds 's werelds kleinste</i>	
Gewicht (zonder batterij)	14 g	13,2 g	13,2 g	
Hardwarecertificering (inclusief batterijvak)	IP57	IP57	IP57	
Batterijtype	13	312	312	
Frequentiebereik	200 Hz – 9,5 kHz	200 Hz – 9,5 kHz	200 Hz – 9,5 kHz	
LED-indicatielampje	-	✓	✓	
Prestaties				
BrainHearing-technologie	✓	✓	✓	Alle Ponto-modellen ondersteunen de hersenen om geluid te kunnen begrijpen voor beter spraakverstaan met minder luisterinspanning. ¹
Open geluidservaring	-	OpenSound Navigator <i>Maakt een geluidslandschap van 360° mogelijk</i>	OpenSound Navigator <i>Maakt een geluidslandschap van 360° mogelijk</i>	Voor een werkelijk open en gebalanceerde geluidservaring die gebruikers toegang geeft tot 360°-geluid – bewezen dat het spraakverstaanbaarheid met meer dan 20% verbeterd. ¹
	-	-	OpenSound Optimizer <i>Detecteert en voorkomt hoorbare feedback</i>	Voor 6 dB stabielere gain – meer geluid, niet minder, de hele dag. ^{2*}
Lawaai-reductie	TriState lawaai-reductie	OpenSound Navigator <i>Nauwkeurige analyse van de geluidsomgeving voor ultrasnelle lawaai-verbreding</i>	OpenSound Navigator <i>Nauwkeurige analyse van de geluidsomgeving voor ultrasnelle lawaai-verbreding</i>	Hiermee kunnen gebruikers naadloos schakelen tussen verschillende omgevingen, waardoor spraak beter wordt verstaan. ¹
Feedback management	Inium Sense feedback shield	Feedback shield LX	Feedback shield LX	Feedback shield LX verwijdert feedback met traditionele technologieën voor feedbackbeheer.
	-	-	OpenSound Optimizer <i>Detecteert en voorkomt hoorbare feedback</i>	Voorkomt hoorbare feedback zonder de gain te verminderen – tot 6 dB meer gain zonder risico op feedback. ^{2*}
Directionaliteit	FreeFocus <i>Traditionele directionaliteit</i>	-	-	Ponto 5 Mini gebruikt OpenSound Navigator in plaats van de traditionele directionaliteit.
Technologieplatform	Inium Sense <i>15 frequentiekanalen</i>	Velox S™ <i>50 keer snellere gegevensverwerking dan Inium Sense. Uitmuntende resolutie met 64 frequentiekanalen. Uitmuntende resolutie met 64 frequentiekanalen</i>	Velox S™ <i>50 keer snellere gegevensverwerking dan Inium Sense. Uitmuntende resolutie met 64 frequentiekanalen. Nieuwe akoestische metingen 56.000 per seconde, waardoor OpenSound Optimizer wordt ingeschakeld</i>	Velox S is het snelste en meest geavanceerde technologieplatform van Oticon Medical met de snelheid en precisie om snel veranderende gesprekken met meerdere sprekers te volgen, zelfs in lawaai.
RemoteCare	-	-	✓	Hiermee kunnen afspraken, aanpassingen en upgrades op afstand worden gemaakt.
Specifiek programma	-	-	3 specifieke programma's <i>Spraak in lawaai / comfort / muziek</i>	Verskillende programma's voor verschillende luistersituaties.
Connectiviteit en streamen				
Stereo streamen	Via Oticon Medical Streamer	2,4 GHz Bluetooth Low Energy	2,4 GHz Bluetooth Low Energy	Maakt verbinding met de Oticon ON-app en ConnectClip en laat gebruikers de soundprocessor bedienen, handsfree bellen, muziek streamen en meer.
Made for iPhone®	-	✓	✓	Directe verbinding met uw iPhone, zodat u telefoongesprekken, stereomuziek en videogeluiden rechtstreeks naar uw hoortoestellen kunt streamen.
ConnectClip	-	✓	✓	Maakt rechtstreeks streamen mogelijk vanaf elke moderne smartphone, kan worden aangesloten op laptops via de USB-dongle en kan worden gebruikt als externe microfoon.
EduMic	-	✓	✓	Streamt gesprekken tot 20 meter en geeft toegang tot de standen FM, luisterspoel of jack.
Remote Control-app	✓ <i>Via Oticon Medical Streamer</i>	✓ <i>Via de Oticon On-app of Remote Control 3.0</i>	✓ <i>Via de Oticon On-app of Remote Control 3.0</i>	Discrete controle over volume, programma's en connectiviteitsbronnen.
TV Adapter	✓ <i>TV Adapter 2.0</i>	✓ <i>TV Adapter 3.0</i>	✓ <i>TV Adapter 3.0</i>	Streamt stereogeluid rechtstreeks van de tv.
Apps				
Control-app	ConnectLine-app	Oticon ON-app	Oticon ON-app	Functies alleen in Oticon ON-app: Discrete volume- en programmaregeling. Bevat een functie voor de locatie van "mijn Ponto vinden" en toegang tot Hearing Fitness, IFTT en de Gehoorgids.
Ondersteuning- en begeleiding-app	Ponto Care-app	Ponto Care-app	Ponto Care-app	Ondersteunt gebruikers van proefperiode tot nazorg voor een goede ervaring.
Accessoires				
Softband en SoundConnector	✓	✓	✓	Biedt toegang tot Ponto voor mensen die te jong zijn of geen operatie kunnen ondergaan. Hiermee kunnen gebruikers de Ponto uitproberen voordat ze besluiten over te gaan op een implantaat.
Veiligheidssnoer	✓	✓	✓	Voorkomt verlies van de soundprocessor en beschermt tegen schade.
Kindveilige batterijlade	✓	✓	✓	Voorkomt onbedoeld openen van de batterijlade.
Beschermhoezen en stickers	✓	✓	✓	Maakt personalisering mogelijk.
Aanpassing				
Draadloze aanpassing	-	✓	✓	Pas Ponto aan met Noahlink Wireless.
Remote Fitting	-	-	✓ <i>Oticon RemoteCare-app</i>	Gebruikers kunnen afspraken online bijwonen en programmering en aanpassingen op afstand laten uitvoeren.
NAL-NL 1 BC	✓	✓	✓	Kies de meest relevante rekenregel voor de gebruiker.
DSL BC	✓	-	✓	

¹ Manuscript in voorbereiding, gegevens beschikbaar – klinisch onderzoek BC102

² Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical

* Indien aangepast volgens de aanbevelingen

Apple, het Apple-logo, iPhone®, iPad® en iPod touch® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.