

De upgrade waar u op hebt gewacht

De Ponto 5 SuperPower zit vol met de nieuwste voordelen van open geluid. Voor een ongeëvenaarde ervaring.

Productinformatie	Ponto 3 SuperPower	Ponto 5 SuperPower	Waarom upgraden naar Ponto 5 SuperPower?
Aanpasbereik	Tot 65 dB HL BC	Tot 65 dB HL BC	
Afmetingen L x B x H	34 x 21 x 14 mm	31 x 21 x 15 mm <i>'s werelds kleinste SuperPower-toestel</i>	
Gewicht (zonder batterij)	17 g	20 g	
Hardwarecertificering (inclusief batterijvak)	IP57	IP57	
Batterijtype	675P	675P	
Frequentiebereik	260 Hz – 9,5 kHz	200 Hz – 9,5 kHz	
LED-indicatielampje	–	✓	
Druktoets	Volumewiel en druktoets	Dubbele druktoets	
Prestaties			
BrainHearing™-technologie	✓	✓	Alle Ponto-modellen ondersteunen de hersenen om geluid te kunnen begrijpen voor aanzienlijk beter spraakverstaan.* ¹
Open geluidservaring	–	OpenSound Navigator™ <i>Maakt een geluidslandschap van 360° mogelijk</i>	Voor een werkelijk open en gebalanceerde geluidservaring die gebruikers toegang geeft tot 360°-geluid – heeft bewezen dat het spraakverstaanbaarheid aanzienlijk verbetert.* ¹
	–	OpenSound Optimizer™ <i>Detecteert en voorkomt hoorbare feedback voordat het optreedt**²</i>	Voor 5 dB meer stabiele gain – meer geluid, niet minder, de hele dag.** ²
Lawaareductie	TriState lawaareductie	OpenSound Navigator <i>Nauwkeurige analyse van de geluidsomgeving voor ultrasnelle lawaai-remming</i>	Hiermee kunnen gebruikers naadloos tussen verschillende omgevingen schakelen, wat een aanzienlijk beter spraakverstaan geeft.* ¹
Feedback management	Inium Sense feedback shield	Feedback shield LX	Feedback shield LX verwijdert feedback met traditionele feedbacktechnologieën.
	–	OpenSound Optimizer <i>Detecteert en voorkomt hoorbare feedback voor dat het optreedt**²</i>	Detecteert en voorkomt hoorbare feedback zonder de gain te verminderen – tot 5 dB meer stabiele gain zonder het risico van feedback.** ²
Directionaliteit	FreeFocus <i>Traditionele directionaliteit</i>	–	Ponto 5 SuperPower gebruikt OpenSound Navigator in plaats van de traditionele directionaliteit.
Technologieplatform	Inium Sense <i>15 frequentiekanalen</i>	Velox S™ <i>50 keer snellere gegevensverwerking dan Inium Sense. Uitmuntende resolutie met 64 frequentiekanalen. Nieuwe akoestische metingen 56.000 keer per seconde, waardoor OpenSound Optimizer wordt ingeschakeld</i>	Velox S is het snelste en meest geavanceerde technologieplatform van Oticon Medical met de snelheid en precisie om snel veranderende gesprekken met meerdere sprekers te volgen, zelfs in lawaai.
Specifiek programma	–	3 speciale programma's <i>Spraak in lawaai / Comfort / Muziek</i>	Verschillende programma's voor verschillende luistersituaties.
Connectiviteit en streamen			
Stereo streamen	Via Oticon Medical Streamer	2,4 GHz Bluetooth® Low Energy	Maakt verbinding met de Oticon ON-app en ConnectClip en stelt gebruikers in staat de soundprocessor te bedienen, handsfree te bellen, muziek te streamen en meer.
Made for iPhone®	–	✓	Directe verbinding met uw iPhone, zodat u telefoongesprekken, muziek en videogeluiden rechtstreeks naar uw hoortoestellen kunt streamen.
ConnectClip	–	✓	Maakt rechtstreeks streamen mogelijk vanaf elke moderne smartphone, kan worden aangesloten op laptops via de USB-dongle en kan worden gebruikt als externe microfoon.
EduMic	–	✓	Streamt gesprekken tot 20 meter en biedt toegang tot FM-, luisterspoel- of jack-standen.
Remote Control-app	✓ <i>Oticon Medical Streamer en ConnectLine-app</i>	✓ <i>Via Oticon ON-app of Remote Control 3.0</i>	Discrete controle over volume, programma's en connectiviteitsbronnen.
TV Adapter	✓ <i>Via Oticon Medical Streamer en TV Adapter 2.0</i>	✓ <i>TV Adapter 3.0</i>	Streamt stereogeluid rechtstreeks van een TV.
Apps			
Oticon RemoteCare-app	–	✓	Maakt afspraken, aanpassingen en upgrades op afstand mogelijk in het comfort van het eigen huis van de gebruiker – of in andere geluidsomgevingen die ze willen optimaliseren.
Control-app	ConnectLine-app via Oticon Medical Streamer	Oticon ON-app	Functies alleen in Oticon ON-app: Discrete volume- en programmaregeling. Bevat een functie voor "mijn Ponto vinden" en toegang tot HearingFitness™ en de Gehoorgids.
Ondersteuning- en begeleiding-app	Ponto Care-app	Ponto Care-app	Ondersteunt gebruikers van proefperiode tot nazorg voor een goede ervaring.
Accessoires			
Softband en SoundConnector	✓	✓	Biedt toegang tot geluid voor mensen die te jong zijn of geen operatie kunnen ondergaan. Hiermee kunnen gebruikers de Ponto uitproberen voordat ze besluiten over te gaan op een implantaat.
Veiligheidskoordje	✓	✓	Voorkomt verlies van de soundprocessor en beschermt tegen schade.
Kindveilige batterijlade	✓	✓	Voorkomt onbedoeld openen van de batterijlade.
Beschermhoezen en stickers	✓	✓	Maakt personalisering mogelijk.
Aanpassing			
Draadloze aanpassing	–	✓	Pas Ponto aan met Noalink Wireless.
Remote Fitting	–	✓ <i>Oticon RemoteCare-app</i>	Gebruikers kunnen afspraken online bijwonen en programmering en aanpassingen op afstand laten uitvoeren.
NAL-NL 1 BC	✓	✓	Kies de meest relevante rekenregel voor de gebruiker.
DSL BC	✓	✓	

¹ Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical – Klinisch onderzoek BC109.

² Gegevens beschikbaar bij Oticon Medical.

* Meer spraakverstaan bij het vergelijken van prestaties met OpenSound Navigator AAN in vergelijking met OpenSound Navigator UIT.

** Berekende aanpassingen, volgens best practice en tijdens normaal gebruik.

Apple, het Apple-logo, iPhone®, iPad® en iPod touch® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.