

# Eenvoudige toegang tot geluid

– met de nieuwe Ponto Softband



# Geluid – het startpunt voor ontwikkeling

---

Voor een succesvolle ontwikkeling van de taalvaardigheden van kinderen met gehoorverlies is een vroege stimulering van het binnenoor (cochlea) cruciaal. De Ponto Softband biedt kinderen een vroege toegang tot de erkende geluidskwaliteit van de Ponto soundprocessors. De kracht van Ponto heeft uitgebreid aangetoond de versterking te bieden die nodig is om spraak en geluiden te kunnen horen. Hierdoor worden kinderen in de bouwstenen voorzien van taalontwikkeling en kunnen ze actief deelnemen aan de wereld om hen heen.

---



# Geef uw kind de zelfverzekerdheid die het verdient

De Ponto Softband is geschikt voor kinderen die te jong zijn voor de plaatsing van een implantaat of bij wie de gehoorproblemen tijdelijk zijn. Het dragen van de soundprocessor op een softband is ook een goede manier om te zien in hoeverre de soundprocessor uw kind helpt, voordat besloten wordt om een implantaat te plaatsen.

Al de Ponto soundprocessors kunnen met de Ponto Softband worden gebruikt. Voor het beste resultaat wordt het gebruik van een (super)power soundprocessor aanbevolen.



## Hoe werkt het?

De Ponto soundprocessor is eenvoudig en comfortabel aan de Ponto Softband te bevestigen. Eenmaal bevestigd, vangt de soundprocessor geluid op, wat in trillingen wordt omgezet. Deze trillingen worden vervolgens via de SoundConnector™ naar het bot en het binnenoor gezonden, waar ze als geluid worden gehoord.



# De Ponto Softband ondersteunt uw kind



**14 verschillende kleuren** – kies uit 14 kleuren



**Nieuwe draagmogelijkheid** – voor pet of hoofddeksel



**Flexibel** – voor één of twee processoren en verstelbaar voor de meeste hoofdmaten



**Comfortabel** – voor alledaags gebruik



**Veilig** – huidvriendelijk en met een veiligheidsmechanisme



**Bewezen prestatie** – uitgebreid getest voor een superieure geluidskwaliteit en betrouwbaarheid



# Klaar voor de actie

---

Kinderen zitten vrijwel nooit stil en dragen niets dat ze niet lekker vinden zitten. Daarom is Ponto Softband bedacht om met hun activiteitsniveau rekening te houden, comfortabel te kunnen worden gedragen en desondanks aan een hoge veiligheidsnorm te voldoen.

---

## Nauwe pasvorm

Alle dagen moeten gebruikers van de Ponto Softband erop kunnen vertrouwen dat hun band comfortabel is om te dragen. Met zijn zachte ingebouwde verstelfunctie, past de band perfect op het hoofd. Hij houdt de soundprocessor op zijn plaats om goed te kunnen horen en voor optimaal comfort.

## Zacht

Met zijn zachte achterkant heeft de SoundConnector™ bewezen geluidstrillingen efficiënt over te brengen zonder dat dit afdoet aan het draaggemak.

## Veilig

Het veiligheidsmechanisme zorgt ervoor dat de Ponto Softband open gaat als deze vast komt te zitten.


## Zacht, huidvriendelijk en niet-allergeen

Alle materialen die gebruikt worden om de Softband en SoundConnector™ te maken zijn zorgvuldig geselecteerd. Deze producten bevatten geen latex.



*In de afbeelding wordt de softband voor  
unilateraal gebruikt weergegeven.*

Zacht materiaal



SoundConnector™

Verstelfunctie

Veiligheidsmechanisme



# Uw stijl, uw keuze

---

De Ponto Softband kan gemakkelijk aan persoonlijke smaak worden aangepast. De band is er in een breed assortiment kleuren en, dankzij de innovatieve SoundConnector™, kan de Ponto soundprocessor ook op een favoriete pet of andere hoofddeksel worden gedragen.

---

## Draag hem op je coolste pet

Bevestig de SoundConnector™ gewoon aan je hoofddeksel en neem geluid met je mee waar je ook naartoe gaat!

Ponto SoundConnector™





## Kies uw favoriete kleur

De Ponto Softband is leverbaar in 14 verschillende kleuren.



## Verstel en pas de band aan uw wensen aan

De softband kan eenvoudig in lengte worden versteld om op verschillende hoofdmaten te passen. Deze is beschikbaar voor een of twee processoren.



## Kies je eigen look

Gebruik de kleurrijke skins en stickers om je eigen, unieke look te creëren.



## Because sound matters

Oticon Medical is een wereldwijde onderneming op het gebied van implanteerbare hooroplossingen, die zich er volledig op toelegt om mensen in elke levensfase de magische wereld van geluid te laten ervaren. Als lid van een van de grootste groepen hoorzorg ondernemingen hebben we een nauwe band met Oticon en rechtstreeks toegang tot de nieuwste ontwikkelingen in gehooronderzoek en technologieën. Onze deskundigheid omvat meer dan honderd jaar ervaring in de audiologie en geluidsverwerking en tientallen jaren pionierswerk in de technologie van hoorimplantaten.

Door samen te werken met patiënten, artsen en andere professionals in de hoorzorg zorgen we ervoor dat iedere oplossing die we maken ontwikkeld wordt op basis van de behoeften van de eindgebruiker. Wij zetten ons voortdurend in om innovatieve oplossingen en ondersteuning aan te bieden die de levenskwaliteit van mensen verbetert, waar het leven hen ook brengt. Omdat we weten hoe belangrijk geluid voor je is.

Fabrikant:  
Oticon Medical  
Datavägen 37B  
SE-436 32 Askim  
Zweden  
Tel: +46 31 748 61 00  
E-mail: [info@oticonmedical.com](mailto:info@oticonmedical.com)

