

Ponto 4 personalizado para você


Adesivos e capas

Escolha uma cor que combine com o seu cabelo ou com seu jeito de ser ao personalizar o seu Ponto 4 com várias possibilidades de capas e adesivos.



Escala 1:1

Cores de capa



Adesivos



Because sound matters

A Oticon Medical é uma empresa global que atua na área de soluções auditivas implantáveis, dedicada a trazer o mundo mágico do som às pessoas em todos os estágios da vida. Como parte do grupo Demant, líder global em saúde auditiva com 14.500 pessoas em mais de 130 países, temos acesso a uma das equipes de pesquisa e desenvolvimento mais fortes do mundo, aos mais recentes avanços tecnológicos e ideias sobre saúde auditiva.

Nossas competências abrangem mais de um século de inovações em processamento sonoro e décadas de experiência pioneira em tecnologia de implantes auditivos. Trabalhamos em estreita colaboração com pacientes, médicos e profissionais de saúde auditiva para assegurar que todas as soluções que criamos sejam concebidas tendo em mente as necessidades do usuário. Compartilhamos o compromisso inabalável de fornecer soluções inovadoras e apoio para melhorar a qualidade de vida das pessoas, estejam onde estiverem. Porque sabemos o quanto o som importa.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

oticon
MEDICAL | Because
sound matters

www.oticonmedical.com


Sistema Auditivo por Condução Óssea

Ponto 4 Open Sound. Open Life



206191BR-PT / 2019.05

Made for
 iPhone | iPad | iPod



oticon
MEDICAL

Junte-se à revolução do som aberto e ao futuro da audição conectada



Uma mudança de paradigma na audição por condução óssea

Usuários de aparelhos auditivos em todo o mundo já tiveram suas vidas mudadas pela inovadora tecnologia Oticon Opn™ e Oticon Opn S™. Pela primeira vez, agora disponível para usuários de aparelhos de condução óssea. Esta tecnologia única dá acesso constante ao som a 360 graus e permite que o cérebro decida em que focar. O resultado é um panorama sonoro completo e aberto.

Incrivelmente pequeno

O Ponto 4 é o menor dispositivo de condução óssea no mercado, tão discreto quanto confiável.

E totalmente sem fio

O Ponto 4 pode ser conectado a todos os seus dispositivos eletrônicos; e com o Oticon ON App e a rede IFTTT, ele também pode se conectar a qualquer dispositivo habilitado para Internet, tais como eletrodomésticos, programas de e-mail e muito mais.

*Dados em arquivo na Oticon Medical

**Usando o Oticon ON App e a rede IFTTT


Experimente o som aberto com o Ponto 4

Apresentando o revolucionário OpenSound Navigator™


Com o ponto 4, estratégias tradicionais de processamento de som são coisas do passado. O chip único e inovador no Ponto 4 processa o som 50 vezes mais rápido* e dá acesso constante ao som a 360 graus.

Neste panorama sonoro mais completo e aberto, você está no comando dos sons que deseja focar - mesmo em ambientes ruidosos.


**Comparado com a plataforma Inium Sense*




OpenSound Navigator
– 3 etapas numa fração de segundo



1: Analisar
Examina o ambiente sonoro em 360° mais de 100 vezes por segundo, para identificar e separar o ruído da fala.




2: Balanceamento
Reduz rapidamente os níveis de ruído alto vindo de direções específicas, enquanto preserva a fala.



3: Remoção de ruído
Rapidamente atenua os ruídos difusos remanescentes, mesmo entre palavras isoladas.

O primeiro processador de som por condução óssea conectado à internet do mundo



Realmente conectado

O Ponto 4 é mais do que um processador de som - é um pedaço de tecnologia que se pode usar que pode conectá-lo com seus dispositivos favoritos.

Ele usa tecnologia de 2,4 GHz e também é o primeiro processador de som de condução óssea do mundo conectado à internet.*

No entanto, há mais do que isso. O chip no Ponto 4 está preparado para as rápidas mudanças de tecnologia na saúde auditiva para que você possa continuar conectado no futuro.

**Usando o Oticon ON App e a rede IFTTT.*

Conecte-se à IFTTT – a Internet das Coisas

Através da nuvem Oticon única, o Ponto 4 e o Oticon ON App podem se conectar a outros dispositivos habilitados para a internet e serviços.

Por exemplo:

- Obtenha um alerta de voz quando alguém tocar sua campainha
- Receba uma mensagem de texto quando sua bateria estiver fraca
- Mude automaticamente para um programa específico quando entrar em sua casa

Visite oticon.global para explorar o mundo de oportunidades.

Conexão sem fio para o seu telefone e dispositivos favoritos



Controle seu Ponto 4 com o Oticon ON App

O Oticon ON App permite que você ajuste discretamente o volume, mude de programa, use “Encontrar meus aparelhos auditivos”, acesse a Internet das Coisas e muito mais.

Faça o download do aplicativo gratuitamente na App Store® e no Google Play™.



Para obter informações sobre compatibilidade, visite: www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

Acessórios sem fios

Use seu Ponto 4 em outras situações:

- **ConnectClip** – Transforme o seu ponto 4 em um dispositivo viva-voz com qualquer smartphone
- **Adaptador de TV 3.0** – Ouvir a TV ou música através do seu Ponto 4
- **Controle remoto 3.0** – Ajustar o volume e mudar de programa

Para iPhone

O Ponto 4 conecta-se diretamente ao seu iPhone® para que você possa falar ao telefone e ouvir a conversa no seu processador de som. Você também pode transmitir música diretamente a partir do seu telefone sem que necessite de um dispositivo extra.

Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPad e iPod touch são marcas da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. e Android, Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.



ConnectClip



Controle Remoto 3.0



Adaptador de TV 3.0

O menor processador sonoro
por condução óssea do mundo*



Experimentado, testado e mais do que pronto para a vida diária

O Ponto 4 possui os conceituados padrões de qualidade Ponto no menor tamanho até o momento. Foi exaustivamente testado para atender aos altos padrões de durabilidade e confiabilidade, incluindo a exigente classificação IP 57 para resistência a água e poeira.

Características:

- Luz LED de notificação
- Gaveta de bateria inviolável
- Acoplamento robusto da mola metálica
- Capas e adesivos para personalização

Para descobrir o que o Ponto 4 pode fazer por você, converse com o seu fonoaudiólogo hoje ou acesse: www.oticonmedical.com



Escala 1:1



Chroma Beige
CO90



Terracotta
CO94



Chestnut Brown
CO93



Steel Grey
CO92



Diamond Black
CO63



Silver
CO44