

Ponto™ – Sistema Auditivo de Condução Óssea

Ponto 5 Mini Mais som para o cérebro



oticon
MEDICAL

Aproveite o menor processador sonoro do mundo – ainda é um Ponto

Repleto de Tecnologia

- Pequeno e discreto
- Aproveite o ambiente sonoro por completo
Ouça sons de todo o seu entorno
Tecnologia OpenSound Navigator™
- Qualidade de som especial
Sem feedback audível com o
OpenSound Optimizer™*1
- Conforto auditivo
Programas sob medida para diferentes situações
- Parte de sua vida digital
Simples para conectar aos seus dispositivos preferidos
- Consultas remotas
Tenha o seu dispositivo ajustado on-line

Se o Ponto é novidade para você ou se você quer atualizar o seu processador de som, o Ponto 5 Mini oferece acesso a mais som e melhor compreensão da fala com o OpenSound Navigator.^{1,2}



Permaneça conectado ao seu ambiente sonoro

Os processadores de som convencionais visam melhorar a compreensão da fala removendo o som, por exemplo, usando a direcionalidade para focar apenas nos alto-falantes à sua frente. Embora isso possa melhorar a compreensão da fala, também pode fazer você se sentir isolado.

O Ponto 5 Mini tem uma abordagem diferente. Sua tecnologia OpenSound Navigator pioneira lhe permite ouvir sons de todo o seu entorno.

Isso torna mais fácil acompanhar o que está acontecendo. E os resultados dessa tecnologia falam por si: a compreensão da fala é melhorada em mais de 20%.²

Além de criar um ambiente sonoro aberto, o pioneiro Ponto 5 Mini também oferece um som mais estável e evita feedback audível.¹

Se você estiver tendo feedback com o seu sistema de condução óssea atual, peça ao seu Fonoaudiólogo para experimentar um Ponto 5 Mini.





Experimente você mesmo
a experiência de som aberto.
Peça para testar o Ponto 5 Mini.


Uma melhor compreensão da fala com menos esforço de escuta

O Ponto 5 Mini usa tecnologia OpenSound Navigator para abrir todo o ambiente sonoro afim de que você possa ouvir sons de todas as direções.

Uma nova pesquisa confirma que esse ambiente sonoro aberto dá ao cérebro o que ele precisa para criar uma experiência auditiva melhor.

Foi provado que ele fornece melhor compreensão da fala com menos esforço de escuta.²

Somente processadores sonoros de condução óssea Ponto com tecnologia BrainHearing™ e experiência de som aberto lhe dão acesso ao ambiente sonoro por inteiro.



Conecte-se, transmita e relaxe



Seja para fazer uma videochamada, assistir à TV ou falar ao telefone; o seu Ponto 5 Mini pode conectar você sem fio a uma ampla gama de dispositivos digitais usados na vida diária.

- **2.4 GHz Bluetooth Low Energy**
conecte ao seu smartphone
- **App Oticon ON**
ajuste o volume, alterne entre programas e muito mais usando o seu celular
- **EduMic**
transmita a voz do professor ou conecte-se a um FM ou telebobina
- **ConnectClip**
faça transmissões de/para o seu smartphone e use como um microfone remoto
- **Adaptador de TV 3.0**
transmita som da sua TV
- **App Oticon RemoteCare**
compareça a consultas com o seu Fonoaudiólogo on-line
- **IFTTT – a Internet das Coisas**
conecte-se a serviços e dispositivos na internet
- **App Ponto Care**
suporte para obter a melhor experiência com o Ponto 5 Mini



O máximo em discrição e confiabilidade

O Ponto 5 Mini é pequeno, discreto e está disponível em várias cores para combinar com o seu cabelo. Ou você pode adicionar seu estilo pessoal usando capas ou adesivos coloridos e brilhantes.

Desempenho em que você pode confiar

Todos os aspectos do Ponto 5 Mini passaram por testes extensos que incluem testes de queda, umidade e suor, mudanças de temperaturas extremas e imersão total em água.* É por isso que você pode ter certeza de que não se decepcionará com o Ponto 5 Mini.

Indicador LED

A luz indicadora de LED pode ser ativada para ajudar os profissionais de saúde a monitorar o status do processador.



“Duas semanas depois, quando fiz os ajustes finais, fiquei muitíssimo surpresa. Surpresa de conseguir ouvir tanto e de todo o meu entorno. Fiquei impressionada.”

Fatima, usuária Ponto, França



*Classificação IP 57

Referências:

¹Dados em arquivo na Oticon Medical

²Manuscrito em preparação, Dados em Arquivo - Estudo clínico BC102

Because sound matters

A Oticon Medical é uma empresa global que atua na área de soluções auditivas implantáveis, dedicada a trazer o poder do som às pessoas em todos os estágios da vida. Como parte do grupo Demant, líder global em saúde auditiva com mais de 16.500 pessoas em mais de 30 países e usuários se beneficiando dos nossos produtos e soluções em mais de 130 países, temos acesso a uma das equipes de pesquisa e desenvolvimento mais fortes do mundo, aos mais recentes avanços tecnológicos e ideias sobre cuidados auditivos.

Nossas competências abrangem mais de um século de inovações em processamento sonoro e décadas de experiência pioneira em tecnologia de implantes auditivos. Trabalhamos em estreita colaboração com pacientes, médicos e profissionais de saúde auditiva, asseguramos que todas as soluções que criamos sejam concebidas tendo em mente as necessidades dos usuários. Temos uma forte paixão de fornecer apoio e soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida e ajudamos as pessoas a viver vidas plenas – agora e no futuro.

Porque sabemos o quanto o som importa.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

239547BR-PT / 2021.07