

Benförankrat hörselsystem

Ponto 4

Open Sound. Open Life



Made for

iPhone | iPad | iPod



oticon
MEDICAL

Njut av den revolutionerande öppna ljudupplevelsen och en framtid av uppkopplad hörsel.




Velox S™-plattformen
– blixtsnabb och
kraftfull



OpenSound Navigator™
– ljud i 360 grader

Ett paradigmskifte inom benförankrad hörsel

Användare av hörapparater världen över har redan upplevt den banbrytande tekniken i Oticon Opn™ och Oticon Opn S™. Denna unika teknologi är nu för första gången tillgänglig även för användare av benförankrade hörapparater. Den ger konstant tillgång till ljud i 360 grader och låter hjärnan bestämma vad som ska vara i fokus. Resultatet är ett fullt och öppet ljudlandskap.



Elegant design

Ponto 4 är marknadens minsta benförankrade hörapparat, diskret och pålitlig.

Och helt trådlös

Ponto 4 kan anslutas till alla dina elektroniska enheter. Och med Oticon ON App och IFTTT-nätverket kan den även anslutas till alla internetuppkopplade enheter, t.ex. hushållsapparater, e-postprogram och annat.

**Data på arkiv hos Oticon Medical*

***Vid användning av Oticon ON App och IFTTT-nätverket*




Upplev den öppna ljudbilden med Ponto 4


Vi presenterar den revolutionerande
OpenSound Navigator™

Med Ponto 4 kan traditionella ljudbehandlingsmetoder anses föråldrade. Det unika, banbrytande chipet i Ponto 4 behandlar ljud 50 gånger snabbare* och ger kontinuerlig tillgång till ljud i 360 grader.

I den här mer fullständiga och öppna ljudbilden bestämmer du själv vilka ljud du vill fokusera på - även i bullriga miljöer.


**Jämfört med Inium Sense-plattformen*






OpenSound Navigator

– 3 steg på nolltid




1: Analys

Skannar ljudmiljön i 360°
över 100 gånger per sekund
för att identifiera och skilja
på brus och tal.



2: Balans

Dämpar snabbt högt brus
från specifika riktningar
samtidigt som tal bevaras.



3: Brusrensning

Dämpar snabbt återstående
brus, till och med mellan
enskilda ord.

Världens första internetanslutna benförantrade hörapparat



För fullständig uppkoppling

Ponto 4 är mer än en ljudprocessor – du kan också ansluta dig till alla dina elektroniska favoritenheter.

Den använder 2,4 GHz-teknik och är världens första internetanslutna, benförantrade hörapparat.*

Men det är inte allt. Chipet i Ponto 4 är utformat för de snabba, tekniska förändringarna inom hörselvården, så att du kan vara säker på att vara uppkopplad även i framtiden.

**Vid användning av Oticon ON App och IFTTT-nätverket*



Anslut till IFTTT – Internet of Things

Genom Oticons unika molnlösning kan Ponto 4 och Oticon ON App anslutas till andra Internetaktiverade enheter och tjänster.

Till exempel:

- Få ett röstmeddelande när det ringer på dörren
- Få ett SMS när batteriet håller på att ta slut
- Växla till hemprogrammet när du går in genom ytterdörren

Besök oticon.global för att upptäcka fler möjligheter.

Trådlös uppkoppling till din telefon och andra enheter



Made for iPhone

Anslut Ponto 4 direkt till din iPhone® så att du kan prata i telefon och höra samtalet direkt i din ljudprocessor. Du kan också streama musik direkt från din telefon utan att behöva en extra enhet.

Apple, Apple-loggan, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke för Apple Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.

Kontrollera din Ponto 4 med Oticon ON App

Med Oticon ON App kan du diskret ändra volymen, byta program, använda funktionen "Hitta mina hörapparater", få tillgång till Internet of Things och mycket mer.

Hämta appen gratis i App Store® och Google Play™



För mer information om applikationens kompatibilitet, besök: www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

Trådlösa tillbehör

Använd Ponto 4 för mycket annat:

- **ConnectClip** – Använd din Ponto 4 som ett hands-free, mobilt headset med alla smarttelefoner.
- **TV Adapter 3.0** – Lyssna på TV och musik i din Ponto 4
- **Remote Control 3.0** – Ändra volymen och byt program



ConnectClip



Remote Control 3.0



TV Adapter 3.0

Världens minsta benförankrade hörapparat

Prövad, testad och klar för alla dina vardagsbehov

Ponto 4 med den berömda Ponto-kvaliteten i tidernas minsta apparat. Den har testats noga för att uppfylla höga krav på hållbarhet och tillförlitlighet, inklusive den krävande IP 57-certifieringen för vatten- och dammbeständighet.



Skala 1:1



Funktioner:

- LED-lampa
- Petsäkert batterifack
- Robust koppling med metallfjäder
- Skal och klistermärken



Chroma Beige
C090



Terracotta
C094



Chestnut Brown
C093



För att veta mer om Ponto 4, tala med din audionom idag eller besök: www.oticonmedical.com



Steel Grey
C092



Diamond Black
C063



Silver
C044


Ponto 4 på ditt sätt

Klistermärken och skal

Välj en färg som matchar ditt hår eller gör din Ponto 4 helt unik med ett stort utbud av olika skal och klistermärken.



Färger



Skala 1:1

Klistermärken



Because sound matters

Oticon Medical är ett globalt företag inom implanterbara hörsellösningar. Vår målsättning är att ge människor möjligheten att uppleva ljudets magi. Som en del av Demant-koncernen, global ledare inom hörselvård med 14 500 medarbetare i över 130 länder, har vi tillgång till ett av världens mest framstående team inom hörseliforskning och utveckling, de senaste tekniska framstegen och kunskaperna inom hörselvård.

Det ger oss unik kompetens baserad på över 100 år av innovativa lösningar inom ljudbehandling samt årtionden av banbrytande utveckling inom hörselimplantat. I nära samarbete med patienter, läkare och audionomer, utvecklar vi produkter som utgår från patienternas behov. Vi har ett starkt engagemang för att erbjuda nyskapande hörsellösningar och support. Att höra och förstå ljud har en stor betydelse för människors livskvalitet.



 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

206180SE / 2019.05