

Ponto jämförelsedigram

Få en översikt av olika Ponto-modeller och se fördelarna med att uppgradera till nya Ponto 5 Mini

| Produktinformation | Ponto 3 | Ponto 4 | Ponto 5 Mini | Varför Ponto 5 Mini? |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| Anpassningsområde | Upp till 45 dB HL | Upp till 45 dB HL | Upp till 45 dB HL | |
| Mått (L x B x H) | 34 x 21 x 11 mm | 26 x 19 x 11 mm Världens minsta | 26 x 19 x 11 mm Fortfarande världens minsta | |
| Vikt (utan batteri) | 14 g | 13,2 g | 13,2 g | |
| Hårdvarucertifikation (inklusive batterifack) | IP57 | IP57 | IP57 | |
| Batterityp | 13 | 312 | 312 | |
| Frekvensområde | 200 Hz – 9.5 kHz | 200 Hz – 9.5 kHz | 200 Hz – 9.5 kHz | |
| LED-lampa | - | ✓ | ✓ | |
| Prestanda | | | | |
| BrainHearing-teknik | ✓ | ✓ | ✓ | Alla Ponto-modeller hjälper hjärnan att tolka ljud för bättre talförståelse med mindre ansträngning. ¹ |
| Open sound experience | - | OpenSound Navigator Möjliggör ett ljudlandskap i 360° | OpenSound Navigator Möjliggör ett ljudlandskap i 360° | För en verkligt öppen och balanserad ljudupplevelse som ger användare tillgång till ljud i 360° - har bevisats förbättra talförståelsen med över 20 %. ¹ |
| | - | - | OpenSound Optimizer Upptäcker och förebygger återkoppling | För 6 dB stadigare förstärkning – mer ljud, inte mindre, hela dagen. ² |
| Brusreduktion | TriState Brusreduktion | OpenSound Navigator Exakt analys av ljudmiljön för ultrasnabb brusrensning | OpenSound Navigator Exakt analys av ljudmiljön för ultrasnabb brusrensning | Låter användaren röra sig obehindrat mellan olika miljöer, för bättre talförståelse. ¹ |
| Återkopplingshantering | Inium Sense återkopplingskydd | Feedback shield LX | Feedback shield LX | Feedback shield LX avlägsnar återkoppling med traditionell återkopplingshanteringsteknik. |
| | - | - | OpenSound Optimizer Upptäcker och förebygger återkoppling | Förebygger hörbar återkoppling utan minskad förstärkning – upp till 6 dB ökad förstärkning utan risk för återkoppling. ^{2*} |
| Riktverkan | FreeFocus Traditionell riktverkan | - | - | Ponto 5 Mini använder OpenSound Navigator istället för traditionell riktverkan. |
| Teknikplattform | Inium Sense 15 frekvenskanaler | Velox S™ 50 gånger snabbare data-behandling än Inium Sense Enastående upplösning med 64 frekvenskanaler | Velox S™ 50 gånger snabbare data-behandling än Inium Sense Enastående upplösning med 64 frekvenskanaler Ny akustikmätning 56 000 per sek. tillåter OpenSound Optimizer | Velox S är Oticon Medicals snabbaste och mest avancerade teknikplattform som klarar av att följa med i samtal med flera talare, även i bullriga miljöer. |
| RemoteCare | - | - | ✓ | Möjliggör möten, justeringar och uppgraderingar på distans. |
| Särskilt ändamålsprogram | - | - | 3 särskilda ändamålsprogram Tal i buller / Komfort / Musik | Olika program för olika lyssningsmiljöer. |
| Anslutning och streaming | | | | |
| Stereo streaming | Via Oticon Medical Streamer | 2.4 GHz Bluetooth Low Energy | 2.4 GHz Bluetooth Low Energy | Ansluter med Oticon ON-appen och ConnectClip för hantering av ljudprocessorn, handsfree-samtal, streaming m.m. |
| Made for iPhone® | - | ✓ | ✓ | Direkt anslutning till iPhone för att prata i telefon, streama musik och video direkt till hörapparaterna. |
| ConnectClip | - | ✓ | ✓ | Streama direkt från alla moderna smarttelefoner, anslut till laptop via USB-dongel och använd som fjärrmikrofon. |
| EduMic | - | ✓ | ✓ | Streama samtal på upp till 20 meters avstånd och få tillgång till FM, telespole och jacklägen. |
| Remote Control-appen | ✓ Via Oticon Medical Streamer | ✓ Via Oticon ON-appen eller Remote Control 3.0 | ✓ Via Oticon ON-appen eller Remote Control 3.0 | Diskret hantering av volym, program och anslutning. |
| TV Adapter | ✓ TV Adapter 2.0 | ✓ TV Adapter 3.0 | ✓ TV Adapter 3.0 | Streama stereoljud direkt från TV:n. |
| Appar | | | | |
| Kontroll-app | ConnectLine-appen | Oticon ON-appen | Oticon ON-appen | Funktioner som bara finns i Oticon ON-appen: Diskret volym- och programkontroll. Innehåller funktionen "Hitta min Ponto" och åtkomst till Hearing Fitness, IFTT och Hearing Guide. |
| Support- och guide-app | Ponto Care-appen | Ponto Care-appen | Ponto Care-appen | Hjälper användare från utprovning till eftervård för en optimal upplevelse. |
| Tillbehör | | | | |
| Softband och SoundConnector | ✓ | ✓ | ✓ | Tillgång till Ponto för personer som är för unga eller som inte kan genomgå operation. Användare kan prova Ponto innan de bestämmer sig. |
| Säkerhetslina | ✓ | ✓ | ✓ | Skyddar mot förlust och skador på ljudprocessorn. |
| Petsäkert batterifack | ✓ | ✓ | ✓ | Förhindrar att batteriluckan öppnas av misstag. |
| Skal och klistermärken | ✓ | ✓ | ✓ | Personlig anpassning. |
| Anpassning | | | | |
| Trådlös anpassning | - | ✓ | ✓ | Anpassa Ponto med Noahlink Wireless. |
| Remote fitting | - | - | ✓ Oticon RemoteCare-appen | Användare kan delta i möten online och får programmering och justering utförda på distans. |
| NAL-NL 1 BC | ✓ | ✓ | ✓ | Välj den mest relevanta anpassningsmetoden för användaren. |
| DSL BC | ✓ | - | ✓ | |

¹ Manuskript under förberedelse, Data på arkiv – Clinical study BC102

² Data på arkiv hos Oticon Medical

* Vid anpassning enligt rekommendationer

Apple, Apple-loggan, iPhone®, iPad® och iPod touch® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.